

WITHINGS | BODY SMART

DISCOVER OUR DEVICES

DÉCOUVREZ NOS PRODUITS CONNECTÉS | ENTDECKEN SIE UNSERE GESUNDHEITSGERÄTE



withings.com



AW_GSG_HERO_WB013_ALL_INT_C
V3.0 JUN 2023

WELCOME TO THE COMMUNITY
BIENVENUE DANS LA COMMUNAUTÉ | WILLKOMMEN IN DER COMMUNITY

Daily guided missions.
Trackable health improvements. Motivation is built in.
Soyez accompagné-e dans vos missions santé.
Suivez vos progrès. Restez motivé-e au quotidien.
Täglich begleitende Aufgaben.
Messbare Fortschritte der Gesundheit. Inklusive Motivation.

Withings+

GET STARTED COMMENCER | ERSTE SCHRITTE



go.withings.com

1 Download the Withings app
Téléchargez l'application Withings
Laden Sie die Withings-App herunter



2 Create an account
Créez votre compte
Erstellen Sie ein Konto



3 Go to 'Devices' and follow installation instructions




Rendez-vous dans "Appareils" et procédez à l'installation
Gehen Sie zu „Geräte“ und folgen Sie bitte der Installationsanleitung

YOUR BODY SMART VOTRE BODY SMART | IHRE BODY SMART

Digital Display
Écran numérique
Digitale Anzeigel


Electrodes
Électrodes
Elektroden




Unit & Pairing Button
Unités & Bouton d'appairage
Gewichtseinheiten & Pairing-Taste

Battery Cover (4 AAA batteries already installed)
Trappe à piles (4 piles AAA déjà installées)
Batteriefach (4 AAA-Batterien bereits eingelegt)

Carpet Feet (to use on thick carpet only)
Pieds pour utilisation sur moquette
Teppichfüße (nur auf dickem Teppich verwenden)




QUICK START DÉMARRAGE RAPIDE | KURZANLEITUNG




Pull tab to wake up the scale.
Retirez la languette pour lancer la balance.
Ziehen Sie die Lasche ab, um die Waage zu aktivieren.

BEST PRACTICES BONNES PRATIQUES | EMPFOHLENE PRAKTIKEN



1. Place the scale on a hard, flat surface.
Placez la balance sur une surface plane et dure.
Stellen Sie die Waage auf eine harte, flache Oberfläche.



2. Step on the scale with clean bare feet.
Montez sur la balance les pieds nus et propres.
Stellen Sie sich mit sauberen, nackten Füßen auf die Waage.



3. Try to weigh yourself at the same time each day.
Essayez de vous peser à la même heure chaque jour.
Versuchen Sie, sich jeden Tag zur gleichen Zeit zu wiegen.


Withings+

DAILY HEALTH IMPROVEMENT SYSTEM


DISPOSITIF QUOTIDIEN D'AMÉLIORATION DE LA SANTÉ | SYSTEM ZUR TÄGLICHEN VERBESSERUNG DER GESUNDHEIT



Get daily guided missions.
Laissez-vous guider par des missions quotidiennes.
Erhalten Sie täglich geführte Aufgaben.



Benefit from medical & wellness expertise.
Bénéficiez d'une expertise médicale et bien-être.
Profitieren Sie von medizinischer und Wellness-Expertise.



Dive into an exclusive content library.
Plongez dans une bibliothèque de contenus exclusifs.
Entdecken Sie eine Sammlung exklusiver Inhalte.

*Health+ is a paid subscription service. Some features can be updated or may not be available in every language.
*Health+ est un service d'abonnement payant. Les fonctionnalités peuvent être amenées à changer et certaines peuvent ne pas être disponibles dans toutes les langues.
*Health+ ist ein kostenpflichtiger Abonnement-Service. Die Funktionen können sich ändern und einige Funktionen sind möglicherweise nicht in allen Sprachen verfügbar.