


Withings Sleep Analyzer



QUICK INSTALLATION GUIDE

ĪSĀ UZSTĀDĪŠANAS PAMĀCĪBA | GREITO PASIRENGIMO DARBU VADOVAS | KIIRPAIGALDUSJUHEND

EN | LV | LT | ET

THANK YOU FOR CHOOSING WITHINGS SLEEP ANALYZER

PALDIES, KA IZVĒLĒJĀTIES WITHINGS SLEEP ANALYZER | DÉKOJAME, KAD PASIRINKOTE WITHINGS SLEEP ANALYZER |
AITĀH, ET VALISITE SEADME WITHINGS SLEEP ANALYSER.



Need help?

Nepieciešama palīdzība? | Reikia pagalbos? | Vajate abi?


➔ withings.com/support/sleep

This guide is available in additional languages at: www.withings.com/guides
Šī rokasgrāmata ir pieejama citās valodās tīmekļa vietnē www.withings.com/guides
Šis vadovas pateikamas kitomis kalbomis: www.withings.com/guides
See juhend on saadaval teistes keeltes aadressil www.withings.com/guides

Box contents


Iepakojuma saturs | Pakuotės turinys | Karbi sisu

3



Sleep Sensor

LV Miega sensors
LT Miego jutiklis
ET Uneandur



USB Power Adapter

LV USB strāvas adapteris
LT USB maitinimo adapteris
ET USB-toiteadapter


How to install your Withings Sleep Analyzer

Kā uzstādīt Withings Sleep Analyzer | Kaip pradėti naudoti Withings Sleep Analyzer |
Uneanalüsaatori Withings Sleep Analyzer paigaldamine

1

Place the entire sleep sensor under your mattress, so that it will be positioned underneath your chest. Only the cable should extend beyond the edge of your mattress.


- LV** Novietojiet miega sensoru zem matrača tā, lai tas atrastos zonā zem krūškurvja. Ārpus matrača zonas ir jāpaliek tikai kabelim.
- LT** Visą miego jutiklį po čiužiniu padėkite taip, kad jis būtų po krūtine. Iš po čiužinio turėtų išlįsti tik laidas.
- ET** Asetage kogu uneandur madratsi alla nii, et see asuks teie rinna all. Ainult kaabel võib ulatuda üle madratsi serva.



2

Plug the sensor into an outlet using the provided adapter.

- LV Pievienojiet sensoru kontaktligzdai, izmantojot komplektācijā iekļauto adapteri.
- LT Prijunkite jutiklį prie lizdo naudodami pateiktą adapterį.
- ET Ühendage andur komplekti kuuluva adapteri abil pistikupessa.



How to install your Withings Sleep Analyzer

Kā uzstādīt Withings Sleep Analyzer | Kaip pradėti naudoti Withings Sleep Analyzer |
Uneanalüsaatori Withings Sleep Analyzer paigaldamine

3

Visit go.withings.com from your smartphone or tablet, and follow the instructions to install the Health Mate app.

- LV** Apmeklējiet tīmekļa vietni go.withings.com viedtālrunī vai planšetdatorā un izpildiet norādījumus, lai instalētu lietotni Health Mate.
- LT** Savo išmaniajame telefone arba planšetiniame kompiuteryje apsilankykite go.withings.com svetainėje ir sekite „Health Mate“ programėlės įdiegimo instrukcijas.
- ET** Külstage nutitefonis või tahvelarvutis veebisaiti go.withings.com ja järgige rakenduse Health Mate installimisjuhiseid.

4

In the Health Mate app, follow the instructions to install Withings Sleep Analyzer.

- LV Lietotnē Health Mate izpildiet norādījumus, lai instalētu Withings Sleep Analyzer.
- LT Health Mate programēlėje sekite instrukcijas, kad įdiegtumėte Withings Sleep Analyzer.
- ET Avage rakendus Health Mate ja järgige Withings Sleep Analyzeri installimisjuhiseid.




Care and maintenance

Apkope un uzturēšana | Įrenginio priežiūra | Hooldus

To clean the textile cover of the sensor, gently remove the cover first. The cover can be machine washed, but do not tumble dry or iron it. Wait until the cover is completely dry before replacing it on the sensor.



- LV** Lai tīrītu sensora auduma pārsegu, vispirms to uzmanīgi noņemiet. Pārsegu drīkst mazgāt veļasmašīnā, bet to nedrīkst žāvēt veļas žāvētājā un gludināt. Pirms pārsega uzlikšanas sensoram pagaidiet, līdz pārsegs ir pilnībā izžuvis.
- LT** Norėdami nuvalyti jutiklio medžiaginį uždangalą, pirmiausia atsargiai nuimkite dangtelį. Uždangalą galima plauti skalbimo mašinoje, bet negalima jo džiovinti arba lyginti. Prieš uždėdami uždangalą ant jutiklio palaukite, kol jis visiškai išdžius.
- ET** Anduri tekstiilkatte puhastamiseks eemaldage esmalt ettevaatlikult kate. Katet saab pesta pesumasinas, kuid ärge kuivatage seda trummelkuivatis ega triikige. Enne andurile tagasi panemist oodake, kuni kate on täiesti kuiv.



Overview

Kopskats | Apžvalga | Ülevaade

8-9

(A) Air bladder

LV Gaisa kamera

LT Oro pūslė

ET Õhuga täidetud osa

(B) Textile cover

LV Auduma pārsegs
pokrowiec

LT Medžiaginis
uždangalas

ET Tekstiilkate

(C)

USB cable

LV USB kabelis

LT USB kabelis

ET USB-kaabel

(D) USB power adapter

LV USB strāvas adapteris

LT USB maitinimo adapteris

ET USB-toiteadapter

(E) Sound sensor for snore detection

LV Skaņas sensors krākšanas noteikšanai

LT Knarkimo aptikimo garso jutiklis


ET Heliandur norskamise tuvastamiseks

(F) Setup LED

LV Iestatīšanas gaismas diode

LT Sąrankos LED

ET Seadistus-LED



EN You can deactivate the sound sensor in your settings in the Health Mate app

LV Skaņas sensoru varat izslēgt Health Mate lietotnes iestatījumos.

LT Garso jutiklį galite išjungti „Health Mate“ programėlės nustatymuose

ET Helianduri saate välja lülitada rakenduse Health Mate sätetes.

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Important note: Radiation Exposure Statement

The product complies with the US portable radio frequency (RF) exposure limit set forth for an uncontrolled environment and is safe for intended operation as described in this manual. Further RF exposure reduction can be achieved if the product is kept as far as possible from the user's body or if the device is set to lower output power if this function is available.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Country Code selection feature to be disabled for products marketed to the US.

Federālās sakaru komisijas (FCC) paziņojums par traucējumiem

10 - 11

Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atbilst B klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzību pret nevēlamiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šis aprīkojums rada, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un tas var radīt nevēlamus radiosakaru traucējumus, ja netiek uzstādīts saskaņā ar norādījumiem. Tomēr nav garantijas, ka nebūs traucējumi konkrētajā iekārtā. Ja šis aprīkojums izraisa nevēlamus radio un televīzijas uztveršanas traucējumus, ko var noteikt aprīkojumu ieslēdzot un izslēdzot, lietotājs tiek aicināts mēģināt novērst traucējumus, izmantojot kādu no tālāk minētajiem pasākumiem:

- Pārorientējiet vai pārvietojiet uztverošo antenu.
- Palieliniet attālumu starp aprīkojumu un uztvērēju.
- Pievienojiet aprīkojumu kontaktligzdai, kas neatrodas ķēdē, kurai ir pievienots uztvērējs.
- Lai saņemtu palīdzību, konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi.

FCC brīdinājums: Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav apstiprinājusi par atbilstību atbildīgā puse, var anulēt lietotāja pilnvaras darbināt šo aprīkojumu.

Ši ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Uz darbību attiecas šādi divi nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus; un (2.) šai ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu ierīces darbību.

Svarīga piezīme: Paziņojums par starojuma iedarbību

Šis produkts atbilst ASV pārmēsājamo ierīču radiofrekvenču (RF) iedarbības robežvērtībām, kas noteiktas nekontrolētai videi, un ir drošs paredzētai lietošanai, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā. Radiofrekvenču iedarbību iespējams samazināt, ja ierīce tiek turēta maksimāli tālu no lietotāja ķermeņa vai ja ierīce tiek darbināta ar zemāko izejas jaudas iestatījumu, ja tāda funkcija ir pieejama.

Šo raidītāju nedrīkst novietot vai darbināt kopā ar citu antenu vai raidītāju.

Valsts koda izvēles funkcijai jābūt atspējotai produktiem, kas paredzēti izplatīšanai ASV.

Federalinės ryšių komisijos (FCC) pranešimas apie trikdžius

Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeniniams prietaisams taikomus apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šie apribojimai skirti užtikrinti tinkamą apsaugą nuo žalingųjų trikdžių gyvenamosiose patalpose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją ir, jei įrengiama ir naudojama nesilaikant instrukcijų, gali sukelti žalingus radijo ryšio trikdžius. Tačiau nėra garantijos, kad tam tikrame įrenginyje trikdžių nebus. Jei ši įranga sukelia žalingus radijo ar televizijos signalų priėmimo trikdžius, kuriuos galima nustatyti išjungus ir įjungus įrangą, naudotojas gali pamėginti pašalinti trikdžius vienu iš šių būdų:

- Pakeiskite priimančiosios antenos kryptį arba vietą.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Prijunkite įrangą prie lizdo, esančio kitoje grandinėje nei ta, prie kurios prijungtas imtuvas.
- Kreipkitės pagalbos į platintoją arba patyrusį radijo / televizijos techniką.

FCC perspėjimas: Bet kokie pakeitimai ar modifikacijos, kurių aiškiai nepatvirtino už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti naudotojo teisę naudoti šią įrangą.

Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Naudojimui taikomos šios dvi sąlygos: (1) Šis prietaisas negali sukelti žalingųjų trikdžių ir (2) šis prietaisas turi priimti bet kokius gaunamus trikdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

Svarbi pastaba: Pareiškimas dėl spinduliuotės poveikio

Gaminys atitinka JAV nešiojamosios įrangos radijo dažnio (RD) poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai, ir yra saugus naudoti pagal paskirtį, kaip aprašyta šiame vadove. RD poveikį galima dar sumažinti, jei gaminys laikomas kuo toliau nuo naudotojo kūno arba, jei nustatyta mažesnė prietaiso išvesties galia (jei ši funkcija galima).

Šio siųstuvo negalima laikyti arba naudoti kartu su jokia kita antena arba siųstuvu.

Šalies kodo pasirinkimo funkcija turi būti išjungta produktams, parduodamiems JAV.

USA Föderaalset Sidekomisjoni (FCC) häireid käsitlev avaldus

12 - 13

Seadet on testitud ja leitud, et see vastab FCC eeskirjade 15. osa kohaselt B-klassi digiseadme piirmääradele. Need piirmäärad on ette nähtud eluruumidesse paigaldamise korral kahjulike häirete eest mõistliku kaitse pakkumiseks. See seade tekitab, kasutab ja võib väljastada raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata nõuetekohaselt, võib see häirida raadiosidet. Siiski ei saa tagada, et konkreetses paigaldises häireid ei esine. Kui see seade põhjustab raadio- või televisioonivastuvõtule kahjulikke häireid, mida saab kindlaks teha seadme sisse- ja väljalülitamisega, soovitatakse kasutajal üritada häired kõrvaldada ühel järgmistest viisidest.

- Suunake või paigutage vastuvõtuantenn ümber.
- Suurendage seadme ja vastuvõtja vahelist kaugust.
- Ühendage seade teise voluuhela pistikupesaga, kui see, kuhu on ühendatud vastuvõtja.
- Küsi abi edasimüüjalt või kogenud raadio-/teletehnikult.

FCC hoiatus Kõik muudatused, mida nõuetele vastavuse eest vastutav isik ei ole selgesõnaliselt heaks kiitnud, võivad tühistada kasutaja volitused seadet kasutada.

See seade vastab FCC eeskirjade 15. osale. Kasutamisel tuleb järgida kahte järgmist tingimust. (1) Seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) seade peab vastu võtma kõik saadud häired, sh häired, mis võivad põhjustada soovimatut talitlust.

Tähtis märkus. Kiirgusega kokkupuute avaldus

Toode vastab USA kaasaskantava raadiosagedusega (RF) kokkupuute piirväärtusele, mis on kindlaks määratud kontrollimatule keskkonnale, ja on ohutu selles juhendis kirjeldatud sihtotstarbel. Raadiosagedusliku kiirguse edasine vähendamine on võimalik, kui toodet hoitakse kasutaja kehast võimalikult kaugel või kui seade on seadistatud väiksemale väljundvõimsusele, kui see funktsioon on saadaval.

Seda saatjat ei tohi paigutada samasse kohta ega kasutada koos ühegi teise antenni või saatjaga.

Riigikoodi valimise funktsioon keelatakse USA-s turustatavates toodetes.

Information for users in Canada

Informācija lietotājiem Kanādā | Informacija Kanados vartotojams | Teave kasutajatele Kanadas

IC: 11411A-WSM02

This device complies with Industry Canada's licence exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Radiation Exposure Statement

The product complies with the Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and is safe for intended operation as described in this manual. Further RF exposure reduction can be achieved if the product is kept as far as possible from the user's body or if the device is set to lower output power if such function is available.

Country Code selection feature to be disabled for products marketed to CANADA.

IC: 11411A-WSM02

Šī ierīce atbilst Industry Canada bezlicenču RSS standartiem. Uz darbību attiecas šādi divi nosacījumi:

- (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt traucējumus; un
- (2) šai ierīcei jāpieņem jebkādi traucējumi, tostarp traucējumi, kas var izraisīt nevēlamu ierīces darbību.

Paziņojums par starojuma iedarbību

Šis produkts atbilst Kanādas pārnēsājamo ierīču RF iedarbības robežvērtībām, kas noteiktas nekontrolētai videi, un ir drošs paredzētai lietošanai, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā. Radiofrekvenču iedarbību iespējams samazināt, ja ierīce tiek turēta maksimāli tālu no lietotāja ķermeņa vai ja ierīce tiek darbināta ar zemāko iezes jaudas iestatījumu, ja tāda funkcija ir pieejama.

Valsts koda izvēles funkcijai jābūt atspējotai produktiem, kas paredzēti izplatīšanai Kanādā.

IC: 11411A-WSM02

Šis prietaisas atitinka „Industry Canada“ radijo standartų specifikacijas (RSS), kurioms netaikoma licencija. Naudojimui taikomos šios dvi sąlygos:

- (1) Šis prietaisas negali sukelti trikdžių ir
- (2) Šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą prietaiso veikimą.

Pareiškimas dėl spinduliuotės poveikio

Gaminys atitinka Kanados nešiojamosios įrangos radijo dažnio (RD) poveikio ribas, nustatytas nekontroliuojamai aplinkai, ir yra saugus naudoti pagal paskirtį, kaip aprašyta šiame vadove. RD poveikį dar galima sumažinti, jei gaminyje laikomas kuo toliau nuo naudotojo kūno arba, jei nustatyta mažesnė prietaiso išvesties galia (jei ši funkcija galima).

Šalies kodo pasirinkimo funkcija turi būti išjungta produktams, parduodamiems Kanadoje.

IC: 11411A-WSM02

Seade vastab Industry Canada litsentsivabadele RSS-idele. Kasutamisel tuleb järgida kahte järgmist tingimust.

- (1) See seade ei tohi põhjustada häireid ja
- (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sh häired, mis võivad põhjustada seadme soovimatut talitlust.

Kiirgusega kokkupuute avaldus

Toode vastab Kanada kaasaskantava raadiosagedusliku kiirguse piirväärtusele, mis on kehtestatud kontrollimatule keskkonnale, ja on ohutu selles juhendis kirjeldatud sihtotstarbel.

Raadiosagedusliku kiirguse edasine vähendamine on võimalik, kui toodet hoitakse kasutaja kehist võimalikult kaugel või kui seade on seadistatud väiksemale väljundvõimsusele, kui see funktsioon on saadaval.

Country Code selection feature to be disabled for products marketed to CANADA. Riigikoodi valimise funktsioon keelatakse Kanadas turustatavates toodetes.

US Withings Two (2) Years Limited Warranty - Withings Sleep Analyzer

Withings SA 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, France ("Withings") warrants the Withings-branded hardware product ("Withings Product") against defects in materials and workmanship when used normally in accordance with Withings' published guidelines for a period of TWO (2) YEARS from the date of original retail purchase by the end-user purchaser ("Warranty Period"). Withings' published guidelines include but are not limited to information contained in technical specifications, safety instructions or quick start guide. Withings does not warrant that the operation of the Withings Product will be uninterrupted or error-free. Withings is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the Withings Product's use.

LV Withings divu (2) gadu ierobežota garantija - Withings Sleep Analyzer

Withings SA 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, Francija ("Withings") garantē Withings zīmola aparatūras produkta ("Withings produkts") darbību bez materiālu un apdares defektiem, ja produkts tiek lietots saskaņā ar Withings publicētām instrukcijām, DIVU (2) GADU laikā pēc galapatērētāja sākotnējā mazumtirdzniecībā veikta pirkuma datuma («Garantijas periods»). Withings publicētās instrukcijas citu starpā ietver informāciju, kas iekļauta tehniskajos noteikumos, drošības noteikumos un isajā lietošanas pamācībā. Withings negarantē, ka Withings produkts darbosies bez traucējumiem vai kļūdām. Withings neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies ar Withings produktu lietošanu saistīto instrukciju neievērošanas gadījumā.

LT Withings(2) diviejų metų garantija - Withings Sleep Analyzer

Withings SA 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, Prancūzija (toliau - Withings) garantuoja Withings ženklu pažymėto aparatinės įrangos produkto (toliau - Withings produkto) medžiagų ir gamybos defektus, kai jis įprastai naudojamas pagal Withings paskelbtus nurodymus, DVIEJŲ(2) METŲ laikotarpiui nuo pradinio mažmeninio pirkimo, kurį atlieka galutinis naudotojas (toliau - Garantinis laikotarpis). Withings paskelbtuose nurodymuose pateikta techninėse specifikacijose, saugos instrukcijose arba greito pasirengimo darbui vadovo informacija, tačiau ja neapsiribojama. Withings negarantuoja, kad Withings produktas veiks nepertraukiamai arba be trikdžių. Withings neatsako už žalą, atsiradusią nesilaikant Withings produkto naudojimo instrukcijų.

UK Withings Two (2) Years commercial guarantee - Withings Sleep Analyzer

Withings SA 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, France ("Withings") warrants the Withings-branded hardware product ("Withings Product") against defects in materials and workmanship when used normally in accordance with Withings' published guidelines for a period of TWO (2) YEARS from the date of original retail purchase by the end-user purchaser ("Warranty Period"). Withings' published guidelines include but are not limited to information contained in technical specifications, safety instructions or quick start guide. Withings does not warrant that the operation of the Withings Product will be uninterrupted or error-free. Withings is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the Withings Product's use.

ET Withingsi kaheaastane (2) piiratud garantii - Withings Sleep Analyzer

Withings SA 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, Prantsusmaa (edaspidi: Withings) garanteerib Withingsi kaubamärgiga riistvaratoote (edaspidi: Withingsi toode) materjali- ja valmistusvigade puudumise, kui seda kasutatakse tavapäraselt Withingsi avaldatud juhiste kohaselt KAHE (2) aasta jooksul alates lõppkasutaja algse jaeostu kuupäevast (edaspidi: garantiiperiood). Withingsi avaldatud juhiste hulka kuulub muu hulgas tehnilistes kirjeldustes, ohutusjuhistes või kiirjuhendis sisalduv teave. Withings ei garanteeri, et Withingsi toode töötab katkematult või vigadeta. Withings ei vastuta kahjustuste eest, mis tulenevad Withingsi toote kasutamiseiga seotud juhiste eiramisest.

- EN** Withings SA hereby declares that the device Withings Sleep Analyzer is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity can be found at: [Withings.com/compliance](https://withings.com/compliance)
- LV** Withings SA ar šo paziņo, ka ierīce Withings Sleep Analyzer atbilst Direktīvas 2014/53/ES pamatprasībām un citām saistītajām prasībām. Atbilstības deklarācija pieejama tīmekļa vietnē: [Withings.com/compliance](https://withings.com/compliance)
- LT** Withings SA patvirtina, kad prietaisas Withings Sleep Analyzer atitinka pagrindinius ir kitus susijusius Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus. Atitikties deklaraciją galima rasti: [Withings.com/compliance](https://withings.com/compliance)
- ET** Withings SA kinnitab, et seade Withings Sleep Analyzer vastab direktiivi 2014/53/EL olulistele ja muudele asjakohastele nõuetele. Vastavusdeklaratsiooni leiäte veebilehelt: [Withings.com/compliance](https://withings.com/compliance)

Mode	Frequency Band (MHz)	Maximum Output Power (dBm)
802.11 b/g/n	2400-2483.5	19.64
BT-LE	2402-2480	8.09
BT EDR	2402-2480	0.61



WITHINGS

Withings Sleep Analyzer - Model: WSM02 - V2.0

© 2020 Withings SA. All rights reserved.