


Withings Sleep Analyzer



QUICK INSTALLATION GUIDE

INSTRUKCJA SZYBKIEJ INSTALACJI | NAVODILA ZA HITRO NAMESTITEV | BRZI INSTALACIJSKI VODIČ

EN | PL | SL | HR

THANK YOU FOR CHOOSING WITHINGS SLEEP ANALYZER

DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE URZĄDZENIA WITHINGS SLEEP ANALYZER | HVALA, DA STE IZBRALI WITHINGS SLEEP ANALYZER |
HVALA ŠTO STE ODABRALI WITHINGS SLEEP ANALYZER



Need help?

Potrzebujesz pomocy? | Potrebujete pomoč? | Trebate pomoć?


➔ withings.com/support/sleep

This guide is available in additional languages at: www.withings.com/guides
Ta instrukcja jest dostępna w innych językach na stronie www.withings.com/guides
Ta priročnik je na voljo v dodatnih jezikih na: www.withings.com/guides
Ovaj vodič dostupan je na dodatnim jezicima na adresi: www.withings.com/guides

Box contents

Zawartość pudełka | Vsebina škatle | Sadržaj kutije

3




Sleep Sensor

PL Czujnik snu

SL Senzor spanja

HR Senzor sna



USB Power Adapter

PL Zasilacz sieciowy USB

SL Napajalnik USB

HR USB adapter napajanja


How to install your Withings Sleep Analyzer

Jak zainstalować urządzenie Withings Sleep Analyzer | Kako namestiti Withings Sleep Analyzer | Kako instalirati Withings Sleep Analyzer

1

Place the entire sleep sensor under your mattress, so that it will be positioned underneath your chest. Only the cable should extend beyond the edge of your mattress.


- PL** Umieść cały czujnik snu pod materacem, tak aby znajdował się pod Twoją klatką piersiową. Poza obrys materaca powinien wystawać wyłącznie przewód.
- SL** Cel senzor spanja položite pod vzmetnico, na območje, ki leži pod vašim prsnim košem. Izpod vzmetnice naj gleda samo kabel.
- HR** Cijeli senzor sna smjestite ispod svojeg madraca, tako da bude postavljen ispod vaših prsa. Samo bi se kabel trebao protezati izvan ruba vašeg madraca.



2

Plug the sensor into an outlet using the provided adapter.

- PL** Podłącz czujnik do gniazdka za pomocą dołączonego zasilacza.
- SL** Senzor priključite v električno omrežje s pomočjo priloženega vmesnika.
- HR** Senzor priključite u utičnicu pomoću dostavljenog adaptera.



How to install your Withings Sleep Analyzer

Jak zainstalować urządzenie Withings Sleep Analyzer | Kako namestiti Withings Sleep Analyzer |
Kako instalirati Withings Sleep Analyzer

3

Visit go.withings.com from your smartphone or tablet, and follow the instructions to install the Health Mate app.

- PL** Otwórz stronę go.withings.com na smartfonie lub tablecie i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować aplikację Health Mate.
- SL** Na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku obiščite go.withings.com in sledite navodilom za namestitev aplikacije Health Mate.
- HR** Putem svojeg pametnog telefona ili tableta posjetite adresu go.withings.com i slijedite upute za instalaciju aplikacije Health Mate.

4

In the Health Mate app, follow the instructions to install Withings Sleep Analyzer.

- PL** Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji Health Mate, aby zainstalować urządzenie Withings Sleep Analyzer.
- SL** V aplikaciji Health Mate sledite navodilom za namestitev naprave Withings Sleep Analyzer.
- HR** U aplikaciji Health Mate slijedite upute za instalaciju uređaja Withings Sleep Analyzer.




Care and maintenance

Pielęgnacja i konserwacja | Nega in vzdrževanje | Briga i održavanje

To clean the textile cover of the sensor, gently remove the cover first. The cover can be machine washed, but do not tumble dry or iron it. Wait until the cover is completely dry before replacing it on the sensor.



- PL** Aby wyczyścić materiałowy pokrowiec czujnika, należy delikatnie go zdjąć. Pokrowiec można prać w pralce, ale nie należy go suszyć w suszarce bębnowej ani prasować. Upewnij się, że pokrowiec jest w pełni wysuszony, zanim ponownie założysz go na czujnik.
- SL** Za čiščenje tekstilnega pokrivala senzorja najprej previdno odstranite pokrivalo. Pokrivalo lahko perete v pralnem stroju, vendar ga ne sušite in ne likajte. Preden pokrivalo spet namestite na senzor počakajte, da bo popolnoma suho.
- HR** Kako biste očistili tekstilni poklopac senzora, prvo oprezno skinite poklopac. Poklopac se može prati strojno, ali ga nemojte sušiti u sušilici niti glačati. Pričekajte da se poklopac potpuno osuši prije nego što ga vratite na senzor.



Overview

Przegląd | Pregled | Pregled

8-9

(A) Air bladder

PL Poduszka powietrzna

SL Zračni mehur

HR Zračni mjehur

(B) Textile cover

PL Materiałowy
pokrowiec

SL Tekstilno pokrivalo

HR Poklopac od tekstila

(C) USB cable

PL Przewód USB

SL Kabel USB

HR USB kabel

(D) USB power adapter

PL Zasilacz sieciowy USB

SL Napajalnik USB

HR USB adapter napajanja

(E) Sound sensor for snore detection

PL Czujnik dźwięku wykrywający chrapanie

SL Zvočni senzor za zaznavanje smrčanja


HR Senzor zvuka za detekciju hrkanja

(F) Setup LED

PL Konfiguracja LED

SL Lučke LED za namestitev

HR Konfiguracija s LED svjetlom



EN You can deactivate the sound sensor in your settings in the Health Mate app
PL Czujnik dźwięku można wyłączyć w ustawieniach aplikacji Health Mate
SL Senzor zvuka lahko deaktivirate v nastavitvah v aplikaciji Health Mate
HR Senzor zvuka možete deaktivirati u svojim postavkama u aplikaciji Health Mate

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Important note: Radiation Exposure Statement

The product complies with the US portable radio frequency (RF) exposure limit set forth for an uncontrolled environment and is safe for intended operation as described in this manual. Further RF exposure reduction can be achieved if the product is kept as far as possible from the user's body or if the device is set to lower output power if this function is available.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Country Code selection feature to be disabled for products marketed to the US.

Oświadczenie Federalnej Komisji Łączności (FCC) dotyczące zakłóceń

10 - 11

Na podstawie przeprowadzonych testów stwierdzono, że sprzęt działa zgodnie z limitami dla urządzeń cyfrowych Klasy B, które określono w części 15. przepisów FCC. Limity mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami domowych instalacji. Sprzęt ten generuje, wykorzystuje i może emitować energię częstotliwości radiowej. Instalacja oraz korzystanie z urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją mogą spowodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Nie można jednak zagwarantować, że w przypadku danej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeżeli sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można ustalić poprzez włączenie i wyłączenie urządzenia, zaleca się skorygowanie zakłóceń przez podjęcie następujących działań:

- Zmiana ustawienia lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odstępów między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do zasilania w innym obwodzie niż odbiornik.
- Zasięgnięcie pomocy sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowego/telewizyjnego.

Ostrzeżenie Komisji FCC: Zmiany lub modyfikacje, na które strona odpowiedzialna za zgodność z wymogami nie udzieliła wyraźnej zgody, mogą spowodować unieważnienie zezwolenia na obsługę tego urządzenia przez użytkownika.

To urządzenie spełnia warunki ujęte w części 15. przepisów FCC. Działanie zależy od dwóch kwestii: (1) To urządzenie nie może wywoływać szkodliwych zakłóceń i (2) musi odbierać wszelkie występujące zakłócenia – również te, które mogą powodować jego niepożądane działanie.

Ważna uwaga: Oświadczenie dotyczące ekspozycji na promieniowanie

Ten produkt spełnia ustalone w USA limity ekspozycji na częstotliwość radiową (RF) emitowaną przez urządzenia przenośne w środowisku niekontrolowanym. Zamierzone korzystanie z tego produktu zgodnie z instrukcją jest bezpieczne. Dalszą redukcję ekspozycji na RF można osiągnąć poprzez jak największe oddalenie produktu od ciała użytkownika lub ustawienie niższej mocy wyjściowej urządzenia, jeśli taka funkcja jest dostępna.

Ten przekaźnik nie może znajdować się w tym samym miejscu co inna antena lub przekaźnik, ani działać wspólnie z nimi.

Funkcja wyboru kodu kraju będzie wyłączona dla produktów sprzedawanych w USA.

Izjava Zvezne komisije za komuniciranje o interferenci

Ta oprema je bila preizkušena in je skladna z mejnimi vrednostmi za digitalno napravo razreda B v skladu z delom 15 pravilnika FCC. Te mejne vrednosti so uvedene za zagotavljanje razumne zaščite pred škodljivimi motnjami pri namestitvi v stanovanjskih objektih. Ta oprema ustvarja in uporablja ter lahko oddaja radiofrekvenčno energijo, in lahko, če se ne namesti in uporablja v skladu z navodili, povzroči škodljive motnje v radijski komunikaciji. Kljub temu ni nikakršnega zagotovila, da se motnje v določeni namestitvi ne bodo pojavile. Če ta oprema povzroči škodljive motnje pri sprejemu radijskega ali televizijskega signala (kar lahko enostavno preverite tako, da opremo izključite in ponovno vključite), uporabnikom svetujemo, da poskusijo motnje odpraviti z enim izmed naslednjih ukrepov:

- Preusmerite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo priključite v vtičnico, ki je v drugačnem tokokrogu kot sprejemnik.
- Posvetujte se s prodajalcem ali z izkušenim radijskim/TV tehnikom.

Opozorilo FCC: Vse spremembe ali predelave, ki jih ni izrecno odobrila oseba oz. organ, odgovoren za skladnost, lahko povzročijo razveljavitev uporabnikove pravice do upravljanja s to opremo.

Ta naprava je skladna z delom 15 pravilnika FCC. Delovanje je pogojeno z naslednjima dvema pogojema: (1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora prenašati vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Pomembna opomba: Izjava o izpostavljenosti sevanju

Izdelek je skladen z ameriško mejno vrednostjo za izpostavljenost prenosni radijski frekvenci (RF), določeno za nenadzorovano okolje, in je varen ob predvidenem delovanju, kot je opisano v tem priročniku. Dodatno zmanjšanje izpostavljenosti RF je mogoče doseči tako, da je izdelek čim dlje od telesa uporabnika oz. da je naprava nastavljena na manjšo izhodno moč, če je ta funkcija na voljo.

Ta oddajnik ne sme biti nameščen na istem mestu ali delovati v povezavi z nobeno drugo anteno ali oddajnikom.

Za izdelke, ki se tržijo v ZDA, mora biti funkcija izbire kode države onemogočena.

Izjava o smetnjama Saveznog povjerenstva za komunikacije

12 - 13

Ova je oprema testirana te je utvrđeno da je u skladu s ograničenjima za digitalni uređaj klase B prema dijelu 15 pravila FCC-a. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružala razumnu zaštitu od štetnih smetnji pri instalaciji u stambenim prostorima. Ova oprema stvara, upotrebljava i može zračiti radiofrekvencijsku energiju, te može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikacijama ako se ne instalira i ne upotrebljava u skladu s uputama. Međutim, ne može se jamčiti da neće doći do smetnji u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje u radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se potiče da pokuša ukloniti smetnje pomoću jedne od sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte razmak između opreme i prijemnika.
- Opremu priključite na utičnicu strujnog kruga različitu od onog na koji je spojen prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru

Mjere opreza FCC-a Sve izmjene ili preinake koje pravna osoba odgovorna za usklađenost nije izričito odobrila mogu prouzročiti oduzimanje dozvole korisniku za rukovanje ovom opremom.

Ovaj uređaj usklađen je s dijelom 15 pravila Saveznog povjerenstva za komunikacije (FCC). Rad podliježe sljedećim dvama uvjetima: (1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzročiti neželjeni rad.

Važna napomena: Izjava o izloženosti zračenju

Proizvod je usklađen s granicom izlaganja prijenosnim radiofrekvencijskim (RF) uređajima utvrđenom za nekontrolirano okruženje i siguran je za predviđen rad kako je opisano u ovom priručniku. Dodatno smanjenje izlaganja radiofrekvencijama može se postići ako se proizvod drži što dalje od tijela korisnika ili ako je uređaj postavljen na nižu izlaznu snagu, ako je takva funkcija dostupna.

Ovaj odašiljač ne smije se postaviti na isto mjesto ili raditi zajedno s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Značajka odabira kôda države onemogućit će se u slučaju proizvoda namijenjenih tržištu SAD-a.

Information for users in Canada

Informacje dla użytkowników w Kanadzie | Informacije za uporabnike v Kanadi | Informacije za korisnike u Kanadi

IC: 11411A-WSM02

This device complies with Industry Canada's licence exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Radiation Exposure Statement

The product complies with the Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and is safe for intended operation as described in this manual. Further RF exposure reduction can be achieved if the product is kept as far as possible from the user's body or if the device is set to lower output power if such function is available.

Country Code selection feature to be disabled for products marketed to CANADA.

IC: 11411A-WSM02

To urządzenie spełnia warunki licencji Industry Canada i jest zwolnione z wymogów RSS. Działanie zależy od dwóch kwestii:

- (1) To urządzenie nie może wywoływać zakłóceń;
- (2) To urządzenie musi odbierać wszelkie występujące zakłócenia – również te, które mogą powodować jego niepożądane działanie.

Oświadczenie dotyczące ekspozycji na promieniowanie

Ten produkt spełnia ustalone w Kanadzie limity ekspozycji na częstotliwość radiową (RF) emitowaną przez urządzenia przenośne w środowisku niekontrolowanym. Zamierzone korzystanie z tego produktu zgodnie z instrukcją jest bezpieczne. Dalszą redukcję ekspozycji na RF można osiągnąć poprzez jak największe oddalenie produktu od ciała użytkownika lub ustawienie niższej mocy wyjściowej urządzenia, jeśli taka funkcja jest dostępna.

Funkcja wyboru kodu kraju będzie wyłączona dla produktów sprzedawanych w KANADZIE.

IC: 11411A-WSM02

Ta naprava je skladna s standardom Industry Canada's licence-exempt RSS. Delovanje je pogojeno z naslednjima dvema pogojevma:

- (1) naprava ne sme povzročati motenj in
- (2) naprava mora prenašati vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželjeno delovanje naprave.

Izjava o izpostavljenosti sevanju

Proizvod je v skladu s kanadsko mejno vrednostjo izpostavljenosti prenosnemu radiofrekvenčnemu sevanju, določeno za nenadzorovano okolje, in je varen ob predvidenem delovanju, kot je opisano v tem priročniku. Dodatno zmanjšanje izpostavljenosti RF je mogoče doseči tako, da je izdelek čim dlje od telesa uporabnika oz. da je naprava nastavljena na manjšo izhodno moč, če je taka funkcija na voljo.

Za izdelke, ki se tržijo v Kanadi, mora biti funkcija izbire kode države onemogočena.

IC: 11411A-WSM02

Ovaj je uređaj sukladan s RSS standardima bez licencije Industrijskog standarda Kanade. Rad podliježe sljedećim dvama uvjetima:

- (1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati smetnje;
- (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu prouzročiti neželjeni rad.

Izjava o izloženosti zračenju

Ovaj proizvod usklađen je s kanadskom granicom za izlaganje radiofrekvencijama koja je utvrđena za nekontrolirano okruženje i siguran je za predviđen rad kako je opisano u ovom priručniku. Dodatno smanjenje izlaganja radiofrekvencijama može se postići ako se proizvod drži što dalje od tijela korisnika ili ako je uređaj postavljen na nižu izlaznu snagu, ako je takva funkcija dostupna.

Značajka odabira kôda države onemogućit će se u slučaju proizvoda namijenjenih tržištu KANADE.

US Withings Two (2) Years Limited Warranty - Withings Sleep Analyzer

Withings SA 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, France ("Withings") warrants the Withings-branded hardware product ("Withings Product") against defects in materials and workmanship when used normally in accordance with Withings' published guidelines for a period of TWO (2) YEARS from the date of original retail purchase by the end-user purchaser ("Warranty Period"). Withings' published guidelines include but are not limited to information contained in technical specifications, safety instructions or quick start guide. Withings does not warrant that the operation of the Withings Product will be uninterrupted or error-free. Withings is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the Withings Product's use.

PL Ograniczona 2-letnia (2) gwarancja Withings – Withings Sleep Analyzerr

Withings SA 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, Francja („Withings“) udziela gwarancji na produkt sprzętowy marki Withings („Produkt Withings“) na wypadek wad materiałowych i wad produkcyjnych przy normalnym użytkowaniu zgodnym z opublikowanymi wytycznymi Withings na okres DWÓCH (2) LAT od daty pierwotnego zakupu detalicznego przez nabywcę końcowego („Okres gwarancji“). Opublikowane wytyczne firmy Withings obejmują między innymi informacje zawarte w specyfikacjach technicznych, instrukcjach bezpieczeństwa lub w instrukcji szybkiego uruchamiania. Withings nie gwarantuje, że działanie Produktu Withings będzie odbywać się bez zakłóceń lub błędów. Withings nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania instrukcji dotyczących korzystania z Produktu Withings.

SL Dveletna omejena (2) garancija Withings - Withings Sleep Analyzer

Withings SA 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, Francija (»Withings«) jamči za napake v materialih in izdelavi strojnega izdelka blagovne znamke Withings (»izdelek Withings«) pri običajni uporabi v skladu s smericami, ki jih je objavilo podjetje Withings, za obdobje DVEH (2) LET od datuma prvotnega nakupa v maloprodaji s strani končnega uporabnika (»garancijsko obdobje«). Objavljene smernice podjetja Withings med drugim vključujejo informacije, vsebovane v tehničnih specifikacijah, varnostnih navodilih ali priročniku za hiter zagon. Podjetje Withings ne jamči, da bo delovanje izdelka Withings neprekinjeno ali brez napak. Podjetje Withings ni odgovorno za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja navodil v zvezi z uporabo izdelka Withings.

UK Withings Two (2) Years commercial guarantee - Withings Sleep Analyzer

Withings SA 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, France ("Withings") warrants the Withings-branded hardware product ("Withings Product") against defects in materials and workmanship when used normally in accordance with Withings' published guidelines for a period of TWO (2) YEARS from the date of original retail purchase by the end-user purchaser ("Warranty Period"). Withings' published guidelines include but are not limited to information contained in technical specifications, safety instructions or quick start guide. Withings does not warrant that the operation of the Withings Product will be uninterrupted or error-free. Withings is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the Withings Product's use.

HR Dvogodišnje (2) ograničeno jamstvo tvrtke Withings - Withings Sleep Analyzer

Withings SA 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, Francuska („Withings“) jamči za hardverski proizvod robne marke Withings („Proizvod Withings“) glede nedostataka u materijalima i izradi, kada se proizvod uobičajeno koristi sukladno Withings-ovim objavljenim smjernicama, u razdoblju od DVIJE (2) GODINE od datuma prve maloprodajne kupnje od strane krajnjeg kupca („Jamstveno razdoblje“). Withings-ove objavljene smjernice uključuju, ali nisu ograničene na informacije sadržane u tehničkim specifikacijama, sigurnosnim uputama ili vodiču za brzo pokretanje. Withings ne jamči da će rad Withings proizvoda biti neprekidan ili bez pogrešaka. Withings nije odgovoran za štetu nastalu uslijed nepoštivanja uputa koje se odnose na uporabu Withings proizvoda.

- EN** Withings SA hereby declares that the device Withings Sleep Analyzer is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity can be found at: [Withings.com/compliance](https://withings.com/compliance)
- PL** Withings SA niniejszym oświadcza, że urządzenie Withings Sleep Analyzer spełnia konieczne wymagania i inne istotne warunki określone w dyrektywie 2014/53/UE. Oświadczenie o zgodności z wymaganiami można znaleźć na: [Withings.com/compliance](https://withings.com/compliance)
- SL** Podjetje Withings SA izjavlja, da naprava Withings Sleep Analyzer izpolnjuje bistvene zahteve in druge ustrezne zahteve Direktive 2014/53/EU. Izjava o skladnosti je na voljo na: [Withings.com/compliance](https://withings.com/compliance)
- HR** Withings SA ovime izjavljuje da je uređaj Withings Sleep Analyzer usklađen s osnovnim i drugim relevantnim zahtjevima Direktive 2014/53/EU. Izjava o usklađenosti može se naći na adresi: [Withings.com/compliance](https://withings.com/compliance)

Mode	Frequency Band (MHz)	Maximum Output Power (dBm)
802.11 b/g/n	2400-2483.5	19.64
BT-LE	2402-2480	8.09
BT EDR	2402-2480	0.61



WITHINGS

Withings Sleep Analyzer - Model: WSM02 - V2.0

© 2020 Withings SA. All rights reserved.