

SCANWATCH



QUICK INSTALLATION GUIDE

PIKA-ASENNUSOPAS | HURTIG INSTALLATIONSVEJLEDNING |
HURTIGINSTALLASJONSVEILEDNING | SNABBINSTALLATIONSGUIDE

EN | FI | DA | NO | SV

THANK YOU FOR CHOOSING WITHINGS SCANWATCH

KIITOS, KUN VALITSIT WITHINGS SCANWATCHIN | TAK ,FORDI DU VALGTE WITHINGS SCANWATCH |
TAKK FOR AT DU VALGTE WITHINGS SCANWATCH | TACK FÖR ATT DU VÄLJER WITHINGS SCANWATCH

This guide is available in additional languages at: www.withings.com/guides

For US regions, read the regulatory leaflet before using the product

Tämä opas on saatavilla muilla kielillä osoitteessa www.withings.com/guides

Denne vejledning er tilgængelig på flere sprog på: www.withings.com/guides

Denne veiledningen er tilgjengelig på flere språk på: www.withings.com/guides

Denna guide finns tillgänglig på ytterligare språk på: www.withings.com/guides



Contents of the transport pouch

Toimituksen pussin sisältö | Transportposens indhold | Innholdet i transportposen |
Transportpåsens innehåll

3



SCANWATCH



Charging cable

Latausjohto | Opladningskabel |
Ladekabel | Laddningskabel


Quick start

Nopea käyttöönotto | Hurtig start | Hurtigstart | Snabbstart

4

Visit go.withings.com to get the app and follow the instructions.

- FI** Hae sovellus osoitteesta go.withings.com ja noudata ohjeita.
- DA** Besøg go.withings.com for at hente appen, og følg instruktionerne.
- NO** Besøk go.withings.com for å få appen og følg instruksjonene.
- SV** Besök go.withings.com för att hämta appen och följ instruktionerna.




Product installation

Tuotteen asennus | Produktinstallation | Produktinstallasjon | Produktinstallation

5

Install your watch in the application and follow the guide to discover all the functionalities of your product.

- FI** Tee kellon asennukset sovelluksessa ja noudata opasta tutustuaksesi tuotteesi kaikkiin toimintoihin.
- DA** Installer dit ur i applikationen, og følg vejledningen for at opdage alle produktets funktioner.
- NO** Installer klokken i applikasjonen og følg veiledningen for å oppdage alle funksjonene til produktet ditt.
- SV** Installera din klocka i appen och följ guiden för att upptäcka alla funktioner hos produkten.




How to wear ScanWatch

Miten ScanWatchia pidetään | Sådan bruger du ScanWatch |
Slik bærer du ScanWatch | Så här bär du ScanWatch

6

The wristband should be tight but comfortable, and worn 1 cm away from the wrist bone

- FI** Rannekkeen on oltava tiukasti mutta mukavasti kiristetty, ja sitä on pidettävä 1 cm päässä ranneluusta.
- DA** Håndledsremmen skal være stramt, men behageligt og bæres 1 cm væk fra håndledsknogle.
- NO** Armbåndet skal være stramt, men behagelig, og bæres 1 cm fra håndleddsbenet.
- SV** Armbandets ska vara spänt men bekvämt och bäras 1 cm från handledsbenet




How to Charge ScanWatch

Miten ScanWatch ladetaan | Sådan oplades ScanWatch |
Slik lader du ScanWatch | Så här laddar du ScanWatch

7

Recharge using the cable found inside the pouch. Battery life: up to 30 days + 20 more days in power reserve mode (time and activity tracking only).

- FI** Lataa käyttämällä toimitetun pussin sisällä olevaa latausjohtoa. Pariston käyttöikä: jopa 30 päivää + 20 päivää varavirtatilassa (vain ajan ja aktiivisuuden seuranta).
- DA** Genoplad ved hjælp af kablet i posen. Batterilevetid: op til 30 dage + 20 dage mere i strømreservetilstand (kun tids- og aktivitetstracking).
- NO** Lad opp ved hjelp av kablen som ligger i posen. Batterilevetid: opptil 30 dager + 20 dagers batterisparemodus (bare tidspunkt og aktivitetssporing).
- SV** Ladda med kabeln som finns i påsen. Batteriets livslängd: upp till 30 dagar samt ytterligare 20 dagar i strömreservläge (endast tids- och aktivitetsspårning).



Overview

Yleiskatsaus | Oversigt | Oversikt | Översikt

8

A Wristband

FI Ranneke

DA Håndledsrem

NO Armbånd

SV Armband

B Display

FI Näyttö

DA Skærm

NO Skjerm

SV Skärm

C Activity Dial

FI Aktiviteettivalitsin

DA Aktivitetsviser

NO Aktivitetsmåler

SV Aktivitetsratt


D Heart rate and SpO2 sensor

FI Syke- ja SpO2-anturi

DA Hjerterefrekvens og SpO2-sensor

NO Pulsmåler og SpO2-sensor
(oksymeter)

SV Hjärtfrekvens och SpO2-sensor



Warranty

Takuu | Garanti | Garanti | Garanti

9

US Withings Two (2) Years Limited Warranty - Withings ScanWatch

Withings SA, 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux ("Withings") warrants the Withings-branded hardware product ("Withings Product") against defects in materials and workmanship when used normally in accordance with Withings' published guidelines for a period of TWO (2) YEARS from the date of original retail purchase by the end-user purchaser («Warranty Period»). Withings' published guidelines include but are not limited to information contained in technical specifications, safety instructions or quick start guide. Withings does not warrant that the operation of the Withings Product will be uninterrupted or error-free. Withings is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the Withings Product's use.

FI Withingsin kahden (2) vuoden kaupallinen takuu Withings ScanWatchille

Withings SA, 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, Ranska («Withings») myöntää Withings-merkkiselle laitteistotuotteelle («Withings-tuote») Withingsin julkaisemien ohjeiden mukaisessa normaalikäytössä syntyneiden materiaali- ja valmistusvirheiden varalta KAHDEN (2) VUODEN takuun siitä päivästä lukien, jolloin ostoksen tehnyt loppukäyttäjä on ostanut tuotteen vähittäismyyjältä («takuaika»). Withingsin julkaisemat ohjeet käsittävät muun muassa teknisissä tiedoissa, turvaohjeissa sekä pika-asennusoppaassa olevat tiedot. Withings ei takaa Withings-tuotteen keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Withings ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat Withings-tuotteen käyttöön liittyvien ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

DA Withings' to (2) års kommercielle garanti - Withings ScanWatch

Withings SA, 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, ("Withings"), garanterer det Withings-mærkede hardwareprodukt ("Withings-produkt") mod defekter i materialer og udførelse, når det anvendes normalt i overensstemmelse med Withings' offentliggjorte retningslinjer i en periode på TO (2) ÅR fra datoen for slutbrugerens oprindelige køb ("Garantiperiode"). Withings' offentliggjorte retningslinjer omfatter, men er ikke begrænset til oplysninger indeholdt i tekniske specifikationer, sikkerhedsinstruktioner eller hurtig startvejledning. Withings garanterer ikke, at driften af Withings-produktet vil være uden afbrydelser eller fejlfri. Withings er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af manglende overholdelse af instruktioner vedrørende Withings-produktets brug.

NO Withings to (2) års kommersiell garanti - Withings ScanWatch

Withings SA, 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, («Withings») garanterer Withings-merket maskinvareprodukt («Withings-produkt») mot feil i materialer og utførelse når det brukes normalt i samsvar med Withings publiserte retningslinjer i en periode på TO (2) ÅR fra datoen for det opprinnelige detaljhandelskjøpet av sluttbrukeren («Garantiperiode»). Withings publiserte retningslinjer inkluderer, men er ikke begrenset til, informasjon i tekniske spesifikasjoner, sikkerhetsinstruksjoner eller hurtigstartsveiledning. Withings garanterer ikke at bruken av Withings-produktet vil være uavbrutt eller feilfri. Withings er ikke ansvarlig for skade som følge av manglende overholdelse av instruksjoner knyttet til Withings-produktets bruk.

SV Withings två (2) års kommersiell garanti - Withings ScanWatch

Withings SA, 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux ("Withings") garanterar Withings-märkt hårdvaruprodukt ("Withings-produkt") mot defekter i material och tillverkning när den används normalt i enlighet med Withings publicerade riktlinjer under en period av TVÅ (2) ÅR från datumet för slutanvändarens ursprungliga inköp («Garantiperiod»). Withings publicerade riktlinjer omfattar men är inte begränsat till information som finns i tekniska specifikationer, säkerhetsinstruktioner eller snabbstartsguiden. Withings garanterar inte att driften av Withings-produkten kommer att vara avbrottsfri eller felfri. Withings ansvarar inte för skador som uppstår till följd av underlåtenhet att följa instruktionerna för Withings-produktens användning.

Information to users in Canada

Information till användare i Kanada

EN This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by Withings may void the FCC authorization to operate this equipment. Radiofrequency radiation exposure information: the radiated output power of the device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

For cleaning instructions, please visit withings.com/support/scanwatch
Puhdistusohjeet saa osoitteesta withings.com/support/scanwatch.
For rengjøringsinstruksjoner besøg venligst: withings.com/support/scanwatch
For rengjøringsinstruksjoner kan du besøke withings.com/support/scanwatch
Rengjøringsanvisninger finns på withings.com/support/scanwatch

Materials

Materiaalit | Materialer | Materialer | Material

- EN** List of materials potentially in contact with the skin during usage: Fluoroelastomer, silicone, leather, sapphire glass and stainless-steel.
- FI** Ihon kanssa mahdollisesti kosketuksiin joutuvat materiaalit: fluoroelastomeeri, silikoni, nahka, safiirilasi ja ruostumaton teräs.
- DA** Liste over materialer, der potentielt er i kontakt med huden under brug: Fluorelastomer, silikone, læder, safirglas og rustfrit stål.
- NO** Liste over materialer som potensielt kommer i kontakt med huden under bruk: Fluorelastomer, silikon, lær, safirglass og rustfritt stål.
- SV** Förteckning över material som kan komma i kontakt med huden under användning: Fluorelastomer, silikon, skinn, safirglas och rostfritt stål.

EN Withings SA hereby declares that the device Withings ScanWatch is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity can be found at: withings.com/compliance

«The crossed out wheeled bin symbol on your product, battery and/or accessories means that the item is classified as electrical and electronic equipment. Such items should not be mixed with general household waste, and must be taken to dedicated collection points at the end of their working life for proper treatment, recovery and recycling. This way you help save valuable resources and promote recycling of materials.»

FI Withings SA vakuuttaa täten, että Withings ScanWatch -laite vastaa direktiivin 2014/53/EU olen vaatimuksia ja muita määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on nähtävillä osoitteessa withings.com/compliance «Tuotteessa, akussa ja/tai lisävarusteissa oleva yliviivattu jäteastiasymboli tarkoittaa, että tuote on luokiteltu sähkö- ja elektroniikkalaitteeksi. Tällaisia esineitä ei saa sekoittaa tavalliseen kotitalousjätteeseen, vaan ne on vietävä erityisiin keräyspisteisiin niiden käyttöiän päätyttyä asianmukaista käsittelyä, hyödyntämistä ja kierrätystä varten. Näin voit säästää arvokkaita luonnonvaroja ja edistää materiaalien kierrätystä.»

DA Withings SA erklærer hermed, at enheden Withings ScanWatch er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante krav i direktiv 2014/53/EU. Overensstemmelseserklæringen findes på: withings.com/compliance

«Det overstregede skraldespandssymbol på dit produkt, batteri og/eller tilbehør betyder, at varen er klassificeret som elektrisk og elektronisk udstyr. Sådanne genstande bør ikke blandes med almindeligt husholdningsaffald og skal transporteres til særlige indsamlingssteder efter deres levetid

med henblik på korrekt håndtering, genindvinding og genanvendelse. På den måde hjælper du med at spare værdifulde ressourcer og fremme genanvendelse af materialer.»

NO Withings SA erklærer herved at enheten Withings ScanWatch samsvarer med de grunnleggende kravene og andre relevante krav i direktiv 2014/53/EU. Samsvarserklæringen finnes på: withings.com/compliance «Søppeldunksymbolet som er krysset over på produktet, batteriet og/eller tilbehøret betyr at produktet er klassifisert som elektrisk og elektronisk utstyr. Slike gjenstander skal ikke blandes med generelt husholdningsavfall, og må bringes til dedikerte innsamlingssteder ved slutten av produktlevetiden for riktig behandling, gjenvinning og resirkulering. På denne måten bidrar du til å spare verdifulle ressurser og fremme resirkulering av materialer.»

SV Withings SA försäkrar härmed att enheten Withings ScanWatch uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta krav i EU-direktiv 2014/53/EU. Försäkran om överensstämmelse finns på: withings.com/compliance «Den överstrukna symbolen för papperskorgen på din produkt, batteri och/eller tillbehör innebär att produkten klassificeras som elektrisk och elektronisk utrustning. Sådana produkter bör inte blandas med vanligt hushållsavfall och måste lämnas till särskilda uppsamlingsställen när de är uttjänta, för korrekt behandling, återvinning och materialåtervinning. På så sätt hjälper du till att spara värdefulla resurser och främjar materialåtervinning. »



Frequency Range : 2402.0 - 2480.0 MHZ

Maximum output power : -0.8 dBm

Taajuusalue: 2402,0-2480,0 MHZ.

Suurin lähtöteho: -0,8 dBm

Frekvensområde: 2402 - 2480 MHZ.

Maksimal udgangseffekt: -0,8 dBm

Frekvensområde: 2402,0-2480,0 MHz.

Maksimal udgangseffekt: -0,8 dBm.

Frekvensområde : 2402,0-2480,0 MHz.

Maximal udgangseffekt: -0,8 dBm



Need help?

Tarvitsetko apua?

Brug for hjælp?

Trenger du hjelp?

Behöver du hjälp?

➔ withings.com/support/scanwatch

WITHINGS

ScanWatch | Proactive Health Tracking | Ennakoiva terveyden seuranta |
Proaktiv sundhedstracking | Proaktiv helsesporing | Proaktiv hälsospårning

© 2020 Withings SA. All rights reserved. © 2020 Withings SA. Kaikki oikeudet pidätetään. © 2020 Withings SA.
Alle rettigheder forbeholdes. © 2020 Withings SA. Med enerett. © 2020 Withings SA. Alla rättigheter förbehållna.