

EN
FR
DE

WITHINGS

PRODUCT GUIDE

INSTRUCTIONS FOR USE

EN – US & NON-US REGIONS

Content

3

INTRODUCTION	4	GENERAL INFORMATION	20
Important notice	4	Technical specifications	20
DISCLAIMER	4	European Union – Declarations of Conformity	20
About the Withings U-Scan Nutrio Cartridge	5	Warranty	21
About the Withings U-Scan System	5	Security	21
Warnings & safety notice	5	Equipment symbol description	22
THE WITHINGS U-SCAN NUTRIO CARTRIDGE	6		
Overview	6		
Content of the Withings U-Scan Nutrio Cartridge packaging	6		
Chemistry performance	7		
Interfering molecules	7		
Set-Up Process and Maintenance	8		
1. Charge your Withings U-Scan Reader	8		
2. Cartridge installation	9		
3. Toilet installation	10		
4. Changing the Cartridge	12		
5. Cleaning the Withings U-Scan System	14		
6. Storing the Withings U-Scan System	18		
7. Cartridge Lifespan	18		
8. Troubleshooting	19		

EN

Introduction

EN

Important notice

Thank you for choosing Withings U-Scan. Before using Withings U-Scan Nutrio Cartridge, review the information in this guide. You may also find this guide online at <https://www.withings.com/guides>. Retain this documentation for future reference. Installation instructions are available within the Quick Start Guide provided alongside this Product Guide. Please contact Withings when in need of assistance for setting up, using or maintaining the device or to report unexpected operations or events.

For more information on the Withings U-Scan System, please refer to the Withings U-Scan Reader Product Guide.

Please note that Withings U-Scan Nutrio Cartridge is a wellness product. Withings U-Scan Nutrio Cartridge is not a medical device, and is not intended for use in the diagnosis of disease or conditions or in the cure, mitigation, treatment or prevention of disease.

Disclaimer

Information in this guide may change without notice. You will need an iOS (16.0 or higher) or Android (9.0 and higher) tablet or smartphone to install your Withings U-Scan Nutrio Cartridge. Thereafter, the device can be used without your mobile device on you, thanks to the Wi-Fi and Bluetooth® connections. While, it should be noted that it is possible to launch a measurement without a mobile device, the use of a mobile device is required for the installation of the Withings U-Scan System, and to synchronise and consult your results.

About the Withings U-Scan Nutrio Cartridge

The Withings U-Scan Nutrio Cartridge is a component of the Withings U-Scan System consisting of an application (Withings App), a reader and a consumable (Cartridge) that will track the evolution of certain urinary parameters (pH, Ketones, Vitamin C and Specific Gravity) to provide you with personalised recommendations in terms of nutrition and sports activities.

About the Withings U-Scan System

In order to use the Withings U-Scan System, you need to have the Withings U-Scan Reader and a Withings U-Scan Nutrio Cartridge.

To use the Withings U-Scan System, you must first create an account on the Withings App. Once you have installed the Withings App and created your account, you will need to connect/pair your device via Bluetooth. Once the device is connected, please follow the installation instructions.

The Withings U-Scan Reader is equipped with Bluetooth Low Energy (BLE) and Wi-Fi connectivity. The test results are transmitted by Wi-Fi, as a result the Withings U-Scan Reader cannot be used without a functional Wi-Fi connection.

Warnings & safety notice

Before using this equipment, be sure to read this manual carefully.

Withings U-Scan Nutrio Cartridge is not a medical device, and is not intended for use in the diagnosis of disease or conditions or in the cure, mitigation, treatment or prevention of disease. Self-diagnosis and self-treatment can be dangerous. Always consult your doctor in case of questions or doubts.

- Withings U-Scan Nutrio Cartridges are only compatible with Withings U-Scan Reader.
- The data provided is for informational purposes only, and is not intended to replace the results of laboratory medical analysis tests.

EN

- This cartridge is intended for adults only.
- Samples to be used with the Withings U-Scan Nutrio Cartridges are exclusively human urine.
- Do not use if you observe that the packaging is damaged / cracked. Use of a damaged product could cause injury or equipment failure.
- Follow the operational and storage conditions indicated in the technical specifications section of this manual. Otherwise, measurement accuracy may be impacted.
- Do not use accessories, detachable parts, or materials that are not described in this guide.
- Certain substances or intakes can affect the accuracy of the results. Check the Interfering molecules part of this manual for more information.
- Discard the Withings U-Scan Nutrio Cartridges 90 days after opening
- Do not install or use the Withings U-Scan Nutrio Cartridges after expiry date. Check the expiry date on the aluminium pouch of the cartridge or on the packaging box of the cartridge.
- Do not expose the Withings U-Scan Nutrio Cartridge to humidity
- A cleaning detergent is provided within the cartridge packaging. Please check the security guidelines before using.
- The cleaning detergent is only intended to be used with the U-Scan station.
- Do not use this product when on periods or when you have blood in your urine.


The Withings U-Scan Nutrio Cartridge | Overview

EN

Content of the Withings U-Scan Nutrio Cartridge packaging.

The Withings U-Scan Nutrio Cartridge packaging includes the following components. If something is missing, please contact us at support.withings.com

U-SCAN CARTRIDGE Box content



Withings U-Scan Cartridge



Protective gloves



Cleanser powder



Product guide



Chemistry performance

Please check the performance on our website with this link

<https://support.withings.com/hc/en-us/articles/27579993272849-U-Scan-Nutrio-Chemistry-Performance>

Interfering molecules

Certain substances or intakes can affect the accuracy of the results. Measures should not be taken when taking them. The substances are the followings:

- Captopril
- Nitrofurantoin
- Phenazopyridine
- Riboflavin

In case of behaviours known to increase creatinine concentration in urine, or of pathology triggering bilirubin and blood in urine, U-Scan should not be used.

Urine specimens with a pH of < 4 may increase the specific gravity value; specimens with a pH > 7,5 may decrease the specific gravity value reported by the U-Scan test.

EN


Setup Process and Maintenance

EN

1 – Charge your Withings U-Scan Reader

To charge the Reader, first plug in the U-Scan station with the supplied USB-C cable and follow these steps:

1. Place the U-Scan inside of the U-Scan station,
 - a. The sample collection point should face downward with the shell side aligned with the charging wall of the U-Scan station
2. Close the U-Scan station.
3. The status light will turn orange as it charges and you will receive a notification once your device is fully charged.




EN

2. Cartridge installation

To install the cartridge, you can launch the cartridge installation process from your Withings app and follow these steps:

1. Make sure your Withings U-Scan Reader is opened.
2. Remove your Withings U-Scan Nutrio Cartridge from its packaging and insert the Cartridge into the Reader.
3. While gently pushing down, rotate the Cartridge in either direction until you feel it lock in place with the Reader.
4. The indicator light will change from blue to green to confirm that the Cartridge has been activated.
5. To close the device, hold it in your palm with the smooth side facing up and turn the Reader cover clockwise. The Withings U-Scan Nutrio Cartridge is now properly installed in the Reader.




Setup Process and Maintenance

EN


3 – Toilet installation

To install the U-Scan with your toilet, follow these steps:


1. Hold the Withings U-Scan Reader in your palm, with the smooth side facing up and the metal anchor point facing inward. Close the device with your upper palm by turning the Reader cover clockwise.




2. The Withings App will ask you what type of toilet you have. This information will allow you to define which size toilet clip you will have to use.



3. Attach the toilet clip to the metal anchor point by sliding the anchor point into the smaller slot of the clip to ensure a secure fit. If the device doesn't slide then the clip is facing the wrong direction.



4. Once the toilet clip has been correctly attached, lift up the toilet seat and attach the clip to the front/center of the toilet rim.



EN

Setup Process and Maintenance | 4. Changing the Cartridge

EN

We advise that you use the pair of protective gloves provided.

To change your Withings U-Scan Nutrio Cartridge, there are two possible scenarios:

- If you have not deep cleaned your device during the previous month using the station and the app tutorial, you will have to proceed with a cleaning before changing the cartridge following the cleaning process from your app.
- If you have deep cleaned your device in the last 30 days using the station and the app tutorial, you can change the cartridge following the changing cartridge tutorial from your app.

If you need to proceed with a deep clean and change the cartridge, here are the steps to follow:

1. Use the toilet clip to remove the device from the toilets.
2. Follow the deep cleaning instructions described in the following part of this manual guide.
3. After following deep cleaning and rinsing instructions, dry the U-Scan with a kitchen or paper towel.
4. Open the U-Scan Reader, remove the old Cartridge and dispose of it. Please note that it is not recyclable.
5. To install the new Cartridge, remove it from the aluminium pouch.
6. Rotate the Cartridge in either direction while gently pushing down until you feel it locked in place with the Reader.
7. The status light will change from blue to green to confirm that the Cartridge has been activated and ready to use.
8. Close the device by turning the Reader cover clockwise.
9. Place the new cartridge in the Reader and close the reader.
10. Place the device back in the toilet.

EN

If you only need to change the cartridge, here are the steps to follow:

1. Use the toilet clip to remove the device from the toilets.
2. If needed, rinse the Reader under cold water and clean it with a mild soap. Make sure that you dry the device completely before opening it.
3. To open the Reader, hold it in your palm with the smooth side facing up and rotate the cover in a counterclockwise direction.
4. Remove the old Cartridge and dispose of it. Please note that it is not recyclable.
5. To install the new Cartridge, rotate the Cartridge in either direction while gently pushing down until you feel it lock in place with the Reader.
6. The status light will change from blue to green to confirm that the Cartridge has been activated and ready to use.
7. Close the device by turning the Reader cover clockwise.
8. Place the device back in the toilets.

Setup Process and Maintenance | 5. Cleaning the Withings U-Scan System

EN

Warning:

Please only use mild soap, water, and the cleaning solution provided with the Nutrio Cartridge to clean the U-Scan. Do not apply any other cleaning products, as they may affect the U-Scan's lifespan and accuracy. Be cautious when cleaning the toilet bowl to avoid accidentally applying any unwanted cleaning products to the U-Scan.

Daily cleaning

- The device surface is designed to be rinsed with each toilet flush.
- If necessary, you can clean the device with a mild soap and water. Please avoid any products containing bleach, as they could deteriorate your device.

Deep cleaning

Deep cleaning of the device is highly recommended and will be suggested by the app after 3 months of use and before each cartridge change. To deep clean your Withings U-Scan, follow the cleaning device process from your app:

1. Use the U-Scan toilet clip to remove the device from the toilets.
2. Put the provided cleaning detergent* from the pouch and 2/3 cup (150mL) of water inside the U-Scan station, according to the level line drawn in the station.
3. Plug in the U-Scan station.

4. Place the U-Scan Reader with the right position in the U-Scan station for 5 hours for it to be cleaned (see picture).


5. Take out the U-Scan reader, rinse it under running water for 10 seconds. You should hear the device pumping.

6. Dry it with a kitchen or paper towel. Be careful not to use paper toilets, which may block the pumping inlet.

7. Follow the instructions to change the cartridge if necessary.

8. Place the device back in the toilets.

EN



Setup Process and Maintenance | 6. Storing the Withings U-Scan System

EN

Please follow the deep cleaning instructions provided in your app before storing the device. After completing the deep cleaning process with the U-Scan station, rinse your product under running water for 10 seconds. Ten minutes later, the device will purge the rinsing water, and you can store the U-Scan according to the storage conditions - in a dry place and out of direct sunlight.

7. Cartridge Lifespan

The cartridge can be used for 15 months following the production date, after which it will be expired and therefore no longer usable. You can find the expiration date on your cartridge packaging, on the cartridge sleeve, on the cartridge itself, and on the application after installing the cartridge.

After installing a cartridge, you have a maximum of 3 months to use it. After this date, you will no longer be able to take measurements. You can find this date on the application after installing your cartridge.

If you receive a cartridge that has expired or will expire in less than 3 months, please contact our customer service department to receive a new cartridge. If you store your cartridge for too long, you will not be able to install it after the expiration date, or even run measurements with it.

8. Troubleshooting

If you cannot fix the problem using the following troubleshooting instructions, please contact Withings or visit: withings.com/support.

EN

Problem	Solution
WiFi does not seem to work	Device is out of range from the Wi-Fi source. Please get your smartphone and device closer to your Wi-Fi source.
Toilet clip does not fit my toilet	3 different sizes of toilet clips are provided. Try a different size if the one selected does not seem correct.
Bluetooth does not seem to work	Smartphone is out of range. Please bring your smartphone closer to your device. Smartphone's Bluetooth is OFF. Please switch your smartphone's Bluetooth ON.
My results seem incorrect.	Your results may vary depending on the medication, food or activities you take. See the list of interferences that can affect the results.
The device does not detect my urine.	Make sure to urinate on the device. If it is not responding, try to charge your product thanks to the U-Scan Station.
The device does not recognize me.	If Automatic recognition always fail, you might prefer using the manual measurement.
I have missed my testing window.	You can launch a manual measurement or wait until your testing window is open. Your test will be automatically rescheduled.

General information

EN

Technical specifications

Product name: Withings U-Scan Nutrio Cartridge

Model: CWPA01

Dimension: Ø 6,4cm

Weight: 13 grams

Shelf Life in pouch (in specified conditions of storage):
12 months

In-Use-Stability (in specified conditions of operation):
3 months

Number of test strips: 45

Operating Conditions:

- Temperature range: 2°C to 30°C (35,6 to 86°F)
- Humidity range: 10% to 90%
- Keep out from the humidity and sunlight

Water and splash resistant: Please avoid excess water exposure with the cartridge, as this could damage the cartridge.

Storage Conditions:

- Temperature range: 2°C to 30°C (35,6 to 86°F)
- Humidity range: 10% to 90%
- Keep out from the humidity and sunlight

European Union - Declaration of Conformity

Withings hereby declares that the device Withings U-Scan Nutrio Cartridge is in conformity with the essential requirements of applicable EU Directives and Regulations. The full text of the declaration of conformity can be found at: withings.com/compliance.



? Need help?

➔ withings.com/support

EN

Warranty

Withings Fifteen (15) Months Limited Warranty - Withings U-Scan

Withings, 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, ("Withings") warrants the Withings-branded product ("Withings Product") against defects in materials and work-manship when used normally in accordance with Withings' published guidelines for a period of FIFTEEN (15) MONTHS from the date of original retail purchase by the end-user purchaser ("Warranty Period"). Withings' published guidelines include, but are not limited to, information contained in technical specifications, safety instructions or Quick Start Guide. Withings does not warrant that the operation of the Withings Product will be uninterrupted or error-free. Withings is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the Withings Product's use. Withings does not warrant that the operation of the Withings Product will be uninterrupted or error-free. Withings is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the Withings Product's use.

Australia: Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Security

Withings recommends that you add a passcode (personal identification number [PIN]), Face ID or Touch ID (fingerprint) to your mobile device as an added layer of security. It is important to secure your phone since it will be storing personal health information. Concerning the Withings U-Scan Reader, users will also receive additional update notifications on the Withings app, and updates are delivered wirelessly, encouraging rapid adoption of the latest security fixes. Users are able to see the currently installed software version in the Withings app, under Devices > U-Scan. This tab also indicates if an update is available.

Do not install the device on a smartphone that you do not own.

Do not use a public Wi-Fi network you are unfamiliar with. Use a trusted Wi-Fi network with your device.

Withings also recommends upgrading your Withings app when an upgrade is available.

The Withings application is not intended to be used on a computer. No indication of anti-virus software is needed.

Only use official app stores to download the Withings companion app. If in doubt, use the link go.withings.com.















Ecological information

After use, the cartridge should be disposed of in general waste following local regulations to avoid any contamination.

EN

EN

Equipment symbol description

	Catalog number
	Serial Number
	Consult instructions for use or consult electronic instructions for use
	This product complies with the essential requirements of applicable EU Directives and Regulations
	Humidity limitation
	Temperature limit
	Upper and lower limits of atmospheric pressure
	Model Number
	Keep away from sunlight
	Keep dry
	Do not use if the package is damaged and consult instructions for use
	Non recyclage content
	Use-by date
	Health hazard

GUIDE UTILISATEUR

FR – RÉGIONS EUROPE

Contenu

INTRODUCTION	26	INFORMATIONS GÉNÉRALES	42
Remarque importante	26	Caractéristiques techniques	42
		Union européenne - Déclaration de conformité	42
AVERTISSEMENT	26	Garantie	43
À propos de la cartouche Withings U-Scan Nutrio	26	Sécurité	43
À propos du système Withings U-Scan	26	Description des symboles de l'appareil	44
Avertissements et consignes de sécurité	27		
LA CARTOUCHE WITHINGS U-SCAN NUTRIO	28		
Vue d'ensemble	28		
Contenu de l'emballage de la cartouche Withings U-Scan Nutrio	28		
Performances chimiques	29		
Molécules interférentes	29		
Processus de configuration et entretien	30		
1. Recharger votre lecteur Withings U-Scan	30		
2. Installation de la cartouche	31		
3. Installation dans les toilettes	32		
4. Remplacement de la cartouche	34		
5. Nettoyage du système Withings U-Scan	36		
6. Stockage du système Withings U-Scan	40		
7. Durée de vie de la cartouche	40		
8. Dépannage	41		

Introduction

Remarque importante

Merci d'avoir choisi Withings U-Scan. Avant d'utiliser la cartouche Withings U-Scan Nutrio, veuillez prendre connaissance de ce guide. Ce guide est également disponible en ligne sur le site <https://www.withings.com/guides>

Conservez cette documentation à titre d'information. Les instructions d'installation sont disponibles dans le guide de démarrage rapide fourni avec ce guide produit. Veuillez contacter Withings si vous avez besoin d'aide pour configurer, utiliser ou entretenir l'appareil ou pour signaler un fonctionnement ou des événements inattendus.

Pour plus d'informations sur le système Withings U-Scan, veuillez consulter le guide produit du lecteur Withings U-Scan.

Les informations figurant dans ce guide sont susceptibles d'être modifiées à tout moment. Afin d'utiliser votre cartouche Withings U-Scan Nutrio, vous devez disposer d'une tablette ou d'un smartphone iOS (16.0 ou plus) ou Android (9.0 ou plus). Par la suite, vous pourrez utiliser le produit sans avoir votre mobile sur vous, grâce au Wi-Fi ou au Bluetooth®. Bien qu'il soit possible de lancer une mesure sans appareil mobile, l'utilisation d'un appareil mobile est nécessaire pour l'installation du système Withings U-Scan, ainsi que pour la synchronisation et la consultation des résultats.

À propos de la cartouche Withings U-Scan Nutrio

La cartouche Withings U-Scan Nutrio est un composant du système Withings U-Scan composé d'une application (Withings), d'un lecteur et d'un consommable (cartouche) qui utilise l'évolution de certains paramètres urinaires (pH, cétones, vitamine C et densité urinaire) pour vous fournir des recommandations personnalisées en termes de nutrition et d'activités sportives.

À propos du système Withings U-Scan

Pour utiliser le système Withings U-Scan, vous devez disposer du lecteur Withings U-Scan et d'une cartouche Withings U-Scan Nutrio.

Pour utiliser le système Withings U-Scan, vous devez d'abord créer un compte sur l'application Withings. Une fois l'application Withings installée et votre compte créé, vous devez connecter/appairer votre appareil via Bluetooth. Une fois l'appareil connecté, suivez les instructions relatives à l'installation.

Le lecteur Withings U-Scan est équipé d'une connectivité Bluetooth Low Energy (BLE) et Wi-Fi. Les résultats des tests sont transmis par Wi-Fi. Le lecteur Withings U-Scan ne peut donc pas être utilisé sans une connexion Wi-Fi opérationnelle.

Avertissement

Avertissements et consignes de sécurité

Avant d'utiliser cet appareil, assurez-vous de lire attentivement ce manuel d'utilisation.

La cartouche Withings Nutrio n'est pas un dispositif médical et n'est pas destinée à être utilisée pour le diagnostic, le traitement ou le suivi d'une maladie ou d'une affection. L'auto-diagnostic et l'auto-traitement peuvent s'avérer dangereux. Consultez toujours votre médecin en cas de questions ou de doutes.

- Les cartouches Withings U-Scan Nutrio sont uniquement compatibles avec le lecteur Withings U-Scan.
- Les données communiquées le sont à titre informatif uniquement et ne sont pas destinées à remplacer les méthodes de diagnostic traditionnelles.
- Cette cartouche est réservée aux adultes.
- Les échantillons destinés à être utilisés avec les cartouches Withings U-Scan Nutrio sont exclusivement de l'urine humaine.
- N'utilisez pas l'appareil si vous constatez que l'emballage est endommagé ou fissuré. L'utilisation d'un produit endommagé peut provoquer des blessures ou une défaillance matérielle.
- Respectez les conditions de fonctionnement et de stockage décrites dans la rubrique relative aux caractéristiques techniques de ce manuel car la précision des mesures en dépend.
- N'utilisez pas d'accessoires, de pièces détachables ou de matériaux qui ne figurent pas dans ce guide.

● Certaines substances ou apports peuvent altérer la précision des résultats. Pour plus d'informations, consultez la partie de ce manuel consacrée aux molécules interférentes.

● Jetez les cartouches Withings U-Scan 90 jours après leur ouverture.

● N'installez pas et n'utilisez pas les cartouches Withings U-Scan après la date de péremption. Vérifiez la date de péremption sur le sachet en aluminium de la cartouche ou sur la boîte d'emballage de la cartouche.

● N'exposez pas la cartouche Withings U-Scan Nutrio à l'humidité.

● Un détergent est fourni dans l'emballage de la cartouche. Veuillez vérifier les consignes de sécurité avant de l'utiliser.

● Le détergent est uniquement destiné à être utilisé avec la station U-Scan.

● Ne pas utiliser ce produit pendant les règles ou si vous avez du sang dans les urines.


La cartouche Withings U-Scan Nutrio | Vue d'ensemble

FR

Contenu de l'emballage de la cartouche Withings U-Scan Nutrio.

L'emballage de la cartouche Withings U-Scan Nutrio comprend les éléments suivants. Si un élément est manquant, veuillez nous contacter à l'adresse support.withings.com

WITHINGS U-SCAN CARTOUCHE Contenu de la boîte



Withings U-Scan Cartouche



Gants protecteurs



Poudre détergente



Guide utilisateur



FR

Performances chimiques

Vous pouvez retrouver les performances chimiques de la cartouche Nutrio sur ce lien :

<https://support.withings.com/hc/en-us/articles/27579993272849-U-Scan-Nutrio-Chemistry-Performance>

Molécules interférentes

Certaines substances ou apports peuvent altérer la précision des résultats. Les mesures ne doivent pas être prises lors de leur consommation. Les substances sont les suivantes :

- Captopril
- Nitrofurantoïne
- Phénazopyridine
- Riboflavine

En cas de comportements connus pour augmenter la concentration de créatinine dans l'urine, ou de pathologie déclenchant la présence de bilirubine et de sang dans les urines, l'U-Scan ne doit pas être utilisé.


Les échantillons d'urine ayant un pH < 4 peuvent augmenter la valeur de densité urinaire ; les échantillons ayant un pH > 7,5 peuvent diminuer la valeur de la densité urinaire rapportée par le test U-Scan.

Processus de configuration et entretien

1 – Recharger votre lecteur Withings U-Scan

FR

Pour charger le lecteur, branchez d'abord la station U-Scan à l'aide du câble USB-C fourni. Placez ensuite l'U-Scan à l'intérieur de la station U-Scan, le point de collecte de l'échantillon orienté vers le bas et sa coque alignée sur la paroi de charge de la station U-Scan, et fermez la station U-Scan. Le témoin lumineux deviendra orange pendant la charge et vous recevrez une notification lorsque votre appareil sera entièrement chargé.




2. Installation de la cartouche

Pour installer la cartouche, vous pouvez lancer le processus d'installation de la cartouche à partir de votre application et suivre les étapes suivantes :

FR

1. Assurez-vous que votre lecteur Withings U-Scan est ouvert.
2. Retirez la cartouche Withings U-Scan Nutrio de son emballage et insérez-la dans le lecteur.
3. Tout en appuyant délicatement, tournez la cartouche dans un sens ou dans l'autre jusqu'à ce que vous sentiez qu'elle s'enclenche dans le lecteur.
4. Le témoin lumineux passe du bleu au vert pour confirmer que la cartouche a été activée.
5. Pour fermer l'appareil, tenez-le dans votre paume en maintenant le côté lisse vers le haut et tournez le couvercle du lecteur dans le sens des aiguilles d'une montre. La cartouche Withings U-Scan Nutrio est désormais correctement installée dans le lecteur.




Processus de configuration et entretien

FR


3 – Installation dans les toilettes

Pour installer le U-Scan dans vos toilettes, procédez comme suit :


1. Tenez le lecteur Withings U-Scan dans votre paume, face lisse vers le haut et point d'ancrage métallique vers l'intérieur. Fermez l'appareil en tournant le couvercle du lecteur dans le sens des aiguilles d'une montre.



2. L'application Withings vous demandera d'indiquer votre type de toilettes. Cette information vous permettra de définir la taille du clip pour toilettes à utiliser.



3. Fixez le clip pour toilettes au point d'ancrage métallique en faisant glisser le point d'ancrage dans la plus petite fente du clip pour garantir un bon maintien. Si l'appareil ne glisse pas, cela signifie que le clip est orienté dans la mauvaise direction.



4. Une fois le clip pour toilettes correctement fixé, soulevez la lunette des toilettes et fixez le clip à l'avant/au centre du rebord des toilettes.



FR

Processus de configuration et entretien | 4. Remplacement de la cartouche

FR

Nous vous conseillons d'utiliser la paire de gants de protection fournie.

Pour remplacer votre cartouche Withings U-Scan Nutrio, deux options sont proposées :

- Si vous n'avez pas procédé à un nettoyage complet de votre appareil au cours du mois précédent en utilisant la station et le tutoriel de l'application, vous devrez procéder à un nettoyage avant de remplacer la cartouche en suivant le processus de nettoyage indiqué dans l'application.
- Si vous avez effectué un nettoyage complet de votre appareil au cours du mois précédent en utilisant la station et le tutoriel de l'application, vous pouvez remplacer la cartouche en suivant le tutoriel de remplacement de la cartouche de votre application.

FR

Si vous devez procéder à un nettoyage complet et remplacer la cartouche, voici les étapes à suivre :

1. Utilisez le bras de fixation pour retirer l'appareil des toilettes.
2. Suivez les instructions de nettoyage complet décrites dans la partie suivante.
3. Après avoir suivi les instructions de nettoyage complet, de nettoyage et de rinçage, séchez l'U-Scan à l'aide d'un torchon ou d'un essuie-tout.
4. Ouvrez le lecteur U-Scan, retirez l'ancienne cartouche et jetez-la. Veuillez noter qu'elle n'est pas recyclable.
5. Pour installer la nouvelle cartouche, retirez-la de son sachet en aluminium.
6. Tout en appuyant délicatement, tournez la cartouche dans un sens ou dans l'autre jusqu'à ce que vous sentiez qu'elle s'enclenche dans le lecteur.
7. Le témoin lumineux passe du bleu au vert pour confirmer que la cartouche a été activée et est prête à l'emploi.
8. Fermez l'appareil en tournant le couvercle du lecteur dans le sens des aiguilles d'une montre.
9. Placez la nouvelle cartouche dans le lecteur et fermez ce dernier.
10. Remplacez l'appareil dans les toilettes.

Si vous devez uniquement remplacer la cartouche, voici les étapes à suivre :

1. Utilisez le bras de fixation pour retirer l'appareil des toilettes.
2. Si nécessaire, rincez le lecteur à l'eau froide et nettoyez-le en utilisant un savon doux. Assurez-vous de sécher complètement l'appareil avant de l'ouvrir.
3. Pour ouvrir le lecteur, tenez-le dans votre paume, côté lisse vers le haut, et tournez le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
4. Retirez l'ancienne cartouche et jetez-la. Veuillez noter qu'elle n'est pas recyclable.
5. Pour installer la nouvelle cartouche, tournez la cartouche dans un sens ou dans l'autre, en appuyant délicatement, jusqu'à ce que vous sentiez qu'elle s'enclenche dans le lecteur.
6. Le témoin lumineux passe du bleu au vert pour confirmer que la cartouche a été activée et est prête à l'emploi.
7. Fermez l'appareil en tournant le couvercle du lecteur dans le sens des aiguilles d'une montre.
8. Remplacez l'appareil dans les toilettes.

Processus de configuration et entretien | 5. Nettoyage du système Withings U-Scan

FR

Avertissement :

Veillez n'utiliser que du savon doux, de l'eau et la solution de nettoyage fournie avec la cartouche Nutrio pour nettoyer l'U-Scan. N'appliquez aucun autre produit de nettoyage, car cela pourrait affecter la durée de vie et la précision de l'U-Scan. Soyez prudent lors du nettoyage de la cuvette des toilettes afin d'éviter d'appliquer accidentellement des produits de nettoyage non désirés sur l'U-Scan.

Nettoyage quotidien

- La surface de l'appareil est conçue pour être rincée à chaque chasse d'eau.
- Si nécessaire, vous pouvez nettoyer l'appareil en utilisant un savon doux. Veuillez éviter les produits contenant de l'eau de Javel, car ils pourraient détériorer votre appareil.

FR

Nettoyage complet

Un nettoyage complet de l'appareil est fortement recommandé et sera suggéré par l'application après 3 mois d'utilisation et avant le remplacement de cartouche. Pour un nettoyage complet de votre Withings U-Scan, suivez le processus de nettoyage de l'appareil depuis votre application :


1. Utilisez le bras de fixation pour retirer l'appareil des toilettes.
2. Versez le détergent fourni* et 150 ml d'eau dans la station U-Scan.
3. Branchez la station U-Scan.

4. Placez le lecteur U-Scan dans la bonne position au sein de la station U-Scan pendant 5 heures afin de procéder à son nettoyage (voir image).

5. Sortez le lecteur U-Scan, laissez-le 10 secondes sous l'eau du robinet jusqu'à ce que la pompe s'arrête suivant les informations de l'application et séchez-le à l'aide d'un torchon ou d'un essuie-tout.

6. Suivez les instructions pour remplacer la cartouche si nécessaire.

7. Replacez l'appareil dans les toilettes.



* Informations relatives au détergent fourni : Le détergent en poudre à action enzymatique Tergazyme® est un détergent enzymatique concentré destiné au nettoyage manuel et par trempage des cuisines commerciales.

Identifiant unique de formulation (UFI)

OS90-10CR-S00Y-G8GH

Composition/informations sur les ingrédients

Nom chimique	Poids, en %	N° CAS	N° CE
Bicarbonate de sodium	45 à 50	144-55-8	205-633-8
Acide benzènesulfonique, dérivés mono-alkyl en C10-16, sels de sodium	10 à 15	68081-81-2	207-838-8 (011-005-00-2)
Carbonate de sodium	7 à 13	497-19-8	268-356-1
EDTA tétrasodique	0,1 à 1	64-02-8	200-573-9 (607-428-00-2)

Avertissement

Mentions de danger

Nocif en cas d'ingestion.

Provoque une irritation cutanée.

Provoque une sévère irritation des yeux.



Mises en garde — Prévention

Se laver soigneusement le visage, les mains et toute zone de peau exposée après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation de ce produit. Porter des gants de protection.

Mises en garde — Intervention

Traitement spécifique (voir les informations figurant sur cette étiquette).

Yeux

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

Peau

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. Retirer tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

Ingestion

EN CAS D'INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Rincer la bouche.

Mises en garde — Élimination

Éliminer les contenus et les contenants conformément aux réglementations locales.

Toxicité aiguë inconnue

Conserver les contenants hermétiquement fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Tenir hors de portée des enfants.

Adresse du fournisseur

Alconox Inc.
30 Glenn St.,
Suite 309 White Plains,
NY 10603 USA 914-948-4040

Numéro d'urgence

ChemTel Inc. : Amérique du Nord : 1-888-255-3924 International : +1-813-248-0573

Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité

<https://alconox.com/wp-content/uploads/2024/06/Tergazyme-SDS-USCA-English.pdf>
<https://alconox.com/wp-content/uploads/2024/06/Tergazyme-SDS-EU-French.pdf>

Processus de configuration et entretien | 6. Stockage du système Withings U-Scan

FR

Veillez suivre les instructions de nettoyage complet de votre application avant le stockage. Après avoir terminé le processus de nettoyage complet avec la station U-Scan, rincez votre produit sous l'eau du robinet pendant 10 secondes. Dix minutes plus tard, l'appareil purgera l'eau de rinçage, et vous pourrez ranger l'U-Scan conformément aux conditions de stockage - dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe du soleil.

7. Durée de vie de la cartouche

La cartouche peut être utilisée pendant 15 mois à compter de la date de production, après quoi elle sera périmée et donc inutilisable. La date de péremption figure sur l'emballage de la cartouche, sur le sachet de la cartouche, sur la cartouche elle-même et sur l'application après l'installation de la cartouche.

Après l'installation d'une cartouche, vous disposez d'un maximum de 3 mois pour l'utiliser. Passé ce délai, vous ne pourrez plus effectuer de mesures. Vous trouverez cette date sur l'application après l'installation de votre cartouche.

Si vous recevez une cartouche périmée ou dont la date de péremption est inférieure à 3 mois, veuillez contacter notre service clientèle pour recevoir une nouvelle cartouche. Si vous conservez votre cartouche trop longtemps, vous ne pourrez plus l'installer après la date de péremption, ni même effectuer des mesures avec celle-ci.

8. Dépannage

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème en suivant les instructions de dépannage suivantes, veuillez contacter Withings ou consulter le site suivant : withings.com/support

FR

Problème	Solution
Le Wi-Fi semble ne pas fonctionner	L'appareil est hors de portée de la source de Wi-Fi. Veuillez rapprocher votre smartphone et l'appareil de la source de Wi-Fi.
Le bras de fixation n'est pas compatible avec mes toilettes.	Trois tailles différentes de bras de fixation sont fournies. Essayez une taille différente si celle sélectionnée ne semble pas correcte.
Le Bluetooth semble ne pas fonctionner	Le smartphone est hors de portée. Veuillez rapprocher votre smartphone de l'appareil. Le Bluetooth du smartphone est désactivé. Activez le Bluetooth sur votre smartphone.
Mes résultats semblent incorrects.	Vos résultats peuvent varier selon les médicaments, la nourriture ou les activités que vous pratiquez. Voir la liste des interférences pouvant altérer les résultats.
L'appareil ne détecte pas mon urine.	Assurez-vous d'uriner sur l'appareil. S'il ne répond pas, essayez de charger votre produit à l'aide de la station U-Scan.
L'appareil ne me reconnaît pas.	Si la reconnaissance automatique échoue systématiquement, utilisez plutôt la mesure manuelle
J'ai raté ma fenêtre de test.	Vous pouvez lancer une mesure manuelle ou attendre l'ouverture de votre fenêtre de test. Votre test sera automatiquement reprogrammé.

Informations générales

Caractéristiques techniques

Nom du produit : Cartouche Withings U-Scan Nutrio

Modèle : CWPWA01

Dimensions : Ø 6,4 cm

Poids : 13 gr

Durée de conservation dans le sachet (dans les conditions de stockage spécifiées) : 12 mois

Stabilité en cours d'utilisation (dans les

conditions de fonctionnement spécifiées) : 3 mois

Nombre de bandelettes de test: 45

Conditions d'utilisation :

- Plage de température : 2 °C à 30 °C

- Plage d'humidité : 10 % à 90 %

- Tenir à l'écart de l'humidité et de la lumière du soleil

Résistant à l'eau et aux éclaboussures : Veuillez éviter une exposition excessive à l'eau avec la cartouche, car cela pourrait l'endommager

Conditions de stockage :

- Plage de température : 2 °C à 30 °C

- Plage d'humidité : 10 % à 90 %

- Tenir à l'écart de l'humidité et de la lumière du soleil

Union européenne — Déclaration de conformité

Withings déclare par la présente que la cartouche Withings U-Scan Nutrio est conforme aux exigences essentielles des directives et règlements européennes applicables. Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante : withings.com/compliance.



? Need help?

→ withings.com/support

Garantie

Garantie commerciale de Withings limitée à quinze (15) mois — Withings U-Scan

Withings, 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, (« Withings ») garantit le produit physique de marque Withings (« Produit Withings ») contre les défauts de matériaux et de fabrication lorsqu'il est utilisé normalement, conformément aux directives publiées par Withings pendant une période de QUINZE (15) MOIS à compter de la date d'achat initiale par l'acheteur-utilisateur final (« Période de garantie »). Les directives publiées par Withings comprennent, sans toutefois s'y limiter, les informations figurant dans les caractéristiques techniques, les consignes de sécurité ou le guide de démarrage rapide. Withings ne garantit pas que le fonctionnement du Produit Withings sera exempt d'interruptions ou d'erreurs. Withings n'est pas responsable des dommages résultant du non-respect des instructions relatives à l'utilisation du Produit Withings.

Australie : Nos produits sont commercialisés avec des garanties qui ne peuvent être exclues du cadre du droit des consommateurs australien. Vous avez droit à un remplacement ou à un remboursement en cas de panne majeure, ainsi qu'à une indemnisation pour toute autre perte ou dommage raisonnablement prévisible. Vous avez également le droit d'obtenir la réparation ou le remplacement des produits si ceux-ci ne sont pas de qualité acceptable et que la défaillance ne relève pas d'une défaillance majeure.

Sécurité

Withings vous recommande d'ajouter un code d'accès (numéro d'identification personnelle [PIN]), Face ID ou Touch ID (empreinte digitale) à votre appareil mobile pour une protection supplémentaire. Il est important de sécuriser votre téléphone, car vous allez y stocker des informations de santé personnelles. A propos du Withings U-Scan Lecteur, les utilisateurs recevront également des notifications de mise à jour supplémentaires sur l'application Withings ; les mises à jour sont fournies sans fil, ce qui facilite l'ajout rapide des derniers correctifs de sécurité. Les utilisateurs peuvent consulter la version actuelle du logiciel installé dans l'appli Withings en se rendant dans Appareils (Devices) > U-Scan. Cet onglet indique également si une mise à jour est disponible.

N'installez pas l'appareil sur un smartphone dont vous n'êtes pas le propriétaire.

N'utilisez pas un réseau Wi-Fi public que vous ne connaissez pas. Utilisez un réseau Wi-Fi de confiance avec votre appareil.

Withings recommande également de mettre à niveau votre application Withings lorsqu'une mise à jour est disponible.

L'application Withings n'est pas destinée à être utilisée sur un ordinateur. Aucun logiciel antivirus n'est nécessaire.

Utilisez uniquement les boutiques d'applications officielles pour télécharger l'appli Withings. En cas de doute, veuillez utiliser le lien go.withings.com.















Informations écologiques

Après utilisation, la cartouche doit être éliminée avec les ordures ménagères, conformément aux réglementations locales, afin d'éviter toute contamination.

FR

FR

Description des symboles de l'appareil

-  Référence
-  Numéro de série
-  Consulter le mode d'emploi ou le mode d'emploi électronique
-  Ce produit est conforme aux exigences essentielles des directives européennes applicables.
-  Limite d'humidité
-  Limite de température
-  Limites supérieure et inférieure de la pression atmosphérique
-  Numéro de modèle
-  Tenir à l'écart de la lumière du soleil
-  Conserver au sec
-  Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé et consulter le mode d'emploi
-  Contenu non recyclable
-  Date limite d'utilisation
-  Risque pour la santé

BENUTZENHANDBUCH

DE - REGIONEN EUROPAS

Inhalte

EINFÜHRUNG	48	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	64
Wichtiger Hinweis	48	Technische Spezifikationen	64
HAFTUNGSAUSSCHLUSS	48	Europäische Union – Konformitätserklärung	64
Über die Withings U-Scan Nutrio-Patrone	48	Garantie	65
Über das Withings U-Scan-System	48	Sicherheit	65
Warn- und Sicherheitshinweise	49	Beschreibung der Gerätesymbole	66
ÜBER DIE WITHINGS U-SCAN NUTRIO-PATRONE	50		
Überblick	50		
Inhalt der Verpackung der Withings U-Scan Nutrio-Patrone	51		
Chemische Leistung	51		
Störende Substanzen	51		
Einrichtung	52		
1. Laden Sie Ihr Withings U-Scan-Lesegerät auf	52		
2. Installation der Patrone	53		
3. Installation in der Toilette	54		
4. Wechseln der Patrone	56		
5. Reinigung des Withings U-Scan-Systems	58		
6. Lagerung des Withings U-Scan-Systems	62		
8. Lebensdauer der Patrone	62		
9. Fehlerbehebung	63		

Einführung

Wichtiger Hinweis

Vielen Dank, dass Sie sich für Withings U-Scan entschieden haben. Lesen Sie sich vor der Verwendung der Withings U-Scan Nutrio-Patrone die Informationen in dieser Anleitung durch. Diese Anleitung finden Sie auch online unter <https://www.withings.com/guides>. Bewahren Sie diese Unterlagen zum späteren Nachlesen auf. Die Installationsanweisungen finden Sie in der Schnellstartanleitung, die diesem Produktleitfaden beiliegt. Bitte kontaktieren Sie Withings, wenn Sie Hilfe bei der Einrichtung, Verwendung oder Wartung des Geräts benötigen oder unerwartete Vorgänge oder Ereignisse melden möchten.

Weitere Informationen zum Withings U-Scan-System finden Sie in der Produkthanleitung für das Withings U-Scan-Lesegerät.

Informationen in dieser Bedienungsanleitung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Sie benötigen ein Tablet oder Smartphone mit iOS (16.0 oder höher) oder Android (9.0 und höher), um Ihre Withings U-Scan Nutrio-Patrone zu installieren. Danach können Sie das Gerät dank der WLAN-Verbindung und Bluetooth® auch ohne Ihr mobiles Gerät verwenden. Es ist zwar möglich, eine Messung ohne ein mobiles Gerät zu starten, für die Installation des Withings U-Scan-Systems sowie für die Synchronisierung und Abfrage Ihrer Ergebnisse ist jedoch ein mobiles Gerät erforderlich.

Über die Withings U-Scan Nutrio-Patrone

Die Withings U-Scan Nutrio-Patrone ist eine Komponente des Withings U-Scan-Systems, das aus einer Anwendung (Withings App), einem Lesegerät und einem Verbrauchsmaterial (Patrone) besteht. Es nutzt die Entwicklung bestimmter Harnparameter (pH-Wert, Ketone, Vitamin C und spezifisches Gewicht), um Ihnen personalisierte Empfehlungen in Bezug auf Ernährung und sportliche Aktivitäten zu geben.

Über das Withings U-Scan-System

Um das Withings U-Scan-System nutzen zu können, benötigen Sie das Withings U-Scan-Lesegerät und eine Withings U-Scan Nutrio-Patrone.

Um das Withings U-Scan-System nutzen zu können, müssen Sie zunächst ein Benutzerkonto in der Withings App erstellen. Nachdem Sie die Withings App installiert und Ihr Benutzerkonto erstellt haben, müssen Sie Ihr Gerät über Bluetooth verbinden/koppeln. Sobald das Gerät verbunden ist, folgen Sie bitte den Installationsanweisungen.

Das Withings U-Scan-Lesegerät ist mit Bluetooth Low Energy (BLE) und WLAN-Konnektivität ausgestattet. Die Testergebnisse werden über WLAN übertragen, daher kann das Withings U-Scan-Lesegerät nicht ohne eine funktionierende WLAN-Verbindung verwendet werden.

Haftungsausschluss

Warn- und Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie sich dieses Handbuch vor Anwendung dieses Geräts aufmerksam durch.

Die Withings Nutrio-Patrone ist kein medizinisches Gerät und nicht für die Diagnose, Behandlung oder Überwachung von Krankheiten oder medizinischen Beschwerden vorgesehen. Selbstdiagnose und Selbstbehandlung können gefährlich sein. Bei Fragen oder im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte immer an Ihren Arzt.

- Withings U-Scan Nutrio-Patronen sind nur mit dem Withings U-Scan-Lesegerät kompatibel.
- Die bereitgestellten Daten dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind nicht als Ersatz für herkömmliche Diagnosemethoden gedacht.
- Diese Patrone ist nur für Erwachsene bestimmt.
- Für die Withings U-Scan Nutrio-Patronen darf ausschließlich menschlicher Urin verwendet werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie feststellen, dass die Verpackung beschädigt/gerissen ist. Die Verwendung eines beschädigten Produkts kann zu Verletzungen oder Geräteausfällen führen.
- Befolgen Sie die im Abschnitt „Technische Daten“ dieser Anleitung angegebenen Bedingungen für Betrieb und Lagerung. Andernfalls kann die Messgenauigkeit beeinflusst werden.
- Verwenden Sie kein Zubehör, keine abnehmbaren Teile oder Materialien, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind.
- Bestimmte Stoffe können die Genauigkeit der Ergebnisse beeinflussen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Störende Substanzen“ in diesem Handbuch.


- Entsorgen Sie die Withings U-Scan Nutrio-Patronen 90 Tage nach dem Öffnen.
- Verwenden Sie die Withings U-Scan Nutrio-Patronen nicht mehr nach dem Ablaufdatum. Das Ablaufdatum finden Sie auf dem Aluminiumbeutel oder auf der Verpackung der Patrone.
- Die Withings U-Scan Nutrio-Patrone darf nicht mit Feuchtigkeit in Berührung kommen.
- In der Verpackung der Patrone ist ein Reinigungsmittel enthalten. Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Sicherheitshinweise.
- Das Reinigungsmittel ist nur für die Verwendung mit der U-Scan-Station vorgesehen.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht während der Periode oder wenn Sie Blut im Urin haben.

Über die Withings U-Scan Nutrio-Patrone | Überblick

Inhalt der Verpackung der Withings U-Scan Nutrio-Patrone

DE Die Verpackung der Withings U-Scan Nutrio-Patrone enthält die folgenden Teile. Sollte etwas fehlen, kontaktieren Sie uns bitte unter support.withings.com.

U-SCAN PATRONE Inhalt der Box



Withings U-Scan Patrone



Schutzhandschuhe



Reinigungspuder



Bedienungsanleitung



Über die Withings U-Scan Nutrio-Patrone

Chemische Leistung

Bitte überprüfen Sie die Leistung auf unserer Website mit diesem Link:

<https://support.withings.com/hc/en-us/articles/27579993272849-U-Scan-Nutrio-Chemistry-Performance>

Störende Substanzen

Bestimmte Stoffe können die Genauigkeit der Ergebnisse beeinflussen. Während ihrer Einnahme sollten keine Messungen vorgenommen werden. Zu diesen Stoffen gehören:


- Captopril
- Nitrofurantoin
- Phenazopyridin
- Riboflavin

Bei Verhalten, das bekanntermaßen die Kreatininkonzentration im Urin erhöht, oder bei Erkrankungen, die Bilirubin und Blut im Urin verursachen, sollte U-Scan nicht verwendet werden.

Einrichtung

1 – Laden Sie Ihr Withings U-Scan-Lesegerät auf


DE Um das Lesegerät aufzuladen, schließen Sie zunächst die U-Scan-Station mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel an. Legen Sie dann das U-Scan in die U-Scan-Station, wobei der Probenentnahmepunkt nach unten zeigt und die Gehäuseseite an der Ladewand der U-Scan-Station ausgerichtet ist, und schließen Sie die U-Scan-Station. Die Statusleuchte leuchtet während des Ladevorgangs orange. Sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung.



2. Installation der Patrone

Um die Patrone zu installieren, starten Sie den Installationsvorgang der Patrone über Ihre App und befolgen Sie diese Schritte:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Withings U-Scan-Lesegerät geöffnet ist.
2. Nehmen Sie Ihre Withings U-Scan Nutrio-Patrone aus der Verpackung und setzen Sie die Patrone in das Lesegerät ein.
3. Drücken Sie die Patrone vorsichtig nach unten und drehen Sie sie in eine beliebige Richtung, bis sie spürbar im Lesegerät einrastet. Element mit folgendem Bild hochladen.
4. Die Kontrollleuchte wechselt von Blau zu Grün, um zu bestätigen, dass die Patrone aktiviert wurde.
5. Um das Gerät zu schließen, halten Sie es mit der glatten Seite nach oben in Ihrer Handfläche und drehen Sie die Oberseite des Lesegeräts im Uhrzeigersinn. Die Withings U-Scan Nutrio-Patrone ist nun ordnungsgemäß im Lesegerät installiert.




Einrichtung

3 – Installation in der Toilette


DE

Um das U-Scan in Ihrer Toilette zu installieren, gehen Sie wie folgt vor:


1. Halten Sie das Withings U-Scan-Lesegerät in Ihrer Handfläche mit der glatten Seite nach oben und dem Ankerpunkt aus Metall nach innen. Schließen Sie das Gerät, indem Sie die Oberseite des Lesegeräts im Uhrzeigersinn drehen.



2. Die Withings-App fragt Sie nach der Art Ihrer Toilette. Anhand dieser Information können Sie bestimmen, welche Größe die Toilettenklemme haben muss.



3. Befestigen Sie die Toilettenklemme am Ankerpunkt aus Metall, indem Sie den Ankerpunkt in den kleineren Schlitz der Klemme schieben, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten. Wenn sich das Gerät nicht schieben lässt, ist die Klemme falsch ausgerichtet.



4. Sobald die Toilettenklemme korrekt befestigt ist, heben Sie den Toilettensitz an und befestigen Sie die Klemme vorne mittig am Toilettenrand.

DE



Einrichtung | 4. Welchsén der Patrone

Wir empfehlen Ihnen, die mitgelieferten Schutzhandschuhe zu verwenden.

DE

Um die Withings U-Scan Nutrio-Patrone zu wechseln, gibt es zwei Möglichkeiten:

- Sie haben Ihr Gerät im vergangenen Monat mithilfe der Station und des App-Tutorials gründlich gereinigt und müssen vor dem Patronenwechsel eine Reinigung durchführen, indem Sie dem Reinigungsprozess in Ihrer App folgen.
- Sie haben Ihr Gerät im vergangenen Monat mithilfe der Station und des App-Tutorials gründlich gereinigt und können die Patrone gemäß dem Tutorial zur Patronenwechsel in Ihrer App wechseln.

Wenn Sie eine gründliche Reinigung durchführen und die Patrone austauschen müssen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Verwenden Sie die Halterung, um das Gerät aus der Toilette zu entfernen.
2. Befolgen Sie die im folgenden Abschnitt beschriebenen Anweisungen zur gründlichen Reinigung.
3. Trocknen Sie das U-Scan nach der gründlichen Reinigung und dem Spülen mit Küchenrolle oder einem Papiertaschentuch ab.
4. Öffnen Sie das U-Scan-Lesegerät, entfernen Sie die alte Patrone und entsorgen Sie sie. Bitte beachten Sie, dass sie nicht recycelbar ist.
5. Um die neue Patrone zu installieren, nehmen Sie sie aus der Aluminiumhülle.
6. Drehen Sie die Patrone in eine beliebige Richtung, während Sie sie vorsichtig nach unten drücken, bis Sie spüren, dass sie im Lesegerät einrastet.
7. Die Statusleuchte wechselt von Blau zu Grün. Dies bestätigt, dass die Patrone aktiviert und einsatzbereit ist.
8. Schließen Sie das Gerät, indem Sie die Oberseite des Lesegeräts im Uhrzeigersinn drehen.
9. Setzen Sie die neue Patrone in das Lesegerät ein und schließen Sie das Gerät.
10. Setzen Sie das Gerät wieder in die Toilette ein.

Wenn Sie nur die Patrone austauschen müssen,

DE

gehen Sie wie folgt vor:

1. Verwenden Sie die Halterung, um das Gerät aus der Toilette zu entfernen.
2. Spülen Sie das Lesegerät bei Bedarf unter kaltem Wasser ab und reinigen Sie es mit einem milde Reinigungsmittel. Achten Sie darauf, dass das Gerät vollständig getrocknet ist, bevor Sie es öffnen.
3. Um das Lesegerät zu öffnen, halten Sie es mit der glatten Seite nach oben in Ihrer Handfläche und drehen Sie die Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn.
4. Entfernen Sie die alte Patrone und entsorgen Sie sie. Bitte beachten Sie, dass sie nicht recycelbar ist.
5. Um die neue Patrone zu installieren, drücken Sie die Patrone vorsichtig nach unten und drehen Sie sie dabei in eine beliebige Richtung, bis sie spürbar im Lesegerät einrastet.
6. Die Statusleuchte wechselt von Blau zu Grün. Dies bestätigt, dass die Patrone aktiviert und einsatzbereit ist.
7. Schließen Sie das Gerät, indem Sie die Oberseite des Lesegeräts im Uhrzeigersinn drehen.
8. Setzen Sie das Gerät wieder in die Toilette ein.

Einrichtung | 5. Reinigung des Withings U-Scan-Systems

Warnung:

DE

Bitte verwenden Sie nur mildes Seifenwasser und die mit der Nutrio-Patrone bereitgestellte Reinigungslösung, um das U-Scan zu reinigen. Verwenden Sie keine anderen Reinigungsprodukte, da diese die Lebensdauer und Genauigkeit des U-Scan beeinträchtigen könnten. Seien Sie vorsichtig beim Reinigen der Toilettenschüssel, um zu vermeiden, dass versehentlich unerwünschte Reinigungsprodukte auf das U-Scan gelangen.

Tägliche Reinigung

- Die Oberfläche des Geräts ist so konzipiert, dass sie bei jeder Toilettenspülung abgespült wird.
- Bei Bedarf können Sie das Gerät mit einem milden Reinigungsmittel reinigen. Bitte verwenden Sie keine Produkte, die Bleichmittel enthalten, da diese Ihr Gerät beschädigen könnten.

Gründliche Reinigung

Eine gründliche Reinigung des Geräts wird dringend empfohlen und von der App nach 3 Monaten Gebrauch und vor dem Patronenwechsel vorgeschlagen. Um Ihr Withings U-Scan gründlich zu reinigen, folgen Sie den Anweisungen zur Reinigung des Geräts in Ihrer App:

1. Verwenden Sie die Halterung, um das Gerät aus der Toilette zu entfernen.
2. Geben Sie das mitgelieferte Reinigungsmittel* aus dem Beutel und 150 ml Wasser in die U-Scan-Station.
3. Schließen Sie die U-Scan-Station an das Stromnetz an.

4. Setzen Sie den U-Scan-Reader für 5 Stunden in korrekter Position in die U-Scan-Station ein, um ihn zu reinigen (siehe Abbildung).


DE

5. Nehmen Sie das U-Scan-Lesegerät heraus und spülen Sie es 10 Sekunden lang unter fließendem Wasser ab. Sie sollten hören, wie das Gerät pumpt.

6. Trocknen Sie es mit einem Küchen- oder Papiertuch ab. Achten Sie darauf, kein Toilettenpapier zu verwenden, da dies den Pumpeneinlass verstopfen könnte.

7. Befolgen Sie die Anweisungen zum Wechseln der Patrone, falls erforderlich.

8. Setzen Sie das Gerät wieder in die Toilette ein.



* Informationen zum bereitgestellten Reinigungsmittel: Das enzymaktive Reinigungsmittel Tergazyme® in Pulverform ist ein konzentriertes, enzymatisches Reinigungsmittel für die manuelle und die kommerzielle Nassreinigung in Großküchen.

Unique Formula Identifier (UFI)
0S90-10CR-S00Y-G8GH

Zusammensetzung/Informationen zu den Inhaltsstoffen

Chemischer Name	Gewicht %	CAS-Nr.	CE-Nr.
Natriumbikarbonat	45–50	144-55-8	205-633-8
Benzolsulfonsäure, Mono-C10-16-alkylalderivate, Natriumsalze	10–15	68081-81-2	207-838-8 (011-005-00-2)
Natriumcarbonat	7–13	497-19-8	268-356-1
Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA)	0,1–1	64-02-8	200-573-9 (607-428-00-2)

Warnung

Gefahrenhinweise

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.



Sicherheitshinweise – Prävention

Nach Gebrauch Gesicht, Hände und betroffene Hautstellen gründlich waschen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Schutzhandschuhe tragen.

Sicherheitshinweise – Reaktion

Besondere Behandlung (siehe Informationen auf diesem Kennzeichnungsetikett).

Augen

BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser ausspülen. Evt. vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Haut

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

Verschlucken

BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFT-INFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Mund ausspülen.

Sicherheitshinweise - Entsorgung

Inhalt und Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Unbekannte akute Toxizität

Behälter dicht verschlossen an einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Lieferantenadresse

Alconox Inc.
30 Glenn St.,
Suite 309 White Plains,
NY 10603 USA 914-948-4040

Notrufnummer

ChemTel Inc.: Nordamerika: 1-888-255-3924
International: +1-813-248-0573

Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt

<https://alconox.com/wp-content/uploads/2024/06/Tergazyme-SDS-USCA-English.pdf>

<https://alconox.com/wp-content/uploads/2024/06/Tergazyme-SDS-EU-French.pdf>

Einrichtung | 6. Lagerung des Withings U-Scan-Systems

Bitte befolgen Sie vor der Lagerung die Anweisungen zur gründlichen Reinigung in Ihrer App. Spezifische Anweisungen zum Spülen des Fluidiksystems finden Sie in den Tutorials. Anschließend können Sie das U-Scan unter Einhaltung der Lagerbedingungen an einem trockenen Ort und vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren.

7. Lebensdauer der Patrone

Die Patrone kann ab dem Produktionsdatum 15 Monate lang verwendet werden. Danach ist sie abgelaufen und kann nicht mehr verwendet werden. Das Verfallsdatum finden Sie auf der Verpackung der Patrone, auf der Patronenhülle, auf der Patrone selbst und nach dem Einsetzen der Patrone in der App.

Nach dem Einsetzen einer Patrone können Sie diese maximal 3 Monate lang verwenden. Danach lassen sich keine Messungen mehr durchführen. Dieses Datum finden Sie nach dem Einsetzen Ihrer Patrone in der App.

Wenn Sie eine Patrone erhalten, deren Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist oder in weniger als 3 Monaten abläuft, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, um eine neue Patrone zu erhalten. Wenn Sie Ihre Patrone zu lange lagern, können Sie sie nach dem Ablaufdatum nicht mehr installieren oder damit Messungen durchführen.

8. Fehlerbehebung

Wenn Sie das Problem nicht mithilfe der folgenden Anweisungen zur Fehlerbehebung beheben können, wenden Sie sich bitte an Withings oder besuchen Sie: withings.com/support.

Problem	Lösung
Das WLAN scheint nicht zu funktionieren	Das Gerät befindet sich außerhalb der Reichweite der WLAN-Quelle. Bitte legen Sie Ihr Smartphone und das Gerät näher an die WLAN-Quelle.
Die Halterung passt nicht auf meine Toilette	Es werden Halterungen in drei verschiedenen Größen mitgeliefert. Probieren Sie eine andere Größe aus, wenn die ausgewählte nicht zu passen scheint.
Bluetooth scheint nicht zu funktionieren	Das Smartphone befindet sich außerhalb der Reichweite. Bitte legen Sie Ihr Smartphone näher an das Gerät. Die Bluetooth-Funktion des Smartphones ist DEAKTIVIERT. Bitte AKTIVIEREN Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones.
Meine Ergebnisse scheinen falsch zu sein.	Ihre Ergebnisse können abhängig von Ihren Medikamenten, Lebensmitteln und Aktivitäten variieren. Siehe Liste der Störfaktoren, die die Ergebnisse beeinflussen können.
Das Gerät erkennt meinen Urin nicht.	Achten Sie darauf, auf das Gerät zu urinieren. Wenn es nicht reagiert, versuchen Sie, Ihr Produkt über die U-Scan-Station aufzuladen.
Das Gerät erkennt mich nicht.	Wenn die automatische Erkennung immer fehlschlägt, können Sie eine manuelle Messung durchführen.
Ich habe mein Testfenster verpasst.	Sie können eine manuelle Messung durchführen oder warten, bis Ihr Testfenster geöffnet ist. Ihr Test wird automatisch neu geplant.

Allgemeine Informationen

Technische Spezifikationen

Produktname: Withings U-Scan Nutrio-Patrone

DE Modell: CWPA01

Abmessungen: Ø 6,4 cm

Gewicht: 13 gr

Halbbarkeit im Beutel (unter den angegebenen Lagerbedingungen): 12 Monate

Halbbarkeit während des Gebrauchs (unter den angegebenen Betriebsbedingungen): 3 Monate

Anzahl der Teststreifen: 45

Betriebsbedingungen:

- Temperaturbereich: 2 °C bis 30 °C
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 10 % bis 90 %
- Vor Feuchtigkeit und Sonnenlicht schützen

Vor Wasser und Spritzwasser schützen: Bitte vermeiden Sie eine übermäßige Wassereinwirkung auf die Patrone, da dies die Patrone beschädigen könnte.

Lagerbedingungen:

- Temperaturbereich: 2 °C bis 30 °C
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 10 % bis 90 %
- Vor Feuchtigkeit und Sonnenlicht schützen

Europäische Union – Konformitätserklärung

Withings erklärt hiermit, dass das Gerät Withings U-Scan Nutrio-Patrone mit den wesentlichen Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien übereinstimmt. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter withings.com/compliance.



? Need help?

→ withings.com/support

DE

Garantie

Eingeschränkte Fünfzehn-Monate-Garantie (15) Garantie von Withings – Withings U-Scan

Withings, 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux (nachfolgend „Withings“ genannt) gewährt eine Garantie auf Geräte der Marke Withings (nachfolgend „Withings-Produkt“ genannt) im Falle von Material- und Verarbeitungsfehlern, die bei zweckmäßigem Gebrauch gemäß der von Withings veröffentlichten Bedienungsanleitung innerhalb eines Zeitraums von FÜNFZEHN (15) MONATE ab dem Datum des ursprünglichen Kaufbelegs des Erstnutzers (nachfolgend „Gewährleistungsfrist“ genannt) auftreten. Die von Withings veröffentlichte Bedienungsanleitung enthält u. a. die technischen Spezifikationen, Sicherheitshinweise sowie eine Schnellstartanleitung. Withings übernimmt keine Haftung für einen ununterbrochenen oder störungsfreien Betrieb des Withing-Produkts. Withings ist nicht für Schäden verantwortlich, die aus der Nichtbefolgung der Gebrauchsanweisung für das Withings Produkt entstehen.

Australien: Unsere Artikel haben eine Garantie, die nach dem australischen Verbrauchergesetz nicht ausgeschlossen werden darf. Sie haben Anspruch auf Ersatz oder Rückerstattung bei einem schwerwiegenden Fehler und auf Entschädigung für jeden anderen angemessenen Verlust oder Schaden. Sie haben außerdem Anspruch auf die Reparatur oder den Ersatz eines Artikels, wenn dieser Qualitätsmängel aufweist und der Fehler keinen groben Mangel darstellt.

Sicherheit

Withings empfiehlt Ihnen, Ihrem Mobilgerät einen Passcode (persönliche Identifikationsnummer [PIN]), eine Gesichts-ID oder eine Touch-ID (Fingerabdruck) hinzuzufügen, um eine zusätzliche Sicherheitsebene einzuführen. Es ist wichtig, Ihr Telefon zu sichern, da Sie persönliche Gesundheitsinformationen speichern werden. Benutzer erhalten außerdem zusätzliche Update-Benachrichtigungen auf dem Gerät über die Withings App und Updates werden drahtlos bereitgestellt, was die rasche Übernahme der neuesten Sicherheitsupdates fördert. Benutzer können die aktuell installierte Softwareversion in der Withings App unter Geräte (Devices) > U-Scan einsehen. Diese Registerkarte zeigt außerdem an, ob ein Update verfügbar ist.

Installieren Sie das Gerät nicht auf einem Smartphone, das nicht Ihr Eigentum ist.

Verwenden Sie kein öffentliches WLAN-Netzwerk, das Sie nicht kennen. Verwenden Sie ein vertrauenswürdigen WLAN-Netzwerk mit Ihrem Gerät.

Withings empfiehlt außerdem ein Upgrade Ihrer Withings App, sobald eines verfügbar ist.

Die Withings-Anwendung ist nicht für die Verwendung auf einem Computer bestimmt. Es ist kein Hinweis auf eine Antivirensoftware erforderlich.

Verwenden Sie nur offizielle App-Stores, um die Withings Companion App herunterzuladen. Nutzen Sie im Zweifelsfall den Link go.withings.com.

Ökologische Informationen

Entsorgen Sie die Patrone nach Gebrauch gemäß den örtlichen Vorschriften im Restmüll, um jegliche Kontamination zu vermeiden.

DE Beschreibung der Gerätesymbole

DE

REF

Katalognummer

SN

Seriennummer



Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung oder die elektronischen Anweisungen zur Nutzung



Dieses Produkt erfüllt die wesentlichen Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien.



Feuchtigkeitsgrenzwert



Temperaturgrenzwert



Obere und untere Luftdruckgrenze



Modellnummer



Vor Sonnenlicht schützen



Trocken halten



Nicht verwenden, falls die Verpackung beschädigt ist, und Gebrauchsanweisung beachten



Nicht recycelbarer Inhalt



Mindesthaltbarkeitsdatum



Gesundheitsrisiko

AW_IFU_CWPA01_ALL_INT_C

WITHINGS

Withings U-Scan System | Proactive Health Tracking

2024 Withings. All rights reserved. Aug. 2024

support.withings.com - 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, France