

EN
FR
DE

WITHINGS

PRODUCT GUIDE

INSTRUCTIONS FOR USE

EN – US & NON-US REGIONS

Content

2-3

INTRODUCTION

Important notice

DISCLAIMER

About the Withings U-Scan Reader

About the Withings U-Scan System

Warnings & safety notice

THE WITHINGS U-SCAN SYSTEM

Overview

U-Scan Reader Box content

U-Scan Cartridge Box content

Component names and functions

Withings U-Scan Reader

Status Light

Button

SETUP PROCESS

1 – Download the Withings App
and create a Withings account

2 – Open your Withings U-Scan Reader
with the suction cup

3 – Charge your Withings U-Scan
Reader

4 – Pair and link your U-Scan Reader

5 – Cartridge installation

6 – Toilet installation

4 HOW TO PERFORM A URINALYSIS

4

Measurement Plan

4

Using the automatic measurement

4

Launching a manual measurement

4

via the application

5

MAINTENANCE

6

Cleaning and maintenance

6

Troubleshooting

6

Wireless information

7

GENERAL INFORMATION

8

Technical specifications

8

European Union – Declarations

8

of Conformity

10

Disposal

11

Federal Communication Commission

12

interference statement

12

Warranty

12

Security

12

Equipment symbol description

12

12

13

13

14

15

16

18

18

19

19

19

20

20

22

22

23

24

24

24

24

25

25

25

26

26

26

27

Introduction

Disclaimer

Important notice

EN

Thank you for choosing Withings U-Scan Reader. Before using Withings U-Scan Reader, review the information in this guide. You may also find this guide online at <https://www.withings.com/guides>

Retain this documentation for future reference. Installation instructions are available within the Quick Start Guide. Provided alongside this Product Guide.

Please contact Withings for assistance with setting up, using, or maintaining the device or to report unexpected operations or events.

Information in this guide may change without notice. You will need an iOS (16.0 or higher) or Android (8.0 or higher) tablet or smartphone to install your Withings U-Scan Reader. Thereafter, the device can be used without your mobile device thanks to Wi-Fi and Bluetooth® connections. While a mobile device is not required to launch a measurement, it is necessary for installation, synchronization, and viewing results.

About the Withings U-Scan Reader

The Withings U-Scan Reader is an automatic at-home urine analyzer. Used with Withings U-Scan Cartridges, it tracks various urinary parameters.

Measurement results are displayed in the Withings App.

About the Withings U-Scan System

To use the Withings U-Scan System, you need a Withings U-Scan Reader and a Withings U-Scan Cartridge.

You must create an account on the Withings App, install the app, and pair your device via Bluetooth.

Follow the installation instructions in the “Setup Process” section. The Withings U-Scan Reader features Bluetooth Low Energy (BLE) and Wi-Fi connectivity.

Test results are transmitted via Wi-Fi, meaning the device requires a functional Wi-Fi connection.

Warnings & safety notice

Before using this equipment, read this manual carefully. The Withings U-Scan Reader is not a medical device and is not intended for diagnosis, treatment, or disease monitoring. Self-diagnosis and self-treatment can be dangerous—always consult your doctor if you have questions.

- Compatible only with Withings U-Scan Cartridges.
- Data provided is for informational purposes only and does not replace laboratory medical tests.
- Intended for adults only.
- Only human urine samples should be used.
- Do not use if the device is damaged, as this may cause injury or equipment failure.
- Do not attempt to repair or modify the device. Do not open or disassemble it for battery replacement.
- Follow the cleaning and maintenance instructions in this guide. Using unapproved cleaning agents may damage the device.
- The charger's power cable may cause strangulation; keep it away from children and pets.
- Follow the operational and storage conditions in the technical specifications section to ensure measurement accuracy.

- Only use accessories and parts specified by Withings. Using unauthorized components may lead to increased electromagnetic emissions or decreased immunity, causing improper operation.

- Use the provided power cord to plug in the station.

- Do not conduct a test while the device is charging.

- Ensure the device is properly closed before conducting a test.

- Do not perform tests during menstruation, as blood may contaminate the fluidic circuit.

- Certain substances or intakes may affect result accuracy; refer to the Withings U-Scan Cartridge instruction manual.

- Avoid exposing the device to strong impacts or vibrations (e.g., dropping or shaking).

EN

EN

U-SCAN READER Box content



Withings U-Scan Reader



Withings U-Scan Station



Suction Cup



Toilet Clip (sizes: S, M, L)



Quick start guide
and product guide



USB-C Power cable

U-SCAN CARTRIDGE Box content

EN



Withings U-Scan Cartridge



Protective gloves



Cleanser powder




Product guide

If something is missing,
please contact support.withings.com

EN

WITHINGS U-SCAN READER


Inside view



WITHINGS U-SCAN READER

Back view

EN



The U-Scan System | Component names and functions

EN

STATUS LIGHT

General

Blue breathing		Waiting for App installation
Blue continuous		Installation ongoing
Blue flashing		Bluetooth update in progress
Yellow flashing light		WiFi synchronization or WiFi update in progress
Red continuous		Error
Green blinking		Synchronization
Green continuous		Success
Orange blinking		Low battery

Manual Launch

Green slow blinking		Ready to collect
Green continuous for 20s		Enough urine sample collected
Red continuous for 20s		Fail collecting enough urine sample

Charge (once in plugged station)

Orange continuous		Battery charging
Green continuous		Battery charged

BUTTON

1 second = 1 flash on the device.

EN

Wake Up	1-second press, the status light flashes blue if the device is not installed yet, green otherwise
Factory Reset	Press and hold for 10 seconds, then once the red LED lights up, press 5 times for 1 second each time.
Hard Reset	20-seconds press, the status light will turn red after 10 seconds

For further information, please consult our help center.

Setup Process

12 - 13

1 – Download the Withings App and create a Withings account

EN

Download and install the Withings App on your phone before first use. Follow the on-screen instructions to sign in with your existing Withings account or create a new one.

2 – Open your Withings U-Scan Reader with the suction cup

Place the suction cup at the center of the Reader's smooth face. Hold the suction cup with one hand, and the other side of the Reader with the palm of your second hand (picture below). Rotate the suction cup anti clockwise to unscrew the upper side of the Reader.

3 – Pair and link your Withings U-Scan Reader

Once connected to your Withings account, you must install your device in the Withings App.

To install your device, follow these steps:

1. Open the Withings App.
2. Go to the Devices tab and tap the “+” icon in the top right corner.
3. Select U-Scan and tap “Install.”
4. If the device is asleep, press and hold the power button for one second.



5. The status light will glow blue when the device is ready to connect to your phone.

6. The Withings App will search for your device via Bluetooth. Once found, you will be prompted to pair your Withings U-Scan Reader with your mobile device.

7. Tap “Accept” to pair the device. The status light will turn solid blue once connected.

8. After pairing, the Withings U-Scan Reader will update its internal firmware. Wait for the update to complete, then follow the instructions to connect your device to your Wi-Fi network.

EN



4 – Charge your Withings U-Scan Reader

EN

1. Plug in the Withings U-Scan Station with the dedicated USB-C cable.
2. If the U-Scan Reader is open, close it by reversing instructions provided in *SETUP PROCESS* section 2. There are closure marks on each side of the Reader. Make sure to align the arrow on the lid with one of the dots on the backside of the U-Scan. Place the closed Withings U-Scan Reader in the Withings U-Scan Station.



3. Close the Withings U-Scan Station. The status light of the Station will turn white.
4. The status light on the Withings U-Scan Reader, visible through the Station lid, will turn orange while charging and green when fully charged. You will receive a notification once charging is complete.

5 – Cartridge installation

1. Open the Withings U-Scan Reader with the suction cup following instructions provided in *SETUP PROCESS* section 2.
2. Remove the Withings U-Scan Cartridge from its packaging and insert it into the Reader.
3. While gently pushing down, rotate the Cartridge in either direction until it locks in place.
4. The status light will change from blue to green, confirming that the Cartridge is activated and ready to use.

5. Close the U-Scan Reader with the suction cup reversing instructions provided in *SETUP PROCESS* section 2. There are closure marks on each side of the Reader. Make sure to align the arrow on the lid with one of the dots on the backside of the Reader.

EN



6 – Toilet installation

EN

To install the Withings U-Scan Reader in your toilet, follow these steps:





1. If the U-Scan Reader is not already closed, close it with the suction cup reversing instructions provided in *SETUP PROCESS* section 2.
2. There are closure marks on each side of the Reader. Make sure to align the arrow on the lid with one of the dots on the backside of the U-Scan.

3. The Withings App will ask you what type of toilet you have. This information will allow you to define which size toilet clip you will have to use.

4. Attach the toilet clip to the metal anchor point by sliding the anchor point into the smaller slot of the clip to ensure a secure fit. If the device doesn't slide, it means that the clip is facing the wrong direction.

5. Once the toilet clip has been correctly attached, lift up the toilet seat and attach the clip to the front/ center of the toilet rim.

EN



EN

Measurement Plan

Upon purchasing the Withings U-Scan Reader, you will gain access to various subscription models that determine the frequency of measurements you can perform each week.

Using your habit information and based on the Cartridge you have, we will suggest specific days and times for measurements to create a personalized measurement plan. Some tests must be performed immediately upon waking or at the end of the day after your last meal.

The frequency of Withings U-Scan Cartridge deliveries will match the measurement frequency selected at the time of purchase. We recommend following the measurement plan provided in the Withings App. However, you will still have the flexibility to launch manual measurements outside of the prescribed plan.

There are two ways to launch a measurement with the Withings U-Scan System: automatic and manual, via the application.



You will receive results within a maximum of 20 minutes after sample collection.

Using the automatic measurement - Available soon

Automatic Measurement is a feature making measurements super easy to take. Based on specific parameters you will be taught on the app, the reader will automatically detect your urine when you are the one urinating on the product.

When you choose the automatic measurement option, the Withings U-Scan Reader will activate to receive a sample based on the measurement windows selected in the App. This mode can be activated either at the end of the Cartridge installation process or in the device settings in the Withings App.

Please note that U-Scan samples will only be collected during the selected measurement windows. Be aware of these windows before using the toilet to ensure successful sample collection. If you are unsure, check the Withings App for measurement window details.

Launching a manual measurement via the application

EN

We recommend performing Withings U-Scan Reader measurements within the designated measurement windows of your plan, but you can also launch a manual measurement at any time. Please note the scheduling rules outlined in your Measurement Plan in the Withings App.

To manually launch a measurement, follow these steps:

1. Open the Withings App.
2. Tap your U-Scan Mission card on the Home tab.
3. Select "Launch Measurement." Keep your mobile device close to the Withings U-Scan Reader during the process.
4. Once the Withings U-Scan Reader is detected via Bluetooth, proceed to urinate.
5. The device will collect a test sample within a maximum window of 2 minutes. The status light will blink green while waiting for the sample and turn solid green once collection is successful.
6. You can flush your toilets directly after
7. You can leave the device in your toilets even when not using it

Warning:

EN

Use only mild soap, water, and the cleaning solution provided with the Cartridge to clean the Withings U-Scan Reader. Do not use any other cleaning products, as they may affect the device's lifespan and accuracy. Be cautious when cleaning the toilet bowl to avoid accidentally applying unwanted cleaning products to the Withings U-Scan Reader. Do not take a measurement with the Withings U-Scan Reader if you have blood in your urine.

How to clean Withings U-Scan Reader

Daily cleaning

- The device surface is designed to be rinsed with each toilet flush.
- If needed, clean the device with mild soap. Avoid products containing bleach, as they may deteriorate the device.
- In addition, every day at around 11 a.m., the U-Scan will automatically flush its internal fluid system to prevent urine from stagnating inside.

Deep cleaning


Deep cleaning is highly recommended and will be suggested by the app after 3 months of use or before each cartridge change. To deep clean your Withings U-Scan Reader, follow these steps:

1. Launch the Cleaning Tutorial from your device settings
2. Use the U-Scan toilet clip to remove the device from the toilet.
3. Pour the provided cleaning detergent from the pouch and room temperature water into the Withings U-Scan Station, following the level line indicated.
4. Plug in the Withings U-Scan Station.
5. Place the Withings U-Scan Reader in the correct position inside the station and leave it for 3 hours and 30 minutes to complete the cleaning process.
6. Once the cleaning completed, remove the Withings U-Scan Reader from the station and rinse it under running water at room temperature. Launch the rinsing process from the app. The device will pump water, and the process is finished once the pump stops. You will receive a confirmation on your app. Withings U-Scan Reader will purge its internal water 20 minutes after.
7. Dry the device using a kitchen towel or paper towel. Avoid toilet paper, as it may block the collection point.
8. If needed, follow the instructions to change the cartridge.
9. Place the device back in the toilet.

Storing the Withings U-Scan System

EN

Before storing the device, follow the deep cleaning and rinsing instructions written above, following the in-app process. You can then store the Withings U-Scan Reader in a dry place, away from direct sunlight.



Cleaning and maintenance

Troubleshooting

EN

If you cannot fix the problem using the following troubleshooting instructions, please contact Withings or visit: withings.com/support.

Problem	Solution
WiFi does not seem to work	The device is out of range from the Wi-Fi source. Please get your smartphone and device closer to your Wi-Fi source. The Wi-Fi source. You can also restart the Wi-Fi setup in the app if the problem persists.
Toilet clip does not fit my toilet	You also can follow the tutorial on changing toilets from the app settings to review the tutorial on selecting the arm.
Bluetooth does not seem to work	Smartphone is out of range. Please bring your smartphone closer to your device. Smartphone's Bluetooth is OFF. Please switch your smartphone's Bluetooth ON. If the problem persists, you can forget the device from your app and perform a 20-second reset, but please note that this should only be used as a last resort, as you will need to reinstall your product.
My results seem incorrect.	Your results may vary depending on the medication, food, or activities you take. See the list of interferences that can affect the results in the manual guide of your cartridge.
The device does not detect my urine.	Make sure to urinate on the device. You can find more advices on the Help Center article.
The device does not recognize me.	If Automatic recognition always fails, you might prefer using manual measurement.
I have missed my testing window.	You can launch a manual measurement or wait until your testing window is open. Your test will be automatically rescheduled.

General information

22 - 23

Wireless information

Mode	Frequency Band (MHz)	Maximum Output Power (dBm)
BT LE	2402-2480	9
WLAN	2412-2472	20

EN

Wireless Specifications

Wireless Technology	Bluetooth BLE
Version	Supported BT5.1
Operation Frequency	2402MHz - 2480MHz
Modulation	GFSK
Receiver sensitivity	-96dBm

The wireless communication of the device is supported by BLE and Wi-Fi communication. The communication is encrypted through an exchange of a paired key and established between the device and the Withings Application for BLE and Wi-Fi.

The communication latency between the device and the Withings Application takes less than 10 seconds when the device and the smartphone are less than 16 feet (5 meters) apart.

The communication between the device and the Withings Application is not modified with sources of interference located within 5 meters.

General information

EN

Technical specifications

Product Name: Withings U-Scan Reader
Model: WPA02
Dimension: 93 x 33 mm
Weight: 134 grams
Distance between user and device during use: 10 cm
Power source: Powered by a 3.8 Vdc Lithium-ion battery (use the wireless charging U-Scan Station included).
 DC 5V 1A power adapter (not included)
 USB C input connector
 WPC Qi 1.2 charge
 112-200kHz operation (per Qi standard)
 TX power output 3W
Battery life: Up to 3 months after a full charge.
Operating Conditions:
 - indoor use;
 - altitude up to 2,000 m;
 - temperature 2°C to 30°C / 35,6°F to 86°F;
 - maximum relative humidity of 90% for temperatures up to 30°C
Water and splash resistant: Yes
Storage Conditions:
 - Temperature range: -25°C to 70°C / -13°F to 158°F
 - Humidity range: 20% to 90
 - %Pressure range: 700-1060hPa
Expected product life: 2 years
IP protection level: IP45

Withings U-Scan Station Usage Recommendations and Warnings

Product Name: Withings U-Scan Station
Model: SWPA01
Dimensions: 130 x 56 x 135 mm
Weight: 210 g
Power Source:
 - DC 5V 1A power adapter (not included).
 - USB-C input connector.
 - WPC Qi 1.2 charge.
 - 110-250kHz operation (per-Qi standard).
 - TX power output 3W.

Placement and Connection:

- Plug the Withings U-Scan Station in a dry place and ensure the surrounding environment remains dry.
 - Do not immerse the Withings U-Scan Station in water.
 Ensure that the USB-C port and base remain dry during filling and usage.

Before Plugging in the Withings U-Scan Station:

- Check that no water is present in the USB-C port.
 - Inspect the device for cracks, scratches, or signs of deterioration. If damaged, do not use the station.

Using the Withings U-Scan Station:

- Monitor the temperature: Use the Withings U-Scan Station in a room with an ambient temperature of 0-30°C.
 - Charging issues: If the Withings U-Scan Reader does not charge properly, remove it from the station, check for water ingress, and ensure it is properly closed. If no moisture is detected, unplug and replug the Withings U-Scan Station, then reinsert the Withings U-Scan Reader.
 - Unplug after use: Always disconnect the Withings U-Scan Station from the power source after use.

Safety Notice:

- Do not open or disassemble the Withings U-Scan Station. Attempting to do so may compromise functionality and pose safety risks.
 - If charging is still not available, you can remove the plastic cover next to the button on the inside of the product and connect your USB-C cable directly to your product - only if there are no signs of moisture and no alerts have been received.
 - In case of issues, contact customer support.
 - Failure to follow these recommendations may compromise the functionality of the Withings U-Scan Reader and Station. Withings will not be held responsible for any resulting consequences.

European Union - Declaration of Conformity

Withings hereby declares that the Withings U-Scan Reader and Station comply with the essential requirements of applicable EU Directives and Regulations.
 The full text of the Declaration of Conformity can be found at: [withings.com/compliance] (<https://www.withings.com/compliance>).

Disposal

In compliance with European Directive 2012/19/EU, the device must be disposed of responsibly to reduce environmental and health risks from electronic waste.

- The symbol on the device or packaging indicates that the product must not be disposed of with household waste.
 - At the end of its life cycle, the user must deliver the device to an electronic waste collection center or return it to the retailer when purchasing a new device.
 - Proper disposal prevents negative environmental and health impacts, conserves resources, and supports energy efficiency.
 - Illegal disposal may result in administrative penalties as per local regulations. The device and its parts must be disposed of in accordance with national and regional laws.



Need help?

→ withings.com/support

Federal Communication Commission interference statement

FCC ID Withings U-Scan Reader: XNAWPA02

FCC ID Withings U-Scan Station: XNASWPA01

This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter

1. The equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment, under 47 CFR, 2.1093 paragraph (d)(2).
 2. The U-Scan has been tested to the FCC exposure requirements (Specific Absorption Rate).

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in residential installations.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try the following corrective measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the distance between the equipment and the receiver.
 - Connect the equipment to an outlet on a different circuit than the one used by the receiver.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

EN

General information

EN

IMPORTANT NOTE:

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radio radiation exposure limits for an uncontrolled environment.

- The transmitter must not be co-located or operate in conjunction with any other antenna or transmitter.
- The Country Code selection feature must be disabled for products marketed in the U.S. and Canada.

Distance between user and device during use: 10 cm

Warranty

Withings Two (2) Years Limited Warranty - Withings U-Scan

Withings, 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, FRANCE ("Withings") warrants the Withings-branded product ("Withings Product") against defects in materials and workmanship when used normally in accordance with Withings' published guidelines for a period of TWO (2) YEARS from the date of the original retail purchase by the end-user ("Warranty Period").

Withings' published guidelines include, but are not limited to, the information provided in this guide or the Quick Start Guide.

Withings does not guarantee that the operation of the Withings Product will be uninterrupted or error-free. Withings is not responsible for damage resulting from failure to follow the instructions related to the product's use.

Australian Consumer Law Notice (AU) : Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law.

You are entitled to:

- A replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage.
- A repair or replacement if the goods fail to be of acceptable quality, provided the failure does not amount to a major failure.

Security

Withings recommends that you add a passcode (personal identification number [PIN]), Face ID or Touch ID (fingerprint) to your phone to add a layer of security. It is important to secure your phone since it will be storing personal health information.

Users should follow the password and two-factor authentication guidelines when logging into the Withings App. Users will also receive additional update notifications on the device via the Withings App, and updates are delivered wirelessly, encouraging rapid adoption of the latest security fixes. Users are able to see the currently installed firmware on the Withings App, under Devices > U-Scan.

This tab also indicates if an update is available.

- Do not install the device on a smartphone that you do not own.
- Do not use a public wifi network you are unfamiliar with. Use a trusted Wi-Fi network with your device.
- Withings also recommends upgrading your Withings App when an upgrade is available.
- The Withings Mobile App is not intended to be used on a computer. No anti-virus software is needed.
- Only use official app stores to download the Withings App. If in doubt, use the link go.withings.com.

Equipment symbol description

26 - 27

EN



Catalog number



Serial Number



Consult instructions for use or consult electronic instructions for use



Model Number



This product complies with the essential requirements of applicable EU Directives and Regulations



Regulatory Compliance Mark (RCM) with ACMA's labeling requirements



Humidity limitation



Temperature limit



Atmospheric pressure limitation



Direct current

IP45

Protected against solid foreign objects of 1,0 mm ϕ and greater
Protected against water jet from all directions



Do not dispose of this product as unsorted municipal waste, take it to electronic recycling.



Do not use if the package is damaged and consult instructions for use



Packaging recyclable



Packaging recyclable



Packaging recyclable



California Energy Commission (CEC)compliant



Contains Bisphenol A and Lead, substances recognized by the State of California as causing reproductive harm. www.P65Warnings.ca.gov

GUIDE UTILISATEUR

FR – RÉGIONS EUROPE

Contenu

28 – 29

INTRODUCTION	30	INFORMATIONS GÉNÉRALES	49
Remarque importante	30	Informations sans fil	49
AVERTISSEMENT	30	Caractéristiques techniques	50
À propos du Lecteur Withings U-Scan	30	Union européenne — Déclaration de conformité	51
À propos du système Withings U-Scan	30	Mise au rebut	51
Avertissements et consignes de sécurité	31	Garantie	52
LE SYSTÈME WITHINGS U-SCAN	33	Sécurité	52
Vue d'ensemble	32	Description des symboles de l'appareil	53
Contenu de l'emballage du Lecteur Withings U-Scan	32		
Contenu de l'emballage de la cartouche du U-Scan	33		
CONTENU DE L'EMBALLAGE DU LECTEUR WITHINGS U-SCAN	34		
Lecteur Withings U-Scan	34		
Témoin lumineux	36		
Bouton	37		
PROCÉDURE DE CONFIGURATION	38		
1 – Téléchargez l'application Withings et créez un compte Withings	38		
2 – Ouvrez votre Lecteur Withings U-Scan	39		
3 – Chargez votre Lecteur Withings U-Scan	39		
4 – Associez et liez votre Lecteur U-Scan	40		
5 – Installation de la cartouche	41		
6 – Installation dans les toilettes	42		
COMMENT EFFECTUER UNE ANALYSE D'URINE	44		
Programme de mesure	44		
Utilisation de la mesure automatique	45		
Lancement d'une mesure manuelle	45		
MAINTENANCE	46		
Nettoyage et entretien	46		
Stockage du système Withings U-Scan	47		
Dépannage	48		

Introduction

Remarque importante

Merci d'avoir choisi le lecteur Withings U-Scan. Avant d'utiliser le lecteur Withings U-Scan, veuillez prendre connaissance de ce guide. Ce guide est également disponible en ligne sur <https://www.withings.com/guides>

Conservez cette documentation à titre d'information. Les instructions d'installation sont disponibles dans le guide de démarrage rapide fourni avec ce guide produit. Veuillez contacter Withings si vous avez besoin d'aide pour configurer, utiliser ou entretenir l'appareil ou pour signaler un fonctionnement ou des événements inattendus. Les informations figurant dans ce guide sont susceptibles d'être modifiées à tout moment.

Afin d'utiliser votre lecteur Withings U-Scan, Vous aurez besoin d'un smartphone iOS (version 16.0 ou plus récente) ou Android (version 8.0 ou plus récente). Par la suite, vous pourrez utiliser le produit sans avoir votre mobile sur vous, grâce au Wi-Fi ou au Bluetooth®. Bien qu'il soit possible de lancer une mesure sans appareil mobile, l'utilisation d'un appareil mobile est nécessaire pour l'installation du lecteur Withings U-Scan, ainsi que pour la synchronisation et la consultation des résultats.

Avertissement

À propos du lecteur Withings U-Scan

Le lecteur Withings U-Scan permet d'analyser automatiquement l'urine à domicile. Utilisé avec les cartouches Withings U-Scan, il est destiné à suivre les niveaux de différents paramètres urinaires. Vous pouvez consulter les résultats dans l'application Withings.

À propos du système Withings U-Scan

Pour utiliser le système Withings U-Scan, vous devez disposer du lecteur Withings U-Scan et d'une cartouche Withings U-Scan. Ensuite, vous devez créer un compte sur l'application Withings. Une fois l'application Withings installée et votre compte créé, vous devez connecter/appairer votre appareil via Bluetooth. Une fois l'appareil connecté, suivez les instructions relatives à l'installation. Veuillez vous référer à la partie « Procédure de configuration » pour en savoir plus sur les étapes ci-dessus.

Le lecteur Withings U-Scan est équipé d'une connectivité Bluetooth Low Energy (BLE) et Wi-Fi. Les résultats des tests sont transmis par Wi-Fi. Le lecteur Withings U-Scan ne peut donc pas être utilisé sans connexion Wi-Fi opérationnelle.

Avertissements et consignes de sécurité

Avant d'utiliser cet appareil, lisez attentivement ce manuel d'utilisation.

Le lecteur Withings U-Scan n'est pas un dispositif médical et n'est pas destiné à être utilisé pour le diagnostic, le traitement ou le suivi d'une maladie ou d'une pathologie. L'auto-diagnostic et l'auto-traitement peuvent s'avérer dangereux. Consultez toujours votre médecin en cas de questions ou de doutes.

- Le lecteur Withings U-Scan est uniquement compatible avec les cartouches Withings U-Scan.
- Les données communiquées le sont à titre informatif uniquement et ne sont pas destinées à remplacer les résultats des analyses médicales de laboratoire.
- Cet appareil est réservé aux adultes.
- Les échantillons destinés à être utilisés avec le lecteur Withings U-Scan sont exclusivement de l'urine humaine.
- N'utilisez pas le lecteur Withings U-Scan s'il est endommagé. L'utilisation d'un appareil endommagé peut provoquer des blessures ou une défaillance matérielle.
- Ne tentez pas de réparer ou de modifier l'appareil vous-même. Veuillez ne pas ouvrir ni démonter l'appareil pour remplacer la batterie.
- Veuillez suivre les instructions de nettoyage et d'entretien fournies dans ce guide. L'utilisation de produits de nettoyage autres que ceux spécifiés dans ce manuel peut endommager l'appareil.
- Le cordon d'alimentation du chargeur peut provoquer un étranglement en raison de sa longueur excessive. Conservez-le à l'écart des enfants et des animaux domestiques.
- Respectez les conditions de fonctionnement et de stockage décrites dans la rubrique relative aux caractéristiques techniques de ce manuel, car la précision des mesures en dépend.
- N'utilisez pas d'accessoires, de pièces détachables ou de matériaux qui ne figurent pas dans ce guide. L'utilisation de pièces et de composants autres que

ceux spécifiés ou fournis par Withings peut entraîner une augmentation des émissions électromagnétiques ou une réduction de l'immunité électromagnétique de cet appareil et entraîner un dysfonctionnement. Pour brancher la Withings U-Scan Station, veuillez utiliser le cordon d'alimentation fourni.

- N'effectuez pas de test lorsque le lecteur Withings U-Scan est en charge.
- N'effectuez pas de test lorsque le lecteur Withings U-Scan n'est pas correctement fermé.
- N'effectuez pas de tests en période de règles. Le sang pourrait contaminer le circuit fluide.
- Certaines substances peuvent diminuer la précision des résultats, veuillez donc vous référer au manuel d'instructions de la cartouche Withings U-Scan.
- N'exposez pas le lecteur Withings U-Scan à des vibrations ou à un choc important (tels qu'une chute ou des secousses).

FR


LECTEUR U-SCAN Contenu de l'emballage



Lecteur Withings U-Scan



Station Withings U-Scan



Ventouse



Bras de fixation (tailles : S, M, L)

Guide de démarrage
et manuel d'utilisation

Câble USB-C

CARTOUCHE U-SCAN Contenu de l'emballage



Withings U-Scan Cartouche



Gants protecteurs



Agent nettoyant




Manuel d'utilisation

Si un élément est manquant, veuillez nous
contacter à l'adresse support.withings.com

FR


LECTEUR WITHINGS U-SCAN

Vue intérieure



LECTEUR WITHINGS U-SCAN

Vue arrière



Le système Withings U-Scan | Noms et fonctions des éléments

TÉMOIN LUMINEUX

FR

General

Bleu à pulsations lentes		En attente de l'installation de l'application
Bleu continu		Installation en cours
Bleu clignotant		Mise à jour bluetooth en cours
Jaune clignotant		Synchronisation wifi ou mise à jour wifi en cours
Rouge continu		Erreur
Vert continu		Réussite

Lancement manuel

Vert clignotant lent		Prêt pour le prélèvement
Vert continu pendant 20 s		Mesure en cours
Rouge continu pendant 20s		Échec de collecte de l'urine

Recharge (lorsque l'appareil est branché)

Orange continu		Batterie en charge
Vert continu		Batterie rechargée

BOUTON

Voici les actions possibles, 1 seconde correspond à un clignotement de la LED sur l'appareil :

FR

Réveil de l'appareil	Appui de 1 seconde, la LED devient bleue si l'appareil n'est pas déjà appareillé au téléphone, verte sinon
Restauration des paramètres d'usine	Appui de 10 secondes, une fois la led rouge, effectuez 5 appuis courts de 1 sec
Réinitialisation complète	Appui de 20 secondes, la LED devient rouge après 10 secondes

Pour toutes explications complémentaires veuillez consulter notre help center

Procédure de configuration

38 – 39

1 – Téléchargez l'application Withings et créez un compte Withings

FR

Téléchargez et installez l'application Withings sur votre téléphone avant la première utilisation. Suivez les instructions à l'écran pour

(1) vous connecter avec votre compte Withings existant ou (2) créer un compte Withings.

2 – Ouvrez votre Lecteur Withings U-Scan

Placez la ventouse au centre de la surface lisse du Lecteur, pressez-la contre le Lecteur avec une main, et placez la paume de votre seconde main contre l'autre face du Lecteur.

Tournez vos mains en direction opposée pour dévisser la face supérieure du Lecteur.

3 – Associez et liez votre Lecteur U-Scan

Une fois connecté à votre compte Withings, vous devez installer votre appareil via l'application Withings.


1. Ouvrez l'application Withings.
2. Accédez à l'onglet Appareils et cliquez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit.
3. Appuyez sur U-Scan, puis sur « Installer ». Si l'appareil est en veille, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant une seconde.
4. Le témoin lumineux de votre appareil commencera à s'allumer en bleu lorsque l'appareil sera prêt à se connecter à votre téléphone.

5. L'application Withings recherchera votre appareil par Bluetooth et, une fois qu'elle l'aura trouvé, elle vous proposera d'associer votre lecteur Withings U-Scan et votre téléphone.

6. Appuyez sur « Accepter » pour associer votre appareil. Le témoin lumineux deviendra bleu fixe lorsque l'appareil sera connecté.

7. Une fois que vous aurez accepté d'associer le lecteur Withings U-Scan, celui-ci mettra à jour son micrologiciel interne. Attendez que la mise à jour soit terminée. Vous serez ensuite invité à connecter votre appareil à votre réseau Wi-Fi.

FR



4 – Chargez votre Lecteur Withings U-Scan

FR

1. Branchez la Station U-Scan Withings à l'aide du câble USB-C fourni.
2. Refermez le Lecteur U-Scan avec la ventouse en reprenant le paragraphe 2 de la *PROCÉDURE DE CONFIGURATION* en sens inverse. A la fermeture, assurez-vous d'aligner le triangle de la face supérieure avec au moins le plus petit rond de la face inférieure du lecteur.

3. Placez le lecteur Withings U-Scan fermé dans la Station U-Scan Withings, le point de prélèvement de l'échantillon orienté vers le bas et la coque alignée sur la paroi de charge de la Station U-Scan Withings. Veillez à l'insérer dans la bonne position, sinon le lecteur ne se chargera pas.
4. Fermez la Station U-Scan Withings. Le voyant d'état de la station devient blanc.
5. Vous pouvez voir le témoin lumineux du Lecteur U-Scan Withings à travers le couvercle de la Station U-Scan Withings. Il deviendra orange pendant la charge et vert une fois rechargé, et vous recevrez une notification lorsque votre appareil sera entièrement chargé.

5 – Installation de la cartouche



Pour installer la cartouche, suivez les étapes suivantes :

1. Ouvrez le Lecteur Withings U-Scan avec la ventouse en reprenant le paragraphe 2 de la *PROCÉDURE DE CONFIGURATION*.
2. Retirez la cartouche Withings U-Scan de son emballage et insérez-la dans le lecteur.
3. Tout en appuyant délicatement, tournez la Cartouche dans un sens ou dans l'autre jusqu'à ce que vous sentiez qu'elle s'enclenche dans le lecteur.

4. Le témoin lumineux passe du bleu au vert pour confirmer que la Cartouche a été activée et est prête à l'emploi.
5. Refermez l'appareil avec la ventouse en reprenant le paragraphe 2 de la *PROCÉDURE DE CONFIGURATION*. A la fermeture, assurez-vous de bien aligner le triangle de la face supérieure avec au moins le plus petit rond de la face inférieure du Lecteur.

FR

or



Procédure de configuration

42-43

6 – Installation dans les toilettes

1. Si le Lecteur Withings U-Scan n'est pas fermé, utilisez la ventouse et reprenez le paragraphe 2 de la **PROCÉDURE DE CONFIGURATION**. A la fermeture, assurez-vous d'aligner le triangle de la face supérieure avec au moins le plus petit rond de la face inférieure du lecteur.






2. L'application Withings vous demandera d'indiquer votre type de toilettes. Cette information vous permettra de définir la taille du bras de fixation à utiliser.

3. Fixez le bras de fixation au point d'ancrage métallique en faisant glisser le point d'ancrage dans la plus petite fente du clip pour garantir un bon maintien. Si l'appareil ne glisse pas, cela signifie que le clip est orienté dans la mauvaise direction.

4. Une fois le bras de fixation correctement fixé, soulevez la lunette des toilettes et fixez le clip à l'avant/au centre du rebord des toilettes.

FR

FR



Programme de mesure

Lors de l'achat du lecteur Withings U-Scan, vous aurez accès à différents types d'abonnement qui déterminent la fréquence des mesures que vous pouvez effectuer chaque semaine.

En utilisant les informations relatives à votre habitude et en fonction de la cartouche dont vous disposez et des détails fournis dans votre profil de santé, nous vous suggérerons des jours et des heures spécifiques pour les mesures afin de créer un plan de mesure personnalisé qui répondra au mieux à vos besoins. Certains tests doivent être effectués dès le réveil ou en fin de journée, après le dernier repas. La fréquence de livraison des cartouches Withings U-Scan correspondra à la fréquence de mesure sélectionnée au moment de l'achat. Nous vous recommandons de suivre le plan de mesure fourni dans l'application Withings. Cependant, vous aurez toujours la possibilité de lancer des mesures manuelles en dehors du plan prescrit.

Il existe deux façons de lancer une mesure avec le système Withings U-Scan : automatique et manuelle, via the application.



Vous recevrez les résultats en 20 minutes maximum après la fin du prélèvement de l'échantillon, quelle que soit la méthode utilisée.

Utilisation de la mesure automatique - Disponible prochainement

La mesure automatique est une fonction qui facilite grandement la prise de mesures. Sur la base de paramètres spécifiques qui vous seront enseignés sur l'application, le lecteur détectera automatiquement votre urine lorsque c'est vous qui urinez sur le produit.

Lorsque vous choisissez l'option de mesure automatique, le lecteur Withings U-Scan s'active pour recevoir un échantillon en fonction des créneaux de mesure que vous avez définis dans l'application. Le mode peut être activé soit à la fin du processus d'installation de la cartouche, soit dans les paramètres de votre appareil dans l'application Withings.

Des échantillons seront prélevés uniquement pendant les créneaux de mesure sélectionnés. Assurez-vous de bien connaître ces créneaux avant d'utiliser les toilettes. En cas de doute, consultez l'application Withings pour voir les détails de votre programme de mesure.

Lancement d'une mesure manuelle

Nous vous recommandons de prendre des mesures pendant les créneaux sélectionnés dans votre programme de mesure, mais vous pouvez toujours lancer une mesure manuelle à tout moment. Consultez votre application pour connaître les règles de reprogrammation automatique de votre programme.

Pour lancer une mesure manuelle, suivez les étapes suivantes :

1. Ouvrez l'application Withings.
2. Appuyez sur votre carte U-Scan Mission dans l'onglet Accueil.
3. Sélectionnez « Lancer la mesure ». Gardez bien votre téléphone portable près du lecteur Withings U-Scan pendant ce processus.
4. Une fois le lecteur trouvé via Bluetooth, lancez la mesure et urinez.
5. Lorsque vous démarrez une mesure manuelle, votre appareil peut prélever un échantillon de test pendant un créneau maximal de 2 minutes. Le témoin lumineux deviendra vert clignotant en attendant l'échantillon de test et deviendra vert continu lorsque la collecte d'urine est suffisante.

Attention :

Utilisez uniquement du savon doux, de l'eau et la solution de nettoyage fournie avec la cartouche pour nettoyer le U-Scan. N'appliquez pas d'autres produits de nettoyage, car ils pourraient diminuer la durée de vie et la précision du U-Scan. Soyez prudent lorsque vous nettoyez la cuvette des toilettes pour éviter d'appliquer des produits de nettoyage indésirables sur le U-Scan.

Ne prenez pas de mesure avec le Withings U-Scan Reader si vous avez du sang dans vos urines.

Comment nettoyer le lecteur Withings U-Scan

Nettoyage quotidien

- La surface de l'appareil est conçue pour être rincée à chaque chasse d'eau.
- De plus tous les jours aux alentours de 11h le U-Scan purgera automatiquement son système fluide interne afin d'éviter que de l'urine stagne à l'intérieur.
- Si nécessaire, vous pouvez nettoyer l'appareil en utilisant un savon doux. Veuillez éviter les produits contenant de l'eau de Javel, qui endommageront votre appareil.


Nettoyage complet

Un nettoyage complet de l'appareil est fortement recommandé et sera suggéré par l'application après 3 mois d'utilisation et avant le remplacement de la cartouche. Pour un nettoyage complet de votre Withings U-Scan, suivez le processus de nettoyage de l'appareil depuis votre application :

1. Utilisez le bras de fixation pour retirer l'appareil des toilettes.
2. Versez le détergent fourni et de l'eau à température ambiante dans la station Withings U-Scan, en suivant le niveau indiqué.
3. Branchez la station Withings U-Scan.
4. Placez le lecteur Withings U-Scan dans la bonne position à l'intérieur de la station pendant 3 heures 30 pour qu'il soit nettoyé. Lancez le processus de nettoyage à partir de l'application.
5. Une fois le nettoyage terminé, retirez le lecteur Withings U-Scan de la station et rincez-le à l'eau courante à température ambiante. Lancez le processus de rinçage à partir de l'application. L'appareil devrait pomper de l'eau et le processus est terminé lorsque la pompe s'arrête. Vous recevrez une confirmation sur votre application. Le processus sera confirmé lorsque la LED s'allumera et que l'appareil arrêtera de pomper. Le lecteur Withings U-Scan purgera son eau interne 20 minutes après.
6. Séchez l'appareil à l'aide d'un essuie-tout ou d'une serviette en papier. Évitez le papier toilette, car il pourrait bloquer le point de collecte de l'entrée de pompage.
7. Remplacez la cartouche si nécessaire, en suivant les instructions.
8. Remplacez l'appareil dans les toilettes.

Stockage du système Withings U-Scan

Avant de ranger l'appareil, suivez les instructions de nettoyage en profondeur et de rinçage écrites ci-dessus, en suivant le processus dans l'application, puis vous pouvez ranger le lecteur Withings U-Scan dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.



Dépannage

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème en suivant les instructions de dépannage suivantes, veuillez contacter Withings ou consulter le site suivant : withings.com/support.

Problème	Solution
Le Wi-Fi semble ne pas fonctionner	L'appareil est hors de portée de la source de Wi-Fi. Veuillez rapprocher votre smartphone et l'appareil de la source de Wi-Fi. Vous pouvez également relancer la configuration du wifi dans l'application si le problème persiste.
Le bras de fixation n'est pas compatible avec mes toilettes	Vous pouvez aussi effectuer le tutorial changer de toilettes depuis les réglages de l'application pour revoir le tutoriel de choix du bras.
Le Bluetooth semble ne pas fonctionner	Le smartphone est hors de portée. Veuillez rapprocher votre smartphone de l'appareil. Le Bluetooth du smartphone est désactivé. Activez le Bluetooth sur votre smartphone. Si le problème persiste vous pouvez oublier le device depuis votre application et effectuer un reset de 20 secondes, mais attention ceci n'est qu'à utilisé en dernier recours car vous devrez réinstaller votre produit.
Mes résultats semblent incorrects.	Vos résultats peuvent varier selon plusieurs facteurs (médicaments, nourriture ou activités). Voir la liste des interférences pouvant altérer les résultats dans le guide utilisateur de la cartouche.
L'appareil ne détecte pas mon urine.	Assurez-vous d'uriner sur l'appareil. S'il ne répond pas, essayez de charger votre produit à l'aide de la station U-Scan.
L'appareil ne me reconnaît pas.	Si la reconnaissance automatique échoue systématiquement, utilisez plutôt la mesure manuelle.
J'ai raté ma fenêtre de test.	Vous pouvez lancer une mesure manuelle ou attendre l'ouverture de votre fenêtre de test.Votre test sera automatiquement reprogrammé.

Informations sans fil

Mode	Bande de fréquences (MHz)	Puissance de sortie maximale (dBm)
BT LE	2402-2480	9
WLAN	2412-2472	20

Spécifications sans fil :

Technologie sans fil	Bluetooth BLE
Version	BT5.1 pris en charge
Fréquence de fonctionnement	2402MHz - 2480MHz
Modulation	GFSK
Sensibilité du récepteur	-96dBm

La communication sans fil de l'appareil est prise en charge par les technologies de communication BLE et Wi-Fi. La communication est chiffrée par le biais de l'échange d'une clé appariée et établie entre l'appareil et l'application Withings pour les connexions BLE et Wi-Fi.

La latence de communication entre l'appareil et l'application Withings est inférieure à 10 secondes lorsque l'appareil et le smartphone se trouvent à une distance de moins de 5 mètres l'un de l'autre.

La communication entre l'appareil et l'application Withings n'est pas altérée par des sources d'interférences situées à moins de 5 mètres.

Caractéristiques techniques

Nom du produit : Lecteur Withings U-Scan

Modèle : WPA02

Dimensions : 93 x 33 mm

Poids : 134 grammes

Distance entre l'utilisateur et le produit pendant le fonctionnement : 10 cm

Alimentation : Alimenté par une batterie lithium-ion de 3,8 V en CC (utilisez la station de charge incluse) et un adaptateur de 5 V en CC avec une puissance minimale de 3 W et une puissance maximale de 5 W (non inclus).

- Connecteur d'entrée USB-C.

- Charge WPC Qi 1.2.

- Fonctionnement 112-200kHz (par norme Qi).

- Puissance de sortie TX 3W.

Autonomie : Durée de vie de la batterie de 3 mois après charge complète

Conditions d'utilisation :

- utilisation à l'intérieur ;

- altitude jusqu'à 2 000 m ;

- Température: 2°C à 30°C (35,6°F à 86°F) ;

- humidité relative maximale de 90 % pour des températures allant jusqu'à 30 °C ;

Résistant à l'eau et aux éclaboussures : Oui

Conditions de stockage :

- Plage de température : -25 à 70 °C / -13°F à 158°F

- Plage d'humidité : 20 à 90 %

- %Plage de pression : 700 - 1 060 hPa

Durée de vie prévisionnelle du produit : 2 ans

Indice de protection IP : IP45

Recommandations et Avertissements d'Utilisation de la Station Withings U-Scan

Nom du produit : Station Withings U-Scan

Modèle : SWPA01

Dimensions : 130 x 56 x 135 mm 130 x 56 x 135 mm

Poids : 210 g

Source d'alimentation :

- Adaptateur électrique DC 5V 1A (non inclus).

- Connecteur d'entrée USB-C.

- Charge WPC Qi 1.2.

- Fonctionnement de 110 à 250 kHz (selon la norme Qi).

- Puissance de sortie TX 3W.

Emplacement et branchement de la Station Withings

U-Scan:

- Branchez la Station Withings U-Scan dans un endroit sec. Assurez-vous que l'environnement autour de la station reste sec.

- Ne jamais immerger la Station Withings U-Scan. Pour éviter tout dysfonctionnement, assurez-vous que le port USB-C et la base de la station ne soient jamais en contact avec l'eau, que ce soit lors du remplissage ou pendant l'utilisation.

- Avant de brancher la Station Withings U-Scan, vérifiez qu'il n'y ait pas de traces d'eau dans le port USB-C.

- Utilisez la Station Withings U-Scan dans une pièce à température ambiante (0-30 °C) .

- Vérifiez l'intégrité de la Station avant utilisation. Inspectez-la pour s'assurer qu'il n'y a pas de fissures, rayures ou signes de détérioration. Si des dommages sont visibles, n'utilisez pas la station.

Problèmes de charge :

- Si le lecteur Withings U-Scan ne charge pas correctement, retirez-le immédiatement de la station, vérifiez qu'aucune trace d'eau ne soit présente et que l'appareil est correctement fermé pour garantir son étanchéité.

- Si aucune humidité n'est détectée, débranchez et rebranchez la station, puis replacez le lecteur dans la station.

- Débranchez toujours la Station Withings U-Scan après utilisation.

- Ne pas ouvrir ou démonter la station. Toute tentative de démontage pourrait compromettre son fonctionnement et entraîner des risques de sécurité.

- Si le chargement n'est toujours pas disponible, vous pouvez enlever le cache plastique présent à côté du bouton sur l'intérieur du produit et brancher directement votre câble usb-c à votre produit - si et seulement si celui ne présente aucun trace d'humidité et qu'aucune alerte n'a été reçue

- En cas de problème, contactez le service client.

- Tout non-respect des recommandations pourrait altérer le bon fonctionnement du lecteur et de la station. Withings ne pourra être tenu responsable des éventuelles conséquences.

Union européenne - Déclaration de conformité

Withings déclare par la présente que le lecteur Withings U-Scan et la station sont conformes aux exigences essentielles des directives européennes applicables. Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse suivante : withings.com/compliance.

Mise au rebut

Application de la directive européenne 2012/19/UE pour une réduction de l'utilisation de substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques et en vue de la mise au rebut des déchets.

Le symbole figurant sur l'appareil ou son emballage signifie qu'une fois arrivé en fin de vie, ce produit ne doit pas être jeté en même temps que les déchets domestiques.

Une fois l'appareil arrivé en fin de vie, l'utilisateur doit le remettre à un point de collecte des déchets électriques et électroniques, ou le rapporter au revendeur au moment de l'achat d'un nouvel appareil. Le tri des déchets permet d'éviter des risques de conséquences potentiellement néfastes pour l'environnement et la santé.

Il permet également de récupérer les matériaux de l'appareil en vue d'économiser de l'énergie et des ressources, et d'éviter tout effet nocif pour l'environnement et la santé.

Le non-respect des règles de tri ou de recyclage des déchets est passible d'amendes, conformément aux normes en vigueur. L'appareil et ses composants doivent être éliminés de façon appropriée conformément à la réglementation nationale ou régionale.



Need help?

➔ withings.com/support

Déclaration de la Federal Communications Commission sur les interférences

FCC ID Withings U-Scan Reader : XNAWPA02

FCC ID Withings U-Scan Station : XNSWPA01

Cet émetteur ne doit pas être situé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

1. L'équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements RF de la FCC fixées pour un environnement non contrôlé, conformément à 47 CFR . 2 1093 paragraphe (d)(2).
2. L'U-Scan a été testé selon les exigences d'exposition de la FCC (taux d'absorption spécifique).

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC . Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles .
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue , y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Avertissement de la FCC :

Les modifications non expressément approuvées par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation d'utilisation de cet équipement.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC . Ces limites visent à garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel.

Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence . S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions , il peut causer des interférences perturbant les communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation donnée.

Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception d'émissions radio ou télévisées , ce qui peut être constaté en éteignant et rallumant l'appareil, l'utilisateur est invité à appliquer les mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise différente de celle du récepteur.
- Contacter un revendeur ou un technicien spécialisé en radio/TV pour obtenir de l'aide.

Informations générales

FR

REMARQUE IMPORTANTE :

Déclaration relative à l'exposition aux rayonnements :

Cet équipement respecte les limites d'exposition aux rayonnements fixées par la FCC pour un environnement non contrôlé.

- Cet appareil doit être installé et fonctionner en maintenant une distance minimale de 20 cm entre l'antenne et votre corps.
- Cet émetteur ne doit pas être placé ni fonctionner avec une autre antenne ou un autre émetteur.
- La fonction de sélection du code de pays est désactivée pour les produits vendus aux ÉTATS-UNIS/CANADA.
- Distance recommandée entre l'utilisateur et l'appareil pendant l'utilisation : 10 cm.

Garantie

Garantie commerciale de Withings limitée à deux (2) ans - Lecteur Withings U-Scan

Withings, 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, FRANCE (« Withings ») garantit le produit Withings U-Scan contre les défauts de matériaux et de fabrication, lorsqu'il est utilisé normalement et conformément aux directives publiées par Withings, pendant une durée de DEUX (2) ANS à compter de la date d'achat initiale par l'utilisateur final (« Période de garantie »). Les directives publiées par Withings incluent, mais ne se limitent pas aux informations contenues dans ce guide ou dans le Guide de démarrage rapide.

Withings ne garantit pas que le fonctionnement du produit sera exempt d'interruptions ou d'erreurs. Withings n'est pas responsable des dommages résultant du non-respect des instructions d'utilisation du produit Withings U-Scan.

AUSTRALIE - Droits des consommateurs

Nos produits sont commercialisés avec des garanties légales qui ne peuvent être exclues en vertu du droit des consommateurs australien.

- Vous avez droit à un remplacement ou à un remboursement en cas de panne majeure, ainsi qu'à une indemnisation pour toute perte ou dommage raisonnablement prévisible.
- Vous avez également droit à la réparation ou au remplacement des produits si ceux-ci ne sont pas de qualité acceptable et que la défaillance ne constitue pas une panne majeure.

Sécurité

Withings vous recommande d'ajouter un code d'accès (numéro d'identification personnel [PIN]), Face ID ou Touch ID (empreinte digitale) à votre téléphone pour ajouter une couche de sécurité. Il est important de sécuriser votre téléphone car il stockera des informations de santé personnelles. Les utilisateurs doivent suivre les directives relatives au mot de passe et à l'authentification à deux facteurs lorsqu'ils se connectent à l'application Withings.

Les utilisateurs recevront également des notifications de mise à jour supplémentaires sur l'appareil via l'application Withings et les mises à jour sont livrées sans fil, ce qui favorise l'adoption rapide des derniers correctifs de sécurité. Les utilisateurs peuvent voir le micrologiciel actuellement installé sur l'application Withings, sous Appareils > U-Scan. Cet onglet indique également si une mise à jour est disponible.

N'installez pas l'appareil sur un smartphone dont vous n'êtes pas le propriétaire.

N'utilisez pas un réseau wifi public que vous ne connaissez pas. Utilisez un réseau Wi-Fi de confiance avec votre appareil.

Withings recommande également de mettre à jour votre application Withings lorsqu'une mise à jour est disponible.

L'application mobile Withings n'est pas destinée à être utilisée sur un ordinateur.

Aucun logiciel antivirus n'est nécessaire.

N'utilisez que les boutiques d'applications officielles pour télécharger l'application Withings. En cas de doute, utilisez le lien go.withings.com.

Description des symboles de l'appareil

52 - 53

FR



Numéro de catalogue



Numéro de série

Consulter le mode d'emploi ou consulter le mode d'emploi électronique



Numéro de modèle



Ce produit est conforme aux exigences essentielles des directives et règlements de l'UE applicables.



Marque de conformité réglementaire (RCM) conforme aux exigences d'étiquetage de l'ACMA



Limite d'humidité



Limite de température



Limite de pression atmosphérique



Courant continu



Protégé contre les corps étrangers solides de 1,0 mm Ø et plus - Protégé contre les jets d'eau de toutes directions



Ne pas jeter ce produit avec les déchets municipaux non triés, l'apporter à un centre de recyclage électronique.



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé et consulter les instructions d'utilisation



Emballage recyclable



Emballage recyclable



Emballage recyclable



Conforme à la California Energy Commission (CEC)



Contient du bisphénol A et du plomb, des substances reconnues par l'État de Californie comme ayant des effets néfastes sur la reproduction. www.P65Warnings.ca.gov

PRODUKTFÜHRER

Inhalte

54 – 55

EINFÜHRUNG

Wichtiger Hinweis

56 Fehlersuche 74
56 Drahtlose Informationen 75

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Über den Withings U-Scan Reader
 Über das Withings U-Scan-System
 Warnungen und Sicherheitshinweise

56 **ALLGEMEINE INFORMATIONEN** **76**
56 Technische Daten 76
56 Beseitigung 76
57 Europäische Union – Erklärungen
 der Konformität 77

DAS WITHINGS U-SCAN-SYSTEM

Übersicht

U-Scan Reader Box Inhalt
 Inhalt der U-Scan Patronenbox

58 Federal Communication Commission
 Störungsmeldung 77
58 Garantie 78
59 Sicherheit 78
 Beschreibung der Gerätesymbole 79

KOMPONENTENNAMEN UND FUNKTIONEN

WITHINGS U-SCAN LESEGERÄT

60
 Withings U-Scan-Lesegerät 60
 Statusleuchte 62
 Schaltfläche 63

EINSTELLUNGSVERFAHREN

64
 1 – Laden Sie die Withings-App herunter und erstellen Sie ein Withings Konto 64
 2 – Öffnen Sie Ihren Withings U-Scan Reader 64
 3 – Laden Sie Ihren Withings U-Scan Readerf 65
 4 – Koppeln und verbinden Sie Ihren U-Scan Reader 66
 5 – Kartuschen-Installation 67
 6 – Installation im Badezimmer 68

WIE MAN EINE URINANALYSE DURCHFÜHRT

70
 Messplan 70
 Verwendung der automatischen Messung 71
 Starten einer manuellen Messung 71

WARTUNG

72
 Reinigung und Pflege 72

Wichtiger Hinweis

Vielen Dank, dass Sie sich für den Withings U-Scan Reader entschieden haben. Bevor Sie den Withings U-Scan Reader verwenden, sollten Sie die Informationen in dieser Anleitung lesen. Sie können diese Anleitung auch online unter <https://www.withings.com/guides> finden.

Bewahren Sie diese Dokumentation zum späteren Nachschlagen auf. Installationsanweisungen finden Sie in der Schnellstartanleitung. Wird zusammen mit diesem Produkthandbuch geliefert. Bitte wenden Sie sich an Withings, wenn Sie Hilfe bei der Einrichtung, Verwendung oder Wartung des Geräts benötigen oder unerwartete Vorgänge oder Ereignisse melden möchten.

Die Informationen in diesem Leitfaden können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Sie benötigen ein iOS (16.0 oder höher) oder Android (8.0 oder höher) Tablet oder Smartphone, um Ihren Withings U-Scan Reader zu installieren. Danach kann das Gerät dank der Wi-Fi- und Bluetooth-Verbindungen® auch ohne Ihr Mobilgerät verwendet werden. Ein mobiles Gerät ist zwar nicht erforderlich, um eine Messung zu starten, aber für die Installation, die Synchronisierung und die Anzeige der Ergebnisse ist es notwendig.

Über den Withings U-Scan Reader

Der Withings U-Scan Reader ist ein automatisches Urinanalysegerät für den Hausgebrauch. Er wird mit Withings U-Scan-Kartuschen verwendet und erfasst verschiedene Urinparameter. Die Messergebnisse werden in der Withings App angezeigt.

Über das Withings U-Scan-System

Um das Withings U-Scan-System zu verwenden, benötigen Sie ein Withings U-Scan-Lesegerät und eine Withings U-Scan-Kartusche. Sie müssen ein Konto in der Withings App erstellen, die App installieren und Ihr Gerät über Bluetooth koppeln. Folgen Sie den Installationsanweisungen im Abschnitt "Einrichtungsprozess". Der Withings U-Scan Reader verfügt über Bluetooth Low Energy (BLE) und Wi-Fi-Konnektivität. Die Testergebnisse werden über Wi-Fi übertragen, d. h. das Gerät benötigt eine funktionierende Wi-Fi-Verbindung.

Warnungen und Sicherheitshinweise

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Der Withings U-Scan Reader ist kein medizinisches Gerät und ist nicht für die Diagnose, Behandlung oder Überwachung von Krankheiten vorgesehen. Selbstdiagnose und Selbstbehandlung können gefährlich sein – wenden Sie sich bei Fragen immer an Ihren Arzt.

- Nur mit Withings U-Scan-Kassetten kompatibel.
- Die bereitgestellten Daten dienen nur zu Informationszwecken und ersetzen keine medizinischen Labortests.
- Nur für Erwachsene bestimmt.
- Es sollten nur menschliche Urinproben verwendet werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist, da dies zu Verletzungen oder Geräteausfällen führen kann.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren oder zu modifizieren. Öffnen oder zerlegen Sie es nicht, um die Batterie zu ersetzen.
- Befolgen Sie die Reinigungs- und Wartungsanweisungen in dieser Anleitung. Die Verwendung nicht zugelassener Reinigungsmittel kann das Gerät beschädigen.
- Das Netzkabel des Ladeegeräts kann zu Strangulationen führen; halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Beachten Sie die Betriebs- und Lagerbedingungen im Abschnitt "Technische Daten", um die Messgenauigkeit zu gewährleisten.

- Verwenden Sie nur von Withings angegebenes Zubehör und Teile. Die Verwendung nicht zugelassener Komponenten kann zu erhöhten elektromagnetischen Emissionen oder verminderter Störfestigkeit und damit zu einem fehlerhaften Betrieb führen.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Netzkabel, um die Station anzuschließen.
- Führen Sie keinen Test durch, während das Gerät aufgeladen wird.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät richtig geschlossen ist, bevor Sie einen Test durchführen.
- Führen Sie keine Tests während der Menstruation durch, da das Blut den Flüssigkeitskreislauf verunreinigen kann.
- Bestimmte Substanzen oder Aufnahmen können die Genauigkeit der Ergebnisse beeinträchtigen; lesen Sie dazu die Gebrauchsanweisung der Withings U-Scan-Kartusche.
- Setzen Sie das Gerät keinen starken Stößen oder Vibrationen aus (z. B. Fallenlassen oder Schütteln).

DE


U-SCAN READER Inhalt der Box



Withings U-Scan Reader




Withings U-Scan Station



Saugnapf



Toilettenclip (Größen: S, M, L)



Quick start guide
und Bedienungsanleitung



USB-C-Kabel

U-SCAN PATRONE Inhalt der Box



Withings U-Scan Patrone



Schutzhandschuhe



Reinigungspuder



Bedienungsanleitung

Sollte etwas fehlen, kontaktieren Sie uns bitte
unter support.withings.com



DE

NAMEN UND FUNKTIONEN DER TEILE
Innenansicht

NAMEN UND FUNKTIONEN DER TEILE
Rückansicht

DE

DE



Das Withings U-Scan-System | Komponentennamen und Funktionen

STATUSLEUCHTE

General

DE	Blauer Atem		Warten auf App-Installation
	Blue continuous		Installation läuft
	Blau blinkend		Bluetooth-Update wird durchgeführt
	Gelb blinkend		WLAN-Synchronisierung oder WLAN-Update wird durchgeführt
	Rot kontinuierlich		Fehler
	Grün kontinuierlich		Synchronisation
	Grün kontinuierlich		Erfolg
	Orange blinkend		Schwache Batterie

Manueller Start

	Grünes langsames Blinken		Bereit zum Sammeln
	Grün kontinuierlich für 20s		Genügend Urinprobe gesammelt
	Rot kontinuierlich für 20s		Nicht genügend Urinproben gesammelt

Aufladen (einmal in die Ladestation)

	Orange kontinuierlich		Akku wird geladen
	Grün kontinuierlich		Akku geladen

BUTTON

1 Sekunde = 1 Blitz auf dem Gerät.

Wake Up

1 Sekunde lang drücken, die LED-Statusanzeige blinkt blau, wenn das Gerät noch nicht installiert ist, ansonsten grün

Factory Reset

10 Sekunden lang gedrückt halten, sobald die rote LED leuchtet, 5 Mal kurz (1 Sekunde) drücken.

Hard Reset

20 Sekunden lang drücken, die LED-Statusanzeige wird nach 10 Sekunden rot

Weitere Informationen finden Sie in unserem Hilfe-Center.

1 – Laden Sie die Withings-App herunter und erstellen Sie ein Withings-Konto

Laden Sie die Withings App vor der ersten Verwendung herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Telefon. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um (1) sich mit Ihrem bestehenden Withings-Konto anzumelden oder (2) um ein neues Withings-Konto zu erstellen.

2 – Öffnen Sie Ihren Withings U-Scan-Leser

Setzen Sie den Saugnapf in die Mitte der glatten Oberfläche des Readers, drücken Sie ihn mit einer Hand gegen den Reader und legen Sie die Handfläche Ihrer zweiten Hand auf die andere Seite des Readers. Drehen Sie Ihre Hände in entgegengesetzte Richtungen, um die Oberseite des Readers abzuschrauben.

3 – Koppeln und verbinden Sie Ihren Withings U-Scan Reader

Sobald Sie mit Ihrem Withings-Konto verbunden sind, müssen Sie Ihr Gerät in der Withings-App installieren.


1. Öffnen Sie die Withings App.
2. Gehen Sie zur Registerkarte "Geräte" und tippen Sie auf das Symbol "+" in der oberen rechten Ecke.
3. Wählen Sie U-Scan und tippen Sie auf "Installieren".
4. Wenn sich das Gerät im Ruhezustand befindet, halten Sie die Einschalttaste eine Sekunde lang gedrückt.

5. Die Statusleuchte leuchtet blau, wenn das Gerät bereit ist, eine Verbindung zu Ihrem Telefon herzustellen.

6. Die Withings App sucht über Bluetooth nach Ihrem Gerät. Sobald es gefunden wurde, werden Sie aufgefordert, Ihren Withings U-Scan Reader mit Ihrem Mobilgerät zu koppeln.

7. Tippen Sie auf "Akzeptieren", um das Gerät zu koppeln. Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die Statusanzeige durchgehend blau.

8. Nach der Kopplung aktualisiert der Withings U-Scan Reader seine interne Firmware. Warten Sie, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist, und folgen Sie dann den Anweisungen, um Ihr Gerät mit Ihrem Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden.



4 – Laden Sie Ihren Withings U-Scan Reader auf

1. Schließen Sie die Withings U-Scan Station mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel an.
2. Schließen Sie den U-Scan Reader mit dem Saugnapf, indem Sie Schritt 2 der *EINRICHTUNGSPROZESS* in umgekehrter Reihenfolge ausführen. Achten Sie beim Schließen darauf, dass das Dreieck auf der Oberseite mindestens mit dem kleinsten Kreis auf der Unterseite des Lesegeräts übereinstimmt.
3. Setzen Sie den geschlossenen Withings U-Scan Reader in die Withings U-Scan-Station ein, wobei die Probenentnahmestelle nach unten zeigt und die Schale an der Ladewand der Withings

U-Scan-Station ausgerichtet ist. Achten Sie darauf, dass Sie ihn in der richtigen Position einsetzen, da der Reader sonst nicht geladen wird.

4. Schließen Sie die Withings U-Scan Station. Die Status-LED der Station leuchtet weiß.
5. Sie können die LED des Withings U-Scan Lesegeräts durch den Deckel der Withings U-Scan Station sehen. Sie leuchtet während des Ladevorgangs orange und nach dem Aufladen grün. Sie erhalten eine Benachrichtigung, wenn Ihr Gerät vollständig aufgeladen ist.

5 – Einbau der Kartusche



Befolgen Sie zum Einbau der Kartusche die folgenden Schritte:

1. Öffnen Sie das Withings U-Scan-Lesegerät mit dem Saugnapf gemäß Absatz 2 der *EINRICHTUNGSPROZESS*.
2. Nehmen Sie die Withings U-Scan Kartusche aus der Verpackung und legen Sie sie in das Lesegerät ein.
3. Drücken Sie leicht auf die Kartusche und drehen Sie sie in eine Richtung, bis Sie spüren, dass sie im Lesegerät einrastet.

4. Die Kontrollleuchte wechselt von blau zu grün, um zu bestätigen, dass die Kartusche aktiviert wurde und einsatzbereit ist.

5. Schließen Sie das Gerät mit dem Saugnapf, indem Sie Schritt 2 der *EINRICHTUNGSPROZESS* befolgen. Achten Sie beim Schließen darauf, dass das Dreieck auf der Oberseite mindestens mit dem kleinsten Kreis auf der Unterseite des Lesegeräts übereinstimmt.

or







6 – Installation im Badezimmer

1. Wenn der Withings U-Scan nicht geschlossen ist, verwenden Sie den Saugnapf und fahren Sie mit Schritt 2 der **EINRICHTUNGSPROZESS** fort. Achten Sie beim Schließen darauf, dass das Dreieck auf der Oberseite mindestens mit dem kleinsten Kreis auf der Unterseite des Lesegeräts übereinstimmt.

2. Die Withings-App fordert Sie auf, Ihren Toiletentyp anzugeben. Anhand dieser Information können Sie die Größe des zu verwendenden Befestigungsarms festlegen.

3. Befestigen Sie den Befestigungsarm am Metallankerpunkt, indem Sie den Ankerpunkt in den kleinsten Schlitz des Clips schieben, um einen guten Halt zu gewährleisten. Wenn das Gerät nicht gleitet, bedeutet dies, dass der Clip in die falsche Richtung zeigt.

4. Sobald der Befestigungsarm richtig angebracht ist, heben Sie den Toilettensitz an und befestigen Sie den Clip vorne/in der Mitte des Toilettenrandes.



Messplan

Mit dem Kauf des Withings U-Scan Readers erhalten Sie Zugang zu verschiedenen Abonnementmodellen, die die Häufigkeit der Messungen pro Woche festlegen, die Sie durchführen können.

Anhand Ihrer Gewohnheitsinformationen und auf der Grundlage der Kartusche, die Sie besitzen, schlagen wir Ihnen bestimmte Tage und Uhrzeiten für Messungen vor, um einen persönlichen Messplan zu erstellen. Einige Tests müssen sofort nach dem Aufwachen oder am Ende des Tages nach Ihrer letzten Mahlzeit durchgeführt werden.

Die Häufigkeit der Lieferungen von Withings U-Scan-Kartuschen entspricht der zum Zeitpunkt des Kaufs ausgewählten Messhäufigkeit. Wir empfehlen, sich an den in der Withings App bereitgestellten Messplan zu halten. Sie haben jedoch weiterhin die Möglichkeit, manuelle Messungen außerhalb des vorgegebenen Plans zu starten.

Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Messung mit dem Withings U-Scan-System zu starten: automatisch und manuell über die Anwendung.



Sie erhalten die Ergebnisse innerhalb von maximal 20 Minuten nach der Probenentnahme.

Verwendung der automatischen Messung – Bald verfügbar

Die automatische Messung ist eine Funktion, die das Messen sehr einfach macht. Basierend auf bestimmten Parametern, die Ihnen in der App mitgeteilt werden, erkennt das Lesegerät automatisch Ihren Urin, wenn Sie auf das Produkt urinieren.

Wenn Sie die automatische Messoption wählen, wird der Withings U-Scan Reader aktiviert, um eine Probe auf der Grundlage der in der App ausgewählten Messfenster zu empfangen. Dieser Modus kann entweder am Ende des Installationsprozesses der Kartusche oder in den Geräteeinstellungen in der Withings App aktiviert werden.

Bitte beachten Sie, dass U-Scan-Proben nur während der ausgewählten Messfenster entnommen werden. Achten Sie auf diese Fenster, bevor Sie die Toilette benutzen, um eine erfolgreiche Probenentnahme zu gewährleisten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, finden Sie in der Withings App Details zu den Messfenstern.

Starten einer manuellen Messung über die Anwendung

Wir empfehlen, die Messungen mit dem Withings U-Scan Reader innerhalb der in Ihrem Plan festgelegten Messfenster durchzuführen, aber Sie können auch jederzeit eine manuelle Messung starten. Bitte beachten Sie die Zeitplanregeln, die in Ihrem Messplan in der Withings App aufgeführt sind.

Um eine Messung manuell zu starten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Withings App.
2. Tippen Sie auf Ihre U-Scan Einsatzkarte auf der Registerkarte Home.
3. Wählen Sie "Messung starten". Halten Sie Ihr mobiles Gerät während des Vorgangs in der Nähe des Withings U-Scan Reader.
4. Sobald das Withings U-Scan-Lesegerät über Bluetooth erkannt wird, beginnen mit dem Urinieren.
5. Das Gerät sammelt innerhalb eines Zeitfensters von maximal 2 Minuten eine Testprobe. Die Statusanzeige blinkt grün, während auf die Probe gewartet wird, und leuchtet durchgehend grün, sobald die Entnahme erfolgreich war.

Warnung:

Verwenden Sie zum Reinigen des Withings U-Scan Reader nur milde Seife, Wasser und die mit der Kartusche mitgelieferte Reinigungslösung. Verwenden Sie keine anderen Reinigungsmittel, da diese die Lebensdauer und Genauigkeit des Geräts beeinträchtigen können. Seien Sie beim Reinigen der Toilettenschüssel vorsichtig, damit nicht versehentlich unerwünschte Reinigungsmittel auf den Withings U-Scan Reader gelangen. Nehmen Sie keine Messung mit dem Withings U-Scan Reader vor, wenn Sie Blut im Urin haben.

Reinigung des Withings U-Scan-Lesegeräts

Tägliche Reinigung:

- Die Oberfläche des Geräts ist so konzipiert, dass sie bei jeder Toilettenspülung abgespült wird.
- Reinigen Sie das Gerät bei Bedarf mit einer milden Seife. Vermeiden Sie bleichmittelhaltige Produkte, da diese das Gerät beschädigen können.
- Darüber hinaus spült der U-Scan täglich gegen 11 Uhr morgens automatisch sein internes Flüssigkeitssystem, um eine Stagnation von Urin im Inneren zu verhindern.

Tiefenreinigung


Eine gründliche Reinigung wird dringend empfohlen und wird von der App nach 3 Monaten oder vor jedem Kartuschenwechsel vorgeschlagen.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihren Withings U-Scan Reader gründlich zu reinigen:

1. Verwenden Sie die U-Scan Toilettenklammer, um das Gerät von der Toilette zu entfernen.
2. Gießen Sie das mitgelieferte Reinigungsmittel aus dem Beutel und raumwarmes Wasser in die Withings U-Scan Station und folgen Sie dabei der angegebenen Füllstandlinie.
3. Schließen Sie die Withings U-Scan Station an.
4. Legen Sie den Withings U-Scan Reader in die richtige Position in der Station und lassen Sie ihn für 3 Stunden und 30 Minuten liegen, um den Reinigungsprozess abzuschließen. Starten Sie den Reinigungsprozess über die App.
5. Sobald die Reinigung abgeschlossen ist, nehmen Sie den Withings U-Scan Reader aus der Station und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser bei Raumtemperatur ab. Starten Sie den Spülvorgang über die App. Das Gerät Wasser pumpen, und der Vorgang ist beendet, sobald die Pumpe stoppt. Sie erhalten eine Bestätigung in Ihrer App. Der Withings U-Scan Reader entleert sein internes Wasser nach 20 Minuten.
6. Trocknen Sie das Gerät mit einem Küchenhandtuch oder einem Papiertuch ab. Vermeiden Sie Toilettenpapier, da es die Sammelstelle verstopfen kann.
7. Befolgen Sie bei Bedarf die Anweisungen zum Wechseln der Patrone.
8. Setzen Sie das Gerät wieder in die Toilette ein.

Aufbewahrung des Withings U-Scan-Systems:

Bevor Sie das Gerät einlagern, befolgen Sie die oben beschriebenen Anweisungen zur Tiefenreinigung und Spülung und folgen Sie dem in der App. Verfahren können Sie den Withings U-Scan Reader an einem trockenen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort aufbewahren.



Reinigung und Wartung

Fehlersuche

Wenn Sie das Problem mit den folgenden Anweisungen zur Fehlerbehebung nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an Withings oder besuchen Sie: withings.com/support.

Problem	Lösung
WiFi scheint nicht zu funktionieren	Das Gerät befindet sich außerhalb der Reichweite der Wi-Fi-Quelle. Bringen Sie Ihr Smartphone und Gerät näher an die WLAN-Quelle heran. die WLAN-Quelle. Sie können auch die WLAN-Einrichtung in der App neu starten, wenn das Problem weiterhin besteht.
Toilettenklammer passt nicht auf meine Toilette	Sie können auch die Anleitung zum Wechseln der Toiletten in den App-Einstellungen befolgen, um die Anleitung zur Auswahl des Arms noch einmal durchzugehen.
Bluetooth scheint nicht zu funktionieren	Smartphone ist außerhalb der Reichweite. Bitte bringen Sie Ihr Smartphone näher an Ihr Gerät heran. Wenn das Problem weiterhin besteht, können Sie das Gerät aus Ihrer App löschen und einen 20-sekündigen Reset durchführen. Bitte beachten Sie jedoch, dass dies nur als letzter Ausweg verwendet werden sollte, da Sie Ihr Produkt anschließend neu installieren müssen.
Die Bluetooth-Funktion des Smartphones ist ausgeschaltet	Bitte schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Smartphones
Meine Ergebnisse scheinen falsch zu sein.	Ihre Ergebnisse können je nach Medikamenten, Nahrungsmitteln oder Aktivitäten, die Sie einnehmen, variieren. Siehe die Liste der Störungen, die die Ergebnisse beeinflussen können, in der Bedienungsanleitung Ihrer Kassette.
Das Gerät erkennt meinen Urin nicht.	Stellen Sie sicher, dass Sie auf das Gerät urinieren. Weitere Ratschläge finden Sie im Help Center Artikel.
Das Gerät erkennt mich nicht.	Wenn die automatische Erkennung immer fehlschlägt, könnten Sie bevorzugen die manuelle Messung.
Ich habe mein Testfenster verpasst.	Sie können eine manuelle Messung starten oder warten bis Ihr Prüfungsfenster geöffnet ist. Ihre Prüfung wird automatisch neu angesetzt.

Allgemeine Informationen

Drahtlose Informationen

Modus	Frequenzband (MHz)	Max. Ausgangsleistung (dBm)
BT LE	2402-2480	9
WLAN	2412-2472	20

Drahtlose Spezifikationen

Drahtlose Technologie	Bluetooth BLE
Version	Unterstützte BT5.1-
Betriebsfrequenz	2402MHz - 2480MHz
Modulation	GFSK
Empfindlichkeit des Empfängers	-96dBm

- Die drahtlose Kommunikation des Geräts wird durch BLE- und Wi-Fi-Kommunikation unterstützt. Die

Die Kommunikation wird durch den Austausch eines gepaarten Schlüssels verschlüsselt und zwischen dem Gerät und der Withings-Anwendung für BLE und Wi-Fi hergestellt.

Die Kommunikationslatenz zwischen dem Gerät und der Withings-Anwendung beträgt weniger als 10
- Sekunden, wenn das Gerät und das Smartphone weniger als 5 Meter (16 Fuß) voneinander entfernt sind.

Die Kommunikation zwischen dem Gerät und der Withings-Anwendung wird nicht durch Störquellen im Umkreis von 5 Metern.

Technische Daten

Produktname: Withings U-Scan-Lesegerät

Modell: WPA02

Abmessungen: 93 x 33 mm

Gewicht: 134 grammes

Abstand zwischen Benutzer und Gerät während der

Benutzung: 10 cm

Stromquelle: Stromversorgung über einen 3,8 Vdc Lithium-Ionen-Akku (verwenden Sie die mitgelieferte kabellose U-Scan Station).

- DC 5V 1A Netzadapter (nicht enthalten).

- USB-C-Eingangsanschluss.

- WPC Qi 1.2 aufladen. 112-200kHz Betrieb (pro-Qi-Standard).

- Sendeleistung 3 W.

Lebensdauer der Batterie: Bis zu 3 Monate nach einer vollen Ladung.

Betriebsbedingungen:

- Verwendung im Innenbereich

- Höhe bis 2.000 m;

- Temperatur von 2° C bis 30° C (35,6° F bis 86° F);

- Maximale relative Luftfeuchtigkeit von

90 % für Temperaturen bis 30° C

Vor Wasser und Spritzwasser schützen: Ja

Lagerungsbedingungen:

- Temperaturbereich: -25 °C bis 70 °C / -13°F bis 158°F

- Luftfeuchtigkeitsbereich: 20 % bis 90 %

- Druckbereich: 700-1060 hPa

Erwartete Produktlebensdauer: 2 Jahre

IP-Schutzgrad: IP45

Empfehlungen und Warnhinweise zur Verwendung der U-Scan-Station

Produktname: Withings U-Scan-Station

Modell: SWPA01

Abmessungen: 130 x 56 x 135 mm

Gewicht: 210 g

Stromquelle:

- DC 5V 1A Netzadapter (nicht enthalten).

- USB-C-Eingangsanschluss.

- WPC Qi 1.2 aufladen.

- 110-250kHz-Betrieb (gemäß Qi-Standard).

- Sendeleistung 3 W.

Platzierung und Verbindung:

- Schließen Sie die Withings U-Scan Station an einem

trockenen Ort an und achten Sie darauf, dass die Umgebung trocken bleibt.

- Tauchen Sie die Withings U-Scan Station nicht in Wasser ein. Achten Sie darauf, dass der USB-C-Anschluss und die Basis während der Befüllung und Verwendung trocken bleiben.

Vor dem Anschließen der Withings U-Scan Station:

- Stellen Sie sicher, dass sich kein Wasser im USB-C-Anschluss befindet.

- Überprüfen Sie das Gerät auf Risse, Kratzer oder Anzeichen von Beschädigungen. Wenn es beschädigt ist, verwenden Sie die Station nicht.

Verwendung der Withings U-Scan Station:

- Überwachen Sie die Temperatur: Verwenden Sie die Withings U-Scan Station in einem Raum mit einer Umgebungstemperatur von 0-30° C.

- Probleme beim Aufladen: Wenn der Withings U-Scan Reader nicht ordnungsgemäß geladen wird, nehmen Sie ihn aus der Station heraus, prüfen Sie, ob Wasser eingedrungen ist, und vergewissern Sie sich, dass die Station ordnungsgemäß geschlossen ist. Wenn keine Feuchtigkeit festgestellt wird, ziehen Sie den Stecker der Withings U-Scan Station ab, schließen Sie ihn wieder an und setzen Sie den Withings U-Scan Reader erneut ein.

- Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker: Trennen Sie die Withings U-Scan Station nach dem Gebrauch immer von der Stromquelle.

Sicherheitshinweis:

- Öffnen oder zerlegen Sie die Withings U-Scan Station nicht. Der Versuch, dies zu tun, kann die Funktionalität beeinträchtigen und ein Sicherheitsrisiko darstellen.

- Wenn das Gerät immer noch nicht aufgeladen werden kann, können Sie die Kunststoffabdeckung neben der Taste an der Innenseite des Produkts entfernen und Ihr USB-C-Kabel direkt an Ihr Produkt anschließen – jedoch nur, wenn keine Anzeichen von Feuchtigkeit vorhanden sind und keine Warmmeldungen angezeigt werden.

- Bei Problemen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. - Die Nichtbeachtung dieser Empfehlungen kann die Funktionalität des Withings U-Scan Reader und der Station beeinträchtigen. Withings übernimmt keine Verantwortung für die daraus entstehenden Folgen.

Europäische Union – Konformitätserklärung

Withings erklärt hiermit, dass das Withings U-Scan-Lesegerät und die Withings U-Scan-Station den wesentlichen Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien und -Verordnungen entsprechen. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter: withings.com/compliance.

Entsorgung

Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU muss das Gerät verantwortungsvoll entsorgt werden, um Umwelt- und Gesundheitsrisiken durch Elektronikschrott zu reduzieren.

- Das Symbol auf dem Gerät oder der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

- Am Ende seines Lebenszyklus muss der Nutzer das Gerät bei einer Sammelstelle für Elektronikschrott abgeben oder es beim Kauf eines neuen Geräts an den Händler zurückgeben.

- Eine ordnungsgemäße Entsorgung verhindert negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit, schont die Ressourcen und fördert die Energieeffizienz.

- Illegale Entsorgung kann zu Verwaltungsstrafen gemäß den örtlichen Vorschriften führen. Das Gerät und seine Teile müssen in Übereinstimmung mit den nationalen und regionalen Gesetzen entsorgt werden.



Need help?

→ withings.com/support

Erklärung der Federal Communication Commission (FCC) zu Interferenzen

FCC ID Withings U-Scan Reader : XNAWPA02

FCC ID Withings U-Scan Station : XNASWPA01

Dieser Sender darf nicht in Verbindung mit einem anderen Sender betrieben werden, mit jeder anderen Antenne oder jedem anderen Sender. 1. Das Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für HF-Strahlung die für eine unkontrollierte Umgebung gemäß 47 CFR . 2.1093 festgelegt sind Absatz (d)(2).

2. Der U-Scan wurde gemäß den FCC-Bestimmungen getestet.

Anforderungen (Specific Absorption Rate).

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.

2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

FCC-Warnung: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert. Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen bei Installationen in Wohngebieten bieten.

Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die folgenden Abhilfemaßnahmen zu ergreifen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.
- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder versetzen.
- Den Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Das Gerät an die Steckdose eines Stromkreises anschließen, der von dem des Empfängers abweicht.
- Lassen Sie sich von Ihrem Händler oder einem erfahrenen Radio- und Fernstehtechner helfen.

WICHTIGER HINWEIS:

Erklärung zur Strahlenexposition

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlenbelastung in einer unkontrollierten Umgebung.

- Der Sender darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden.
- Die Funktion zur Auswahl des Ländercodes muss für Produkte, die in den USA und Kanada vermarktet werden, deaktiviert werden.

Abstand zwischen Benutzer und Gerät während der Benutzung: 10 cm

Garantie

Withings Zwei (2) Jahre beschränkte Garantie - Withings U-Scan

Withings, 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, FRANKREICH ("Withings") garantiert für einen Zeitraum von ZWEI (2) JAHREN ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs im Einzelhandel durch den Endverbraucher ("Garantiezeit"), dass das Produkt der Marke Withings ("Withings-Produkt") bei normalem Gebrauch gemäß den von Withings veröffentlichten Richtlinien keine Material- und Verarbeitungsfehler aufweist.

Zu den von Withings veröffentlichten Richtlinien gehören unter anderem die Informationen in diesem Handbuch oder in der Kurzanleitung.

Withings garantiert nicht, dass der Betrieb des Withings-Produkts ununterbrochen oder fehlerfrei ist. Withings haftet nicht für Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung des Produkts ergeben.

Hinweis zum australischen Verbraucherrecht (AU)

Unsere Waren sind mit Garantien ausgestattet, die nach dem australischen Verbrauchergesetz nicht ausgeschlossen werden können. Sie haben ein Recht darauf:

- Ersatz oder Rückerstattung bei einem schwerwiegenden Fehler und Entschädigung für jeden anderen vernünftigerweise vorhersehbaren Verlust oder Schaden.
- Nachbesserung oder Ersatz, wenn

Sicherheit

Withings empfiehlt, Ihr Telefon mit einem Passcode (persönliche Identifikationsnummer [PIN]), Face ID oder Touch ID (Fingerabdruck) zu versehen, um die Sicherheit zu erhöhen. Es ist wichtig, Ihr Telefon zu sichern, da es persönliche Gesundheitsdaten speichert.

Die Benutzer sollten die Richtlinien für das Passwort und die Zwei-Faktor-Authentifizierung befolgen, wenn sie sich bei der Withings App. Die Nutzer erhalten außerdem zusätzliche Update-Benachrichtigungen auf der Gerät über die Withings App, und Updates werden kabellos geliefert, was eine schnelle Akzeptanz fördert der neuesten Sicherheitskorrekturen. Benutzer können die aktuell installierte Firmware in der Withings App unter Geräte > U-Scan einsehen.

Auf dieser Registerkarte wird auch angezeigt, ob ein Update verfügbar ist.

- Installieren Sie das Gerät nicht auf einem Smartphone, das Sie nicht besitzen.
- Verwenden Sie kein öffentliches WLAN-Netzwerk, mit dem Sie nicht vertraut sind. Verwenden Sie ein vertrauenswürdige WLAN-Netzwerk mit Ihrem Gerät.

- Withings empfiehlt außerdem, Ihre Withings App zu aktualisieren, sobald ein Upgrade verfügbar ist.

- Die Withings Mobile App ist nicht für die Verwendung auf einem Computer vorgesehen.

Es ist keine Antiviren-Software erforderlich.

- Laden Sie die Withings App nur über offizielle App-Stores herunter.

Im Zweifelsfall verwenden Sie den Link go.withings.com.



Katalognummer



Seriennummer



Gebrauchsanweisung oder elektronische Gebrauchsanweisung zu Rate ziehen



Modellnummer



Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien und -Verordnungen



Regulatory Compliance Mark (RCM) mit den Kennzeichnungsanforderungen der ACMA



Begrenzung der Luftfeuchtigkeit



Temperaturgrenze



Atmosphärische Druckbegrenzung



Gleichstrom



Geschützt gegen feste Fremdkörper von 1,0 mm und mehr. Geschützt gegen Wasserstrahl aus allen Richtungen

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht als unsortierten Siedlungsabfall, sondern bringen Sie es zum Elektronik-Recycling.



Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist und die Gebrauchsanweisung konsultieren



Verpackung recycelbar



Verpackung recycelbar



Verpackung recycelbar



Konform mit der kalifornischen Energiekommission (CEC)



Enthält Bisphenol A und Blei, vom Staat Kalifornien anerkannte Stoffe als fortpflanzungsgefährdend. www.P65Warnings.ca.gov

AW_IFU_WPAo2_ALL_INT_K



WITHINGS

Withings U-Scan System | Proactive Health Tracking
2025 Withings. All rights reserved. April. 2025
support.withings.com - 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, France