

EN

FR

DE

WITHINGS

PRODUCT GUIDE

Table of Contents

ENGLISH.....	3
FRANÇAIS.....	10
DEUTSCH	18

USER GUIDE

EN

This guide explains how to use your Withings BodyScan 2. It applies to users in the United-States, Europe, United Kingdom, Switzerland, Australia, New Zealand, Turkey and Hong Kong.

3

Important notice

Before using Withings BodyScan 2, review the information in this guide.

For more information on how to use the ECG functionality with your Withings BodyScan 2, please refer to the section "About your device".

Retain this documentation for future reference.

Installation instructions are available within the Quick Start Guide provided with this guide.

Please contact Withings when in need of assistance, setting up, using or maintaining the device or to report unexpected operations or events, or visit withings.com/support.

Withings BodyScan 2 is a wellness product. It is not a medical device, and is not intended for use in the diagnosis, cure, mitigation, treatment or prevention of any diseases or conditions. Always consult your doctor for any medical concern or advice. The data provided by this device is for informational purposes only and is not intended to replace professional medical diagnosis, advice, or treatment. The Withings BodyScan 2 is intended for lay users. Weight measurement is for all ages; all other measurements are for adults aged 18 and older.



WITHINGS,
2 rue Maurice Hartmann,
92130 Issy-les-Moulineaux,
FRANCE



About the device

Withings BodyScan 2 is a connected smart scale providing the following features without medical purposes:

- Measure weight
- Calculate Body Mass Index (BMI)
- Measure whole-body and segmental body composition
- Measure electrodermal skin conductance
- Measure standing pulse rate
- Estimate vascular age
- Estimate cardio efficiency and cardio responsiveness
- Measure blood oxygen level

Withings BodyScan 2 includes electrodes intended to acquire an ECG signal used by a Withings ECG software. This ECG software is marketed as **Withings ECG Monitor 2** in Europe, UK, Switzerland, Turkey, Australia, New Zealand, and Hong Kong ; and as **Withings ECG App** in the United-States.

Please refer to the Withings ECG Monitor 2 or Withings ECG App Instructions for Use, available at withings.com/guides and in the "settings" of the Withings App.

Withings BodyScan 2 is a general wellness product, specifically intended to support and promote a general state of health and encourage healthy lifestyle activities. The device's features and output results do not relate to, nor are they intended to address, any specific disease, injury, or medical condition. Withings BodyScan 2 does not claim, nor is it intended for, diagnosis, prevention, monitoring, prediction, prognosis, treatment, or alleviation of any disease, injury, or disability.

Warnings & safety notice

EN

- This device uses a low-level electrical current. As a precaution, people with **implanted medical devices** such as **pacemakers** or **implantable cardioverter defibrillators (ICDs)** should consult their doctor before use. Compatibility depends on the specifications of the implanted device.
- This device is for wellness tracking only and should not be used for medical purposes. Always consult your doctor for any health concerns.
- If you are pregnant, accuracy may be impacted for body composition analysis, Skin Response Score, Vascular Age, and ECG (feature available via Withings ECG Monitor 2). Consult your doctor during pregnancy.
- The use of medication with anticholinergic agents may impact the Skin Response Score results. Ask your doctor about the medications you take if you are not sure whether they have anticholinergic properties.
- Drinking alcohol 24 hours prior to taking a measurement may affect the results of the Skin Response Score.
- Misuse of the device can cause injury.
- Measurement results may be impacted in case of lower limb amputation bigger than toes.
- Do not step on the scale with wet feet or hands.
- The device is not intended to continuously monitor vital signs in critical conditions or where the nature of the variations is such that it could result in immediate danger to the user.
- The device does not provide alarms.
- Keep away from children and pets. Small parts may be inhaled or swallowed.
- Exposing the device to prolonged lint, dust, or light (including sunlight) may reduce its lifetime or damage it.
- Inspect electrodes for warping, surface damage or corrosion and check for any other form of damage.
- Do not use the device if it is damaged. Use of a damaged device could cause injury or equipment failure.
- Do not submerge the scale or any of the components in water.
- Do not try to repair or modify this equipment yourself. No service or repairs should be performed on the device other than cleaning and charging guidance.
- Do not use accessories, detachable parts, or materials not described in the product guide. Use of parts and components other than those specified or provided by the manufacturer of this equipment could result in increased electromagnetic emissions or decreased electromagnetic immunity of this equipment and result in improper operation.
- Portable RF communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should be used no closer than 30 cm (12 inches) to any part of the device, including cables specified by the manufacturer. Otherwise, degradation of the performance of this equipment could result.
- Use of this equipment adjacent to or stacked with other equipment should be avoided because it could result in improper operation. If such use is necessary, this equipment and the other equipment should be observed to verify that they are operating normally.
- Do not interconnect this equipment with other equipment not described in the product guide.
- Follow operational and storage conditions as described in the technical specifications section of this guide. Otherwise, measurement results may be impacted.
- To recharge the battery, use a power cord that complies with the safety standards of the country in which it is used and that matches the voltage of the power outlet.
- Do not open or disassemble the device for battery replacement.
- The power cord of the charger and the handle cable may cause a strangulation effect due to excessive length. Keep it away from children and pets.
- In case of severe lesions on the feet (such as ulcers), consult your doctor prior to use, as the performance of the measurement may be impacted. Avoid using the device on feet with poor skin integrity, such as cuts, wounds or damaged skin.

How to use Withings BodyScan 2 and take a first measurement

- To set up your device, you need an iOS or Android smartphone. Compatibility and minimum OS requirements may vary over time.
- Follow the information in the Quick Start Guide and in the Withings application to set-up your device.
- To wake up your device for the first time, please press the power button for 3 seconds. If your product is not starting, consider charging it for a minimum of three hours and try again.
- Once your product is installed and configured, it will appear in your devices list in settings.
- You may have to follow some tutorials in the Withings application in order to activate some measurements. Withings ECG Monitor 2 and Withings ECG App require you to follow a tutorial for the activation of the metric.
- To take the first measurement, grab the handle and step on the scale with bare feet. Your name will appear on the scale's screen during the measurement: it means your scale has correctly identified you and the measurements sequence will follow. Once you step off the scale, the scale will automatically power off.
- If it is not the case, the measurement will most likely appear in "Unknown Measurements" in the application. Please assign it to your user in the Withings application so that the scale can automatically recognize the user during the next weigh-in.

Troubleshooting — Withings BodyScan 2

If you cannot fix the problem using the following troubleshooting instructions, please contact Withings or go to: withings.com/support

Problems

Solutions

Scale does not wake up when I step on it.

- Make sure your Withings BodyScan 2 has enough battery life.
- Recharge your scale if necessary as described in this user guide.

I'm having syncing issues with my scale.

- Make sure that your Withings BodyScan 2 appears in Devices in the Withings application. If not, please install it.
- Make sure your Withings BodyScan 2 has enough battery life.
- Recharge your scale if necessary using the included USB-C power cable. When plugged in, your Withings BodyScan 2 will display the percentage of battery left.
- If your Withings BodyScan 2 is configured with Wi-Fi, make sure your router is plugged in, that your Wi-Fi is operational and that the scale is in range of your router.
- If necessary, reboot your scale. Press and hold the button of your scale for 20 seconds.
- If necessary, reboot your mobile phone.

I want to change the units of my scale (lb, kg, st lb).

- Press the button located on the back of your scale.
- Press the button located on the back of your scale to make the arrow point towards the right unit.
- Press and hold the button until the progress bar reaches the right edge of the screen.

Technical specifications

Product Name: Withings BodyScan 2

Model: WBS15

ECG Sensors: 2 stainless steel electrodes (handle) and 1 ITO electrode (glass plate)

Battery Operated: 1 year typical use on a single charge

Power Source: Power internally by a 3.7 Vdc Lithium ion battery (use the USB-C charging cable included) and a DC 5V power adapter with a minimum power of 3W and a maximum power of 5W.

Display: Color 3.42inch LCD screen

Weight Withings BodyScan 2: 4.8kg (10.6lb)

Dimensions Withings BodyScan 2 : 342*356*5cm

Operation time: 60 seconds

Parts in contact with the skin: Glass plate of the scale and Handle with its electrodes

Weight Units: Kilograms (kg), Pounds (lb), Stone (st lb)

Weight range: 5kg - 200kg | 11lb - 440lb | 1st - 31st

Transport and storage conditions:  -10°C (14°F) — 50°C (122°F)

 10% — 90%

 86kPa — 106kPa

Max altitude: 2000m

Operation conditions:  5°C (41°F) — 35°C (95°F)

 20% — 80%

 86kPa — 106kPa

Max altitude: 2000m

Wireless Communication: BLE and Wi-Fi (encrypted communication)

IP Protection level: IP22

Mode of operation: Continuous Operation

Expected product life: 3 years

Wireless information

Wireless Specifications

Mode	Frequency Band (MHz)	Maximum Output Power (dBm)
BT LE	2402-2480	5 dBm, 2.4G
WLAN	2412-2472	16 dBm

The wireless communication of the device is supported by BLE and Wi-Fi communication. This communication is established between the device and the Withings application. The communication between the device and the Withings application is encrypted through an exchange of a paired key.

The communication latency between the device and the Withings application takes less than 10 seconds when the device and the smartphone are less than 16 feet (5 meters) apart.

The communication between the device and the Withings application is not modified with sources of interference located within 5 meters.

Cleaning, Maintenance and Storage

Cleaning the Withings BodyScan 2

- It is recommended to clean the glass plate and the handle electrodes of the scale before each measurement.
- Use only a cloth dampened with warm water to clean your scale. The use of any detergents or cleaners may cause irreversible damage to the conductive coating on top of the glass plate.
- Do not use the device while doing cleaning and maintenance operations.
- To recharge the battery, follow instructions in this guide.

Storage

- Store the device in a clean and safe location between use.
- If storage conditions are different from the operating conditions indicated in the technical specifications, wait 30 minutes before taking a measurement.

Europe - EU Declaration of Conformity

Withings hereby declares that the device Withings BodyScan 2 is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the applicable EU Directives and Regulations. The full text of the EU declaration of conformity can be found at: withings.com/compliance



Safety and performance

RF Statement

Electrical equipment needs special precautions regarding EMC and needs to be installed and put into service according to the EMC information provided in the accompanying documents. Portable and mobile RF communications equipment can affect electrical equipment.

Guidance and manufacturer's declaration-electromagnetic emissions

The device is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the device should ensure that it is used in such an environment.

Emissions Test	Compliance	Electromagnetic environment - guidance
CE emissions CISPR11	Group 1	The device uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment.
RE emissions CISPR11	Class B	
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	Not applicable	The device is suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes.
Voltage fluctuations/ Flicker emissions IEC 61000-3-3	Not applicable	

Declaration: electromagnetic emissions and immunity for equipment and systems that are not life-supporting and are specified for use only in a shielded location.

Declaration - electromagnetic immunity

Withings BodyScan 2 is intended for use in the electromagnetic environment specified below.

The customer or the user of the Withings BodyScan 2 should ensure that it is used in such an environment.

Safety and performance

Immunity test	IEC 60601 Test Level	Compliance Level	Electromagnetic environment – guidance
Conducted RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150kHz to 80MHz	N/A	N/A
Radiated RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz to 2.5 GHz	N/A	Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the equipment or system including cables than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter. Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol:  .
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	Contact: ±8 kV Air: ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV	Contact: ±8 kV Air: ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV	Floors should be wood, concrete, or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material the relative humidity should be at least 30%.
Electrical fast transient/burst IEC 61000-4-8	2 kV for power supply lines 1 kV for input/output lines	N/A	The main power quality should be of the kind used in a typical commercial or hospital environment.
Surge IEC 61000-4-5	1 kV differential mode 2 kV common mode	line(s) to line(s): +/- 1kV	The main power quality should be of the kind used in a typical commercial or hospital environment.
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11	-5% UT (95% dip in UT) for 0.5 cycles, -40% UT (60% dip in UT) for 5 cycles, -70% UT (30% dip in UT) for 25 cycles, -5% UT (95% dip in UT) for 5 sec	N/A	The main power quality should be of the kind used in a typical commercial or hospital environment. If the user of the equipment or system requires continued operation during power main interruptions, it is recommended that the equipment or system be powered from an uninterruptible power supply or a battery.
Power frequency (50/60Hz) magnetic field IEC 61000-4-8	30 A/m 50 Hz or 60 Hz	30 A/m 50 Hz or 60 Hz	The power frequency magnetic field should be at levels characteristic of a typical location in a typical commercial or hospital environment.

Federal Communication Commission interference statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful

interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC ID: XNAWBS15

Disposal

Actuation of European directive 2012/19/EU, for reduction in use of dangerous substances in the electric and electronic device and for garbage disposal. The symbol applied on the device or its packaging means that at the end of its useful life, the product should not be disposed of with domestic waste. At the end of the device's useful life, the user must deliver it to a collection center for electric and electronic garbage, or return it to the retailer when purchasing a new device. Disposing of the product separately prevents possible negative environmental and health consequences deriving from inadequate disposal. It also allows the recovery of materials it is composed of to save energy and resources and avoid negative effects to the environment and health. In case of abusive disposal of devices by the user, will be applied for administrative endorsements in compliance with current standards. The device and its parts must be disposed of as appropriate, in accordance with national or regional regulations.



Points de collecte sur www.quefaire.com/dechetterie.fr

Warranty

Withings™ Two (2) Years Limited Warranty - Withings BodyScan 2

Withings, 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, («Withings») warrants the Withings-branded hardware product («Withings Product») against defects in materials and workmanship when used normally in accordance with Withings' published guidelines for a period of TWO (2) YEARS from the date of original retail purchase by the end-user purchaser («Warranty Period»). Withings' published guidelines include but are not limited to information contained in technical specifications, safety instructions or the quick start guide. Withings does not warrant that the operation of the Withings Product will be uninterrupted or error-free. Withings is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the Withings Product's use.

AU: Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Need help?

→ withings.com/support

Security

Withings recommends that you add a passcode (personal identification number [PIN]), Face ID or Touch ID (fingerprint) to your phone to add a layer of security. It is important to secure your phone since you will be storing personal health information. Users will also receive additional update notifications on the device via the Withings application, and updates are delivered wirelessly, encouraging rapid adoption of the latest security fixes. Do not install the device on a smartphone that you do not own. Do not use a public Wi-Fi network you don't know. Use a trusted Wi-Fi network with your device. No indication of anti-virus software is needed. Only use official app stores to download the Withings application. In case of doubt, use the link go.withings.com.

Equipment Symbol Description

Symbol for Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Do not dispose of this product as unsorted municipal waste, take it to electronic recycling.	The CE labeling certifies that the product conforms with the essential requirements and other relevant requirements of the applicable EU Directives and Regulations	IP22 Ingress of water or particulate matter	Model	CADA and Ecoponto logos
Consult instructions for use	Device manufacturer	Ingress of water or Type BF-Applied Part (electrodes of the glass plate and of the handle)	Unique device identifier	Espalmar and Azul logos
Direct Current	Temperature range	Do not use if package is damaged and consult instructions for use	Serial number	Packaging recyclable
	Temperature range	Do not use if package is damaged and consult instructions for use	Packaging recyclable	Packaging recyclable
	Upper and lower limits of pressure		Reference	Packaging recyclable
			Packaging recyclable	Consult instructions for use

Ce guide explique comment utiliser votre Withings BodyScan 2. Il s'adresse aux utilisateurs situés aux États-Unis, en Europe, au Royaume-Uni, en Suisse, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Turquie et à Hong Kong.

Remarque importante

Avant d'utiliser Withings BodyScan 2, veuillez lire attentivement les informations contenues dans ce guide.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la fonctionnalité ECG avec votre Withings BodyScan 2, veuillez vous reporter à la section « À propos de votre appareil ».

Conservez cette documentation pour référence ultérieure.

Les instructions d'installation sont disponibles dans le guide de démarrage rapide fourni avec ce guide.

Veuillez contacter Withings si vous avez besoin d'aide pour configurer, utiliser ou entretenir l'appareil, ou pour signaler des dysfonctionnements ou des événements inattendus, ou rendez-vous sur withings.com/support.

Withings BodyScan 2 est un produit de bien-être. Il ne s'agit pas d'un appareil médical et il n'est pas destiné à être utilisé pour le diagnostic, la guérison, l'atténuation, le traitement ou la prévention de maladies ou d'infections. Consultez toujours votre médecin pour toute question ou conseil d'ordre médical. Les données fournies par cet appareil sont uniquement à titre informatif et ne visent pas à remplacer un diagnostic, un conseil ou un traitement médical professionnel. Withings BodyScan 2 est destinée aux utilisateurs non professionnels. La mesure du poids est adaptée à tous les âges ; toutes les autres mesures sont réservées aux adultes âgés de 18 ans et plus.

Avertissement : Les informations contenues dans ce guide peuvent être modifiées sans préavis.



WITHINGS,
2 rue Maurice Hartmann,
92130 Issy-les-Moulineaux,
FRANCE



À propos de l'appareil

Withings BodyScan 2 est une balance connectée intelligente qui offre les fonctionnalités suivantes sans but médical :

- Mesure du poids
- Calcul de l'indice de masse corporelle (IMC)
- Mesure de la composition corporelle globale et par segments
- Mesure de la conductance électrodermale de la peau
- Mesure du rythme cardiaque debout
- Estimer l'âge vasculaire
- Estimer l'efficacité cardiaque et la réactivité cardiaque
- Mesure du taux d'oxygène dans le sang

Withings BodyScan 2 comprend des électrodes destinées à acquérir un signal ECG utilisé par un logiciel ECG Withings. Ce logiciel ECG est commercialisé sous le nom de Withings ECG Monitor 2 en Europe, au Royaume-Uni, en Suisse, en Turquie, en Australie, en Nouvelle-Zélande et à Hong Kong, et sous le nom de Withings ECG App aux États-Unis.

Veuillez vous reporter au mode d'emploi de Withings ECG Monitor 2 ou de Withings ECG App, disponible sur withings.com/guides et dans les « paramètres » de l'application Withings.

Withings BodyScan 2 est un produit de bien-être général, spécialement conçu pour soutenir et promouvoir un état de santé général et encourager des activités favorables à un mode de vie sain. Les fonctionnalités et les résultats fournis par l'appareil ne sont pas liés à une maladie, une blessure ou un état de santé spécifique, et ne sont pas destinés à traiter ceux-ci. Withings BodyScan 2 ne prétend pas et n'est pas destiné à diagnostiquer, prévenir, surveiller, prédire, pronostiquer, traiter ou soulager une maladie, une blessure ou un handicap.



Avertissements et consignes de sécurité

- Cet appareil utilise un courant électrique de faible intensité. Par mesure de précaution, les personnes portant des dispositifs médicaux implantés tels que des stimulateurs cardiaques ou des défibrillateurs automatiques implantables (DAI) doivent consulter leur médecin avant de l'utiliser. La compatibilité dépend des spécifications du dispositif implanté.
- Cet appareil est destiné uniquement au suivi du bien-être et ne doit pas être utilisé à des fins médicales. Consultez toujours votre médecin pour toute question relative à votre santé.
- Si vous êtes enceinte, la précision de l'analyse de la composition corporelle, du score de réponse cutanée, de l'âge vasculaire et de l'ECG (fonctionnalité disponible via le moniteur ECG Withings 2) peut être affectée. Consultez votre médecin pendant votre grossesse.
- L'utilisation de médicaments contenant des agents anticholinergiques peut avoir un impact sur les résultats du score de réponse cutanée. Demandez à votre médecin si les médicaments que vous prenez ont des propriétés anticholinergiques.
- La consommation d'alcool dans les 24 heures précédant la prise de mesure peut affecter les résultats du score de réponse cutanée.
- Une mauvaise utilisation de l'appareil peut entraîner des blessures.
- Les résultats de la mesure peuvent être affectés en cas d'amputation des membres inférieurs au-delà des orteils.
- Ne montez pas sur la balance avec les pieds ou les mains mouillés.
- L'appareil n'est pas destiné à surveiller en continu les signes vitaux dans des conditions critiques ou lorsque la nature des variations est telle qu'elle pourrait entraîner un danger immédiat pour l'utilisateur.
- L'appareil ne dispose pas d'alarme.
- Tenez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Les petites pièces peuvent être inhalées ou avalées.
- L'exposition prolongée de l'appareil à la poussière, aux peluches ou à la lumière (y compris la lumière du soleil) peut réduire sa durée de vie ou l'endommager.
- Inspectez les électrodes pour détecter toute déformation, tout dommage superficiel ou toute corrosion et vérifiez qu'elles ne présentent aucun autre type de dommage.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. L'utilisation d'un appareil endommagé pourrait causer des blessures ou une défaillance de l'équipement.

- Ne plongez pas la balance ou l'un de ses composants dans l'eau.
- N'essayez pas de réparer ou de modifier cet équipement vous-même. Aucun entretien ou réparation ne doit être effectué sur l'appareil, à l'exception du nettoyage et des instructions de chargement.
- N'utilisez pas d'accessoires, de pièces détachables ou de matériaux non décrits dans le guide du produit. L'utilisation de pièces et de composants autres que ceux spécifiés ou fournis par le fabricant de cet équipement peut entraîner une augmentation des émissions électromagnétiques ou une diminution de l'immunité électromagnétique de cet équipement et entraîner un fonctionnement incorrect.
- Les équipements de communication RF portables (y compris les périphériques tels que les câbles d'antenne et les antennes externes) doivent être utilisés à une distance minimale de 30 cm (12 pouces) de toute partie de l'appareil, y compris les câbles spécifiés par le fabricant. Dans le cas contraire, les performances de cet équipement pourraient être dégradées.
- L'utilisation de cet équipement à proximité ou empilé avec d'autres équipements doit être évitée, car cela pourrait entraîner un fonctionnement incorrect. Si une telle utilisation est nécessaire, cet équipement et les autres équipements doivent être surveillés afin de vérifier qu'ils fonctionnent normalement.
- Ne connectez pas cet équipement à d'autres équipements non décrits dans le guide du produit.
- Respectez les conditions d'utilisation et de stockage décrites dans la section « Spécifications techniques » de ce guide. Dans le cas contraire, les résultats des mesures pourraient être affectés.
- Pour recharger la batterie, utilisez un cordon d'alimentation conforme aux normes de sécurité du pays dans lequel il est utilisé et adapté à la tension de la prise de courant.
- N'ouvrez pas et ne démontez pas l'appareil pour remplacer la batterie.
- Le cordon d'alimentation du chargeur et le câble de la poignée peuvent provoquer un effet d'étranglement en raison de leur longueur excessive. Tenez-les hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de lésions graves aux pieds (telles que des ulcères), consultez votre médecin avant utilisation, car les performances de la mesure pourraient être affectées. Évitez d'utiliser l'appareil sur des pieds présentant une mauvaise intégrité cutanée, telle que des coupures, des plaies ou une peau abîmée.

Comment utiliser Withings BodyScan 2 et prendre sa première mesure

FR

- Pour configurer votre appareil, vous avez besoin d'un smartphone iOS ou Android. La compatibilité et la configuration minimale requise pour le système d'exploitation peuvent varier au fil du temps.
- Suivez les informations fournies dans le guide de démarrage rapide et dans l'application Withings pour configurer votre appareil.
- Pour allumer votre appareil pour la première fois, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes. Si votre produit ne démarre pas, rechargez-le pendant au moins trois heures et réessayez.
- Une fois votre produit installé et configuré, il apparaîtra dans la liste de vos appareils dans les paramètres.
- Vous devrez peut-être suivre certains tutoriels dans l'application Withings afin d'activer certaines mesures. Withings ECG Monitor 2 et l'application Withings ECG vous demandent de suivre un tutoriel pour activer la mesure.
- Pour effectuer la première mesure, saisissez la poignée et montez sur la balance pieds nus. Votre nom apparaîtra sur l'écran de la balance pendant la mesure : cela signifie que votre balance vous a correctement identifié et que la séquence de mesures va suivre. Une fois descendu de la balance, celle-ci s'éteint automatiquement.
- Si ce n'est pas le cas, la mesure apparaîtra très probablement dans « Mesures inconnues » dans l'application. Veuillez l'attribuer à votre utilisateur

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des instructions de dépannage suivantes, veuillez contacter Withings ou consulter le site <https://support.withings.com/hc/>.

Problèmes	Solutions
La balance ne s'allume pas lorsque je monte dessus.	- Assurez-vous que votre Withings BodyScan 2 dispose d'une autonomie suffisante. - Rechargez votre balance si nécessaire, comme indiqué dans ce guide d'utilisation.
Je rencontre des problèmes de synchronisation avec ma balance.	- Assurez-vous que votre Withings BodyScan 2 apparaît dans la section Appareils de l'application Withings. Si ce n'est pas le cas, veuillez l'installer. - Vérifiez que votre Withings BodyScan 2 dispose d'une autonomie suffisante. - Rechargez votre balance si nécessaire à l'aide du câble d'alimentation USB-C fourni. Une fois branchée, votre Withings BodyScan 2 affichera le pourcentage de batterie restant. - Si votre Withings BodyScan 2 est configuré avec le Wi-Fi, assurez-vous que votre routeur est branché, que votre Wi-Fi fonctionne et que la balance se trouve à portée de votre routeur. - Si nécessaire, redémarrez votre balance. Appuyez sur le bouton de votre balance et maintenez-le enfoncé pendant 20 secondes. - Si nécessaire, redémarrez votre téléphone portable.
Je souhaite modifier les unités de mesure de ma balance (lb, kg, st lb).	- Appuyez sur le bouton situé à l'arrière de votre balance. - Appuyez à nouveau sur le bouton pour que la flèche pointe vers l'unité souhaitée. - Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que la barre de progression atteigne le bord droit de l'écran.

Spécifications techniques

Nom du produit : Withings BodyScan 2

Modèle : WBS15

Capteurs ECG : 2 électrodes en acier inoxydable (poignée)

et 1 électrode ITO (plaque de verre)

Fonctionne sur batterie : 1 an d'utilisation normale avec une seule charge

Source d'alimentation : alimentation interne par une batterie lithium-ion 3,7 Vcc (utiliser le câble de recharge USB-C fourni) et un adaptateur secteur 5 Vcc d'une puissance minimale de 3 W et maximale de 5 W.

Écran : écran LCD couleur de 3,42 pouces

Poids de Withings BodyScan 2 : 4.8kg

Dimensions de Withings BodyScan 2 : 342*356*5cm

Durée de fonctionnement : 60 secondes

Pièces en contact avec la peau : plaque en verre de la balance et poignée avec ses électrodes

Unités de poids : kilogrammes (kg), livres (lb), stones (st lb)

Plage de poids : 5kg - 200kg | 11lb - 440lb | 1st - 31st

Conditions de transport et  -10°C (14°F) — 50°C (122°F)

de stockage :  10% — 90%

 86kPa — 106kPa

Altitude maximum : 2000m

Conditions de fonctionnement :  5°C (41°F) — 35°C (95°F)

 20% — 80%

 86kPa — 106kPa

Altitude maximum : 2000m

Communication sans fil : BLE et Wi-Fi (communication cryptée)

Indice de Protection IP : IP22

Mode de fonctionnement : Fonctionnement en continu

Longévité du produit : 3 ans

Informations réseau sans fil

Spécifications réseau sans fil

Mode	Bande de fréquence (MHz)	Puissance de sortie maximale (dBm)
BT LE	2402-2480	5 dBm, 2.4G
WLAN	2412-2472	16 dBm

La communication sans fil de l'appareil est prise en charge par les technologies BLE et Wi-Fi. Cette communication est établie entre l'appareil et l'application Withings. La communication entre l'appareil et l'application Withings est cryptée grâce à l'échange d'une clé appairée.

La latence de communication entre l'appareil et l'application Withings est inférieure à 10 secondes lorsque l'appareil et le smartphone sont distants de moins de 5 mètres.

La communication entre l'appareil et l'application Withings n'est pas modifiée par des sources d'interférence situées à moins de 5 mètres.

Entretien

Nettoyage du Withings BodyScan 2

- Il est recommandé de nettoyer la plaque en verre et les électrodes de la poignée de la balance avant chaque mesure.
- Utilisez uniquement un chiffon humidifié à l'eau tiède pour nettoyer votre balance. L'utilisation de détergents ou de produits nettoyants peut endommager de manière irréversible le revêtement conducteur situé sur la plaque en verre.
- N'utilisez pas l'appareil pendant les opérations de nettoyage et d'entretien.
- Pour recharger la batterie, suivez les instructions fournies dans ce guide.

Stockage

- Entre deux utilisations, rangez l'appareil dans un endroit propre et sûr.
- Si les conditions de stockage diffèrent des conditions de fonctionnement indiquées dans les spécifications techniques, attendez 30 minutes avant de prendre une mesure.

Europe - Déclaration de Conformité UE

Withings déclare par la présente que l'appareil Withings BodyScan 2 est conforme aux exigences essentielles et autres exigences pertinentes des directives et règlements européens applicables. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante : withings.com/compliance.



Sécurité et performances

Déclaration RF

Les équipements électriques nécessitent des précautions particulières en matière de CEM et doivent être installés et mis en service conformément aux informations CEM fournies dans les documents d'accompagnement. Les équipements de communication RF portables et mobiles peuvent affecter les équipements électriques.

Conseils et déclaration du fabricant - émissions électromagnétiques

L'appareil est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de l'appareil doit s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

Test d'émissions	Conformité	Environnement électromagnétique - conseils
CE émissions CISPR11	Groupe 1	L'appareil utilise l'énergie RF uniquement pour son fonctionnement interne. Par conséquent, ses émissions RF sont très faibles et ne sont pas susceptibles de causer des interférences avec les équipements électroniques situés à proximité.
RE émissions CISPR11	Classe B	
Émissions harmoniques CEI 61000-3-2	Sans objet	L'appareil est adapté à une utilisation dans tous les établissements, y compris les établissements domestiques et ceux directement connectés au réseau public d'alimentation électrique basse tension qui alimente les bâtiments à usage domestique.
Fluctuations de tension/ émissions de scintillement CEI 61000-3-3	Sans objet	

Déclaration : émissions et immunité électromagnétiques pour les équipements et systèmes non vitaux, dont l'utilisation doit se faire uniquement dans un endroit protégé.

Déclaration : Immunité électromagnétique

Withings BodyScan 2 est destinée à être utilisée dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client ou l'utilisateur de Withings BodyScan 2 doit s'assurer qu'elle est utilisée dans un tel environnement.

Sécurité et performances

Test d'immunité	Niveau de test CEI 60601	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique - directives
RF transmise CEI 61000-4-6	3 Vrms 150kHz à 80MHz	N/A	N/A
RF rayonnée CEI 61000-4-3	3 V/m 80 MHz à 2.5 GHz	N/A	Les équipements de communication RF portables et mobiles ne doivent pas être plus proches de tout équipement ou système, y compris des câbles, que la distance recommandée calculée à l'aide de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur. Des interférences peuvent se produire à proximité des équipements marqués du symbole suivant :  .
Décharge électrostatique (DES) CEI 61000-4-2	Contact: ±8 kV Air: ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV	Contact: ±8 kV Air: ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV	Les sols doivent être en bois, en béton ou en carreaux de céramique. Si les sols sont recouverts d'un matériau synthétique, l'humidité relative doit être d'au moins 30 %.
Transitoires électriques rapides / éclatement CEI 61000-4-8	2 kV pour les lignes d'alimentation électrique 1 kV pour les lignes d'entrée/sortie	N/A	La qualité de l'alimentation principale doit être du type de celle utilisée dans un environnement commercial ou hospitalier classique.
Surtension CEI 61000-4-5	1 kV mode différentiel 2 kV mode commun	Ligne(s) à lignes(s): +/- 1kV	La qualité de l'alimentation principale doit être du type de celle utilisée dans un environnement commercial ou hospitalier classique.
Chute de tension, courtes interruptions et variations de tension sur les lignes d'entrée de l'alimentation électrique CEI 61000-4-11	-5 % UT (95 % chute UT) pour 0,5 cycle, -40 % UT (60 % chute UT) pour 5 cycles, -70 % UT (30 % chute UT) pour 25 cycles, -5 % UT (95 % chute UT) pendant 5 sec	N/A	La qualité de l'alimentation principale doit être du type de celle utilisée dans un environnement commercial ou hospitalier classique. Si l'utilisateur de l'équipement ou du système a besoin d'utiliser l'appareil en continu pendant les interruptions du réseau électrique, il est recommandé d'alimenter l'équipement ou le système à partir d'une alimentation en énergie sans coupure ou d'une batterie.
Champ magnétique à la fréquence du réseau électrique (50/60Hz) CEI 61000-4-8	30 A/m 50 Hz ou 60 Hz	30 A/m 50 Hz ou 60 Hz	Le champ magnétique à la fréquence du réseau doit être à des niveaux caractéristiques d'un emplacement typique dans un environnement commercial ou hospitalier typique.

Déclaration de conformité de la Federal Communication Commission (FCC)

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.

Avertissement de la FCC : Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement), l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

ID FCC : XNAWBS15

Mise au rebut

Application de la directive européenne 2012/19/UE relative à la réduction de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets. Le symbole apposé sur l'appareil ou son emballage signifie qu'à la fin de sa durée de vie, le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. À la fin de la durée de vie utile de l'appareil, l'utilisateur doit le remettre à un centre de collecte des déchets électriques et électroniques ou le retourner au détaillant lors de l'achat d'un nouvel appareil. Le fait de jeter le produit séparément permet d'éviter les conséquences négatives pour l'environnement et la santé qui pourraient résulter d'une élimination inadéquate. Cela permet également de récupérer les matériaux qui le composent afin d'économiser de l'énergie et des ressources et d'éviter les effets négatifs sur l'environnement et la santé. En cas d'élimination abusive des appareils par l'utilisateur, des sanctions administratives seront appliquées conformément aux normes en vigueur. L'appareil et ses pièces doivent être éliminés de manière appropriée, conformément aux réglementations nationales ou régionales.



Sécurité

Withings vous recommande d'ajouter un code d'accès (numéro d'identification personnel [PIN]), Face ID ou Touch ID (empreinte digitale) à votre téléphone afin de renforcer la sécurité. Il est important de sécuriser votre téléphone, car vous y stockerez des informations personnelles relatives à votre santé. Les utilisateurs recevront également des notifications de mise à jour supplémentaires sur l'appareil via l'application Withings. Les mises à jour sont fournies sans fil, ce qui encourage l'adoption rapide des derniers correctifs de sécurité. N'installez pas l'appareil sur un smartphone qui ne vous appartient pas. N'utilisez pas de réseau Wi-Fi public que vous ne connaissez pas. Utilisez un réseau Wi-Fi fiable avec votre appareil. Aucun logiciel antivirus n'est nécessaire. Utilisez uniquement les boutiques d'applications officielles pour télécharger l'application Withings. En cas de doute, utilisez le lien go.withings.com.

Description des symboles de l'équipement

Symbol for Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Do not dispose of this product as unsorted municipal waste, take it to electronic recycling.

Consult instructions for use

Direct Current

The CE labeling certifies that the product conforms with the essential requirements and other relevant requirements of the applicable EU Directives and Regulations

Device manufacturer

Temperature range

Temperature range

Upper and lower limits of pressure

IP22 IP22 Ingress of water or particulate matter

Ingress of water or Type BF-Applied Part (electrodes of the glass plate and of the handle)

Do not use if package is damaged and consult instructions for use

Do not use if package is damaged and consult instructions for use

Model

Unique device identifier

Serial number

Packaging recyclable

Reference

Packaging recyclable

CAIXA CARTÃO
Espalmar
AZUL

Packaging recyclable

RECICLA
Envaso carton Envaso plástico
Packaging recyclable

Consult instructions for use

Garantie

Withings™ Garantie limitée de deux (2) ans - Withings BodyScan 2
Withings, 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, (« Withings ») garantit le produit matériel de marque Withings (« Produit Withings ») contre tout défaut de matériaux et de fabrication lorsqu'il est utilisé normalement, conformément aux directives publiées par Withings, pendant une période de DEUX (2) ANS à compter de la date d'achat initial par l'utilisateur final (« Période de garantie »). Les directives publiées par Withings comprennent, sans s'y limiter, les informations contenues dans les spécifications techniques, les consignes de sécurité ou le guide de démarrage rapide. Withings ne garantit pas que le fonctionnement du Produit Withings sera ininterrompu ou exempt d'erreurs. Withings n'est pas responsable des dommages résultant du non-respect des instructions relatives à l'utilisation du produit Withings.

Besoin d'aide?
→ withings.com/support

In dieser Anleitung wird die Verwendung Ihres Withings BodyScan 2 erläutert. Sie gilt für Benutzer in den Vereinigten Staaten, Europa, Großbritannien, der Schweiz, Australien, Neuseeland, der Türkei und Hongkong.

Wichtiger Hinweis

Bevor Sie den Withings BodyScan 2 verwenden, lesen Sie bitte die Informationen in dieser Anleitung durch.

Weitere Informationen zur Verwendung der EKG-Funktion Ihres Withings BodyScan 2 finden Sie im Abschnitt „Über Ihr Gerät“. Bewahren Sie diese Dokumentation zum späteren Nachschlagen auf. Die Installationsanweisungen finden Sie in der Schnellstartanleitung, die diesem Handbuch beiliegt. Wenden Sie sich bitte an Withings, wenn Sie Hilfe bei der Einrichtung, Verwendung oder Wartung des Geräts benötigen oder unerwartete Vorgänge oder Ereignisse melden möchten, oder besuchen Sie withings.com/support. Der Withings BodyScan 2 ist ein Wellness-Produkt. Es handelt sich nicht um ein medizinisches Gerät und es ist nicht für die Diagnose, Heilung, Linderung, Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten oder Beschwerden vorgesehen. Konsultieren Sie bei medizinischen Fragen oder für medizinische Beratung immer Ihren Arzt. Die von diesem Gerät bereitgestellten Daten dienen nur zu Informationszwecken und ersetzen keine professionelle medizinische Diagnose, Beratung oder Behandlung. Die Withings BodyScan 2 ist für Laienanwender konzipiert. Die Gewichtsmessung ist für alle Altersgruppen geeignet; alle anderen Messungen sind für Erwachsene ab 18 Jahren bestimmt.

Haftungsausschluss

Die Informationen in dieser Anleitung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



WITHINGS,
2 rue Maurice Hartmann,
92130 Issy-les-Moulineaux,
FRANCE



Über das Gerät

Withings BodyScan 2 ist eine vernetzte intelligente Waage, die ohne medizinischen Zweck die folgenden Funktionen bietet:

- Gewicht messen
- Berechnung des Body-Mass-Index (BMI)
- Messung der Ganzkörper- und segmentalen Körperzusammensetzung
- Messung der elektrodermalen Hautleitfähigkeit
- Messung der Pulsfrequenz im Stehen
- Schätzen Sie das Gefäßalter
- Schätzung der Herz-Kreislauf-Effizienz und Herz-Kreislauf-Reaktionsfähigkeit
- Messung des Blutsauerstoffgehalts

Withings BodyScan 2 enthält Elektroden zur Erfassung eines EKG-Signals, das von einer Withings-EKG-Software verwendet wird. Diese EKG-Software wird in Europa, Großbritannien, der Schweiz, der Türkei, Australien, Neuseeland und Hongkong als Withings ECG Monitor 2 und in den Vereinigten Staaten als Withings ECG App vermarktet.

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung für **Withings ECG Monitor 2** oder **Withings ECG App**, die unter withings.com/guides und in den „Einstellungen“ der Withings App verfügbar ist.

Withings BodyScan 2 ist ein allgemeines Wellness-Produkt, das speziell zur Unterstützung und Förderung des allgemeinen Gesundheitszustands und zu einem gesunden Lebensstil entwickelt wurde. Die Funktionen und Ergebnisse des Geräts beziehen sich nicht auf bestimmte Krankheiten, Verletzungen oder Gesundheitszustände und sind auch nicht dafür vorgesehen. Withings BodyScan 2 erhebt keinen Anspruch auf Diagnose, Prävention, Überwachung, Vorhersage, Prognose, Behandlung oder Linderung von Krankheiten, Verletzungen oder Behinderungen und ist auch nicht dafür vorgesehen.

Warnhinweise und Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät verwendet einen schwachen elektrischen Strom. Als Vorsichtsmaßnahme sollten Personen mit **implantierten medizinischen Geräten** wie **Herzschrittmachern** oder **implantierbaren Kardioverter-Defibrillatoren (ICDs)** vor der Verwendung ihren Arzt konsultieren. Die Kompatibilität hängt von den Spezifikationen des implantierten Geräts ab.
- Dieses Gerät dient ausschließlich der Gesundheitsüberwachung und sollte nicht für medizinische Zwecke verwendet werden. Konsultieren Sie bei gesundheitlichen Bedenken immer Ihren Arzt.
- Wenn Sie schwanger sind, kann die Genauigkeit der Körperzusammensetzungsanalyse, des Hautreaktionswerts, des Gefäßalters und des EKG (Funktion verfügbar über Withings ECG Monitor 2) beeinträchtigt sein. Konsultieren Sie während der Schwangerschaft Ihren Arzt.
- Die Einnahme von Medikamenten mit Anticholinergika kann die Ergebnisse des Hautreaktionswerts beeinflussen. Fragen Sie Ihren Arzt nach den von Ihnen eingenommenen Medikamenten, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob diese anticholinerge Eigenschaften haben.
- Alkoholkonsum 24 Stunden vor der Messung kann die Ergebnisse des Hautreaktionswerts beeinflussen.
- Die unsachgemäße Verwendung des Geräts kann zu Verletzungen führen.
- Die Messergebnisse können bei einer Amputation der unteren Extremitäten, die über die Zehen hinausgeht, beeinträchtigt sein.
- Steigen Sie nicht mit nassen Füßen oder Händen auf die Waage.
- Das Gerät ist nicht für die kontinuierliche Überwachung von Vitalparametern in kritischen Situationen oder in Fällen vorgesehen, in denen die Art der Schwankungen eine unmittelbare Gefahr für den Benutzer darstellen könnte.
- Das Gerät verfügt über keine Alarmpunktion.
- Von Kindern und Haustieren fernhalten. Kleine Teile können eingeatmet oder verschluckt werden.
- Wenn das Gerät längere Zeit Flusen, Staub oder Licht (einschließlich Sonnenlicht) ausgesetzt ist, kann dies seine Lebensdauer verkürzen oder es beschädigen.
- Überprüfen Sie die Elektroden auf Verformungen, Oberflächenbeschädigungen oder Korrosion und kontrollieren Sie sie auf sonstige Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Die Verwendung eines beschädigten Geräts kann zu Verletzungen oder Geräteausfällen führen.

- Tauchen Sie die Waage oder ihre Komponenten nicht in Wasser.
- Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren oder zu modifizieren. Außer der Reinigung und dem Aufladen sollten keine Wartungs- oder Reparaturarbeiten am Gerät durchgeführt werden.
- Verwenden Sie keine Zubehörteile, abnehmbaren Teile oder Materialien, die nicht in der Produkthanleitung beschrieben sind. Die Verwendung von anderen als den vom Hersteller dieses Geräts angegebenen oder bereitgestellten Teilen und Komponenten kann zu erhöhten elektromagnetischen Emissionen oder einer verminderten elektromagnetischen Störfestigkeit dieses Geräts führen und einen fehlerhaften Betrieb zur Folge haben.
- Tragbare HF-Kommunikationsgeräte (einschließlich Peripheriegeräte wie Antennenkabel und externe Antennen) sollten nicht näher als 30 cm (12 Zoll) an einem Teil des Geräts verwendet werden, einschließlich der vom Hersteller angegebenen Kabel. Andernfalls kann es zu einer Verschlechterung der Leistung dieses Geräts kommen.
- Die Verwendung dieses Geräts in unmittelbarer Nähe zu oder gestapelt mit anderen Geräten sollte vermieden werden, da dies zu Fehlfunktionen führen kann. Wenn eine solche Verwendung erforderlich ist, sollten dieses Gerät und die anderen Geräte beobachtet werden, um sicherzustellen, dass sie normal funktionieren.
- Verbinden Sie dieses Gerät nicht mit anderen Geräten, die nicht in der Produkthanleitung beschrieben sind.
- Befolgen Sie die Betriebs- und Lagerbedingungen, die im Abschnitt „Technische Daten“ dieses Handbuchs beschrieben sind. Andernfalls können die Messergebnisse beeinträchtigt werden.
- Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus ein Netzkabel, das den Sicherheitsstandards des Landes entspricht, in dem es verwendet wird, und das zur Spannung der Steckdose passt.
- Öffnen oder zerlegen Sie das Gerät nicht, um den Akku auszutauschen.
- Das Netzkabel des Ladegeräts und das Kabel des Griffs können aufgrund ihrer übermäßigen Länge einen Strangulationseffekt verursachen. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Bei schweren Verletzungen an den Füßen (z. B. Geschwüren) konsultieren Sie vor der Verwendung Ihren Arzt, da die Messleistung beeinträchtigt sein kann. Verwenden Sie das Gerät nicht an Füßen mit schlechter Hautintegrität, wie z. B. Schnitten, Wunden oder beschädigter Haut.

So verwenden Sie die Withings BodyScan 2 und nehmen eine erste Messung vor

- Um Ihr Gerät einzurichten, benötigen Sie ein iOS- oder Android-Smartphone. Die Kompatibilität und die Mindestanforderungen an das Betriebssystem können sich im Laufe der Zeit ändern.
- Befolgen Sie die Anweisungen in der Schnellstartanleitung und in der Withings-Anwendung, um Ihr Gerät einzurichten.
- Um Ihr Gerät zum ersten Mal zu aktivieren, drücken Sie bitte 3 Sekunden lang die Ein-/Aus-Taste. Wenn Ihr Produkt nicht startet, laden Sie es mindestens drei Stunden lang auf und versuchen Sie es erneut.
- Sobald Ihr Produkt installiert und konfiguriert ist, wird es in Ihrer Geräteliste in den Einstellungen angezeigt.
- Möglicherweise müssen Sie einige Tutorials in der Withings-Anwendung durchlaufen, um bestimmte Messungen zu aktivieren. Für den Withings ECG Monitor 2 und die Withings ECG App müssen Sie ein Tutorial zur Aktivierung der Messfunktion durchlaufen.
- Um die erste Messung durchzuführen, fassen Sie den Griff und stellen Sie sich mit bloßen Füßen auf die Waage. Während der Messung wird Ihr Name auf dem Display der Waage angezeigt: Das bedeutet, dass Ihre Waage Sie korrekt identifiziert hat und die Messung nun durchgeführt wird. Sobald Sie die Waage verlassen, schaltet sie sich automatisch aus.
- Ist dies nicht der Fall, wird die Messung höchstwahrscheinlich in der Anwendung unter „Unbekannte Messungen“ angezeigt. Bitte weisen Sie sich Ihrem Benutzer in der Withings-Anwendung zu, damit die Waage den Benutzer beim nächsten Wiegen automatisch erkennen kann.

Fehlerbehebung – Withings BodyScan 2

Wenn Sie das Problem mit den folgenden Anweisungen zur Fehlerbehebung nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an Withings oder besuchen Sie <https://support.withings.com/hc/>.

Probleme

Lösungen

Die Waage schaltet sich nicht ein, wenn ich darauf steige.

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Withings BodyScan 2 über ausreichend Batterieladung verfügt.
- Laden Sie Ihre Waage bei Bedarf wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben auf.

Ich habe Probleme mit der Synchronisierung meiner Waage.

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Withings BodyScan 2 in der Withings-Anwendung unter „Geräte“ angezeigt wird. Ist dies nicht der Fall, installieren Sie ihn bitte.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Withings BodyScan 2 über ausreichend Akkuladung verfügt.
- Laden Sie Ihre Waage bei Bedarf mit dem mitgelieferten USB-C-Netzkabel auf. Wenn Ihr Withings BodyScan 2 angeschlossen ist, zeigt er den Prozentsatz der verbleibenden Akkuladung an.
- Wenn Ihr Withings BodyScan 2 mit WLAN konfiguriert ist, stellen Sie sicher, dass Ihr Router angeschlossen ist, dass Ihr WLAN funktioniert und dass sich die Waage in Reichweite Ihres Routers befindet.
- Starten Sie Ihre Waage gegebenenfalls neu. Halten Sie die Taste Ihrer Waage 20 Sekunden lang gedrückt.
- Starten Sie gegebenenfalls Ihr Mobiltelefon neu.

Ich möchte die Einheiten meiner Waage ändern (lb, kg, st lb)

- Drücken Sie die Taste auf der Rückseite Ihrer Waage.
- Drücken Sie die Taste erneut, damit der Pfeil auf die richtige Einheit zeigt.
- Halten Sie die Taste gedrückt, bis der Fortschrittsbalken den rechten Rand des Bildschirms erreicht.

Technische Daten

Produktname: Withings BodyScan 2

Modell: WBS15

EKG-Sensoren: 2 Edelstahlelektroden (Griff) und 1 ITO-Elektrode (Glasplatte)

Batteriebetrieb: 1 Jahr bei normaler Nutzung mit einer einzigen Ladung

Stromversorgung: Interne Stromversorgung durch eine 3,7-V-Gleichstrom-Lithium-Ionen-Batterie (verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Ladekabel) und ein 5-V-Gleichstromnetzteil mit einer Mindestleistung von 3 W und einer Höchstleistung von 5 W.

Display: Farbiger 3,42-Zoll-LCD-Bildschirm

Gewicht Withings BodyScan 2: 4,8 kg (10,6 lb)

Dimensionen Withings BodyScan 2: 342*356*5cm

Betriebsdauer: 60 Sekunden

Teile, die mit der Haut in Kontakt kommen: Glasplatte der Waage und Griff samt Elektroden

Gewichtseinheiten: Kilogramm (kg), Pfund (lb), Stone (st lb)

Gewichtsbereich: 5kg - 200kg | 11 lb - 440 lb | 1st - 31st

Transport und Aufbewahrung:  -10°C (14°F) – 50°C (122°F)

 10% – 90%

 86kPa – 106kPa

Maximale Höhe: 2000 m

Betriebsbedingungen:  5°C (41°F) – 35°C (95°F)

 20% – 80%

 86kPa – 106kPa

Maximale Höhe: 2000 m

Drahtlose Kommunikation: BLE und Wi-Fi (verschlüsselte Kommunikation)

Schutzart: IP22

Betriebsart: Dauerbetrieb

Erwartete Produktlebensdauer: 3 Jahre

Drahtlose Informationen

21

Drahtlose Spezifikationen

Modus	Frequenzband (MHz)	Maximale Ausgangsleistung (dBm)
BT LE	2402-2480	5 dBm, 2,4G
WLAN	2412-2472	16 dBm

Die drahtlose Kommunikation des Geräts wird durch BLE- und WLAN-Kommunikation unterstützt. Diese Kommunikation wird zwischen dem Gerät und der Withings-Anwendung hergestellt. Die Kommunikation zwischen dem Gerät und der Withings-Anwendung wird durch den Austausch eines gepaarten Schlüssels verschlüsselt.

Die Kommunikationslatenz zwischen dem Gerät und der Withings-Anwendung beträgt weniger als 10 Sekunden, wenn das Gerät und das Smartphone weniger als 5 Meter voneinander entfernt sind.

Die Kommunikation zwischen dem Gerät und der Withings-Anwendung wird durch Störquellen in einem Umkreis von 5 Metern nicht beeinträchtigt.

DE

Reinigung des Withings BodyScan 2

- Es wird empfohlen, die Glasplatte und die Elektroden am Griff der Waage vor jeder Messung zu reinigen.
- Verwenden Sie zum Reinigen Ihrer Waage nur ein mit warmem Wasser angefeuchtetes Tuch. Die Verwendung von Reinigungs- oder Pflegemitteln kann zu irreversiblen Schäden an der leitfähigen Beschichtung auf der Glasplatte führen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht während der Reinigung und Wartung.
- Befolgen Sie zum Aufladen des Akkus die Anweisungen in dieser Anleitung.

Aufbewahrung

- Bewahren Sie das Gerät zwischen den Anwendungen an einem sauberen und sicheren Ort auf.
- Wenn die Lagerbedingungen von den in den technischen Spezifikationen angegebenen Betriebsbedingungen abweichen, warten Sie 30 Minuten, bevor Sie eine Messung vornehmen.

Europa - EU-Konformitätserklärung

Withings erklärt hiermit, dass das Gerät Withings BodyScan 2 den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Anforderungen der geltenden EU-Richtlinien und -Verordnungen entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist zu finden unter: withings.com/compliance.



RF-Erklärung

Elektrische Geräte erfordern besondere Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich der EMV und müssen gemäß den EMV-Informationen in den Begleitdokumenten installiert und in Betrieb genommen werden. Tragbare und mobile HF-Kommunikationsgeräte können elektrische Geräte beeinträchtigen.

Leitfaden und Herstellererklärung – elektromagnetische Emissionen

Das Gerät ist für die Verwendung in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung vorgesehen. Der Kunde oder Benutzer des Geräts sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird.

Emissionsprüfung	Konformität	Elektromagnetische Umgebung – Hinweise
CE-Emissionen CISPR11	Gruppe 1	Das Gerät verwendet HF-Energie nur für seine interne Funktion. Daher sind seine HF-Emissionen sehr gering und verursachen wahrscheinlich keine Störungen in nahe gelegenen elektronischen Geräten.
RE-Emissionen CISPR11	Klasse B	
Oberschwingungsemissionen IEC 61000-3-2	Nicht zutreffend	Das Gerät ist für den Einsatz in allen Einrichtungen geeignet, einschließlich Haushalten und Einrichtungen, die direkt an das öffentliche Niederspannungsnetz angeschlossen sind, das Gebäude für Wohnzwecke versorgt.
Spannungsschwankungen/ Flickeremissionen IEC 61000-3-3	Nicht zutreffend	

Erklärung: Elektromagnetische Emissionen und Störfestigkeit für Geräte und Systeme, die nicht lebenserhaltend sind und nur für den Einsatz an einem abgeschirmten Ort vorgesehen sind.

Erklärung: Elektromagnetische Störfestigkeit

Das Gerät ist für den Einsatz in der unten angegebenen elektromagnetischen Umgebung vorgesehen.
Der Kunde oder Benutzer des Geräts sollte sicherstellen, dass es in einer solchen Umgebung verwendet wird.

Störfestigkeitsprüfung	IEC 60601 Prüfniveau	Konformitätsstufe	Elektromagnetische Umgebung – Leitlinien
Leitungsgebundene HF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz bis 80 MHz	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Ausgestrahlte HF-Energie IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz bis 2,5 GHz	Nicht zutreffend	Tragbare und mobile HF-Kommunikationsgeräte sollten nicht näher als der empfohlene Abstand, der anhand der für die Frequenz des Senders geltenden Gleichung berechnet wird, an einem Teil des Geräts oder Systems, einschließlich Kabeln, verwendet werden. In der Nähe von Geräten, die mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet sind, können Störungen auftreten:  .
Elektrostatische Entladung (ESD) IEC 61000-4-2	Kontakt: ±8 kV Luft: ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV	Kontakt: ±8 kV Luft: ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV	Die Fußböden sollten aus Holz, Beton oder Keramikfliesen bestehen. Wenn die Fußböden mit synthetischem Material bedeckt sind, sollte die relative Luftfeuchtigkeit mindestens 30 % betragen.
Elektrische schnelle Transienten/ Bursts IEC 61000-4-8	2 kV für Stromversorgungsleitungen 1 kV für Eingangs-/Ausgangsleitungen	Nicht zutreffend	Die Netzqualität sollte der in einer typischen gewerblichen oder Krankenhausumgebung entsprechen.
Überspannung IEC 61000-4-5	1 kV Gegentakt 2 kV Gleichtakt	Leitung(en) zu Leitung(en): +/- 1kV	Die Hauptstromqualität sollte derjenigen entsprechen, die in einer typischen gewerblichen oder Krankenhausumgebung verwendet wird.
Spannungseinbrüche, kurze Unterbrechungen und Span- nungsschwankungen an den Eingangsleitungen der Stromver- sorgung IEC 61000-4-11	-5 % UT (95 % Einbruch in UT) für 0,5 Zyklen, -40 % UT (60 % Einbruch in UT) für 5 Zyklen, -70 % UT (30 % Einbruch in UT) für 25 Zyklen, -5 % UT (95 % Ein- bruch in UT) für 5 Sekunden	Nicht zutreffend	Die Netzqualität sollte der in einer typischen gewerblichen oder klinischen Umgebung entsprechen. Wenn der Benutzer des Geräts oder Systems einen unterbrechungsfreien Betrieb während Stromausfällen benötigt, wird empfohlen, das Gerät oder System über eine unterbrechungsfreie Stromversorgung oder eine Batterie mit Strom zu versorgen.
Magnetfeld mit Netzfrequenz (50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m 50 Hz oder 60 Hz	30 A/m 50 Hz oder 60 Hz	Das Magnetfeld mit Netzfrequenz sollte Werte aufweisen, die für einen typischen Standort in einer typischen gewerblichen oder klinischen Umgebung charakteristisch sind.

Sicherheit und Leistung

Störungserklärung der Federal Communication Commission

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

FCC-Warnhinweis: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Gerät führen.

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen.

Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen in Wohngebieten gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu schädlichen Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einen anderen Standort versetzen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

FCC-ID: XNAWBS15

Entsorgung

Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19/EU zur Reduzierung der Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten und zur Abfallentsorgung. Das auf dem Gerät oder seiner Verpackung angebrachte Symbol bedeutet, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Am Ende der Nutzungsdauer des Geräts muss der Benutzer es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott abgeben oder beim Kauf eines neuen Geräts an den Händler zurückgeben. Die getrennte Entsorgung des Produkts verhindert mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit, die durch eine unsachgemäße Entsorgung entstehen können. Außerdem ermöglicht sie die Rückgewinnung der Materialien, aus denen es besteht, um Energie und Ressourcen zu sparen und negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden. Bei missbräuchlicher Entsorgung der Geräte durch den Benutzer werden gemäß den geltenden Normen administrative Sanktionen verhängt. Das Gerät und seine Teile müssen gemäß den nationalen oder regionalen Vorschriften ordnungsgemäß entsorgt werden.



Garantie

Withings™ Zwei (2) Jahre beschränkte Garantie – Withings Body-Scan 2

Withings, 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, („Withings“) gewährt für das Hardwareprodukt der Marke Withings („Withings-Produkt“) eine Garantie von ZWEI (2) JAHRE ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs durch den Endverbraucher („Garantiezeitraum“). Die von Withings veröffentlichten Richtlinien umfassen unter anderem Informationen, die in den technischen Spezifikationen, Sicherheitshinweisen oder der Kurzanleitung enthalten sind. Withings garantiert nicht, dass der Betrieb des Withings-Produkts unterbrechungs- und fehlerfrei ist.

Withings haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen zur Verwendung des Withings-Produkts entstehen.

? Need help?

➔ withings.com/support

Withings empfiehlt Ihnen, Ihr Telefon mit einem Passwort (persönliche Identifikationsnummer [PIN]), Face ID oder Touch ID (Fingerabdruck) zu sichern, um die Sicherheit zu erhöhen. Da Sie persönliche Gesundheitsdaten speichern, ist es wichtig, Ihr Telefon zu sichern. Benutzer erhalten außerdem zusätzliche Update-Benachrichtigungen auf dem Gerät über die Withings-Anwendung. Die Updates werden drahtlos bereitgestellt, was eine schnelle Übernahme der neuesten Sicherheitskorrekturen fördert. Installieren Sie das Gerät nicht auf einem Smartphone, das Ihnen nicht gehört. Verwenden Sie keine öffentlichen WLAN-Netzwerke, die Sie nicht kennen. Verwenden Sie mit Ihrem Gerät ein vertrauenswürdigen WLAN-Netzwerk. Es sind keine Hinweise auf Antivirensoftware erforderlich. Verwenden Sie zum Herunterladen der Withings-Anwendung nur offizielle App-Stores. Im Zweifelsfall verwenden Sie den Link go.withings.com.

Gerätesymbol Beschreibung

 Symbol for Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Do not dispose of this product as unsorted municipal waste, take it to electronic recycling.

 Consult instructions for use

 Direct Current

 The CE labeling certifies that the product conforms with the essential requirements and other relevant requirements of the applicable EU Directives and Regulations

 Device manufacturer

 Temperature range

 Temperature range

 Upper and lower limits of pressure

IP22 IP22 Ingress of water or particulate matter

 Ingress of water or Type BF-Applied Part (electrodes of the glass plate and of the handle)

 Do not use if package is damaged and consult instructions for use

 Do not use if package is damaged and consult instructions for use

 Model

 Unique device identifier

 Serial number

 Packaging recyclable

 Reference

 Packaging recyclable



Packaging recyclable



Packaging recyclable

 Consult instructions for use



Product guide

WITHINGS

© 2026 Withings. All rights reserved. January 2026
support.withings.com 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux, France