

SCANWATCH



QUICK INSTALLATION GUIDE

SNABBINSTALLATIONSGUIDE

EN | SV

THANK YOU FOR CHOOSING WITHINGS SCANWATCH

TACK FÖR ATT DU VÄLJER WITHINGS SCANWATCH

This guide is available in additional languages at: www.withings.com/guides

For US regions, read the regulatory leaflet before using the product

Denna guide finns tillgänglig på ytterligare språk på: www.withings.com/guides

I regioner i USA ska bipacksedeln läsas innan produkten används



Contents of the transport pouch

Transportpåsens innehåll

3



SCANWATCH



Charging cable
Laddningskabel


Quick start

Snabbstart

4

Visit go.withings.com to get the app and follow the instructions.

SV Besök go.withings.com för att hämta appen och följ instruktionerna.




Product installation

Produktinstallation

5

Install your watch in the application and follow the guide to discover all the functionalities of your product.

SV Installera din klocka i appen och följ guiden för att upptäcka alla funktioner hos produkten.




How to wear ScanWatch

Så här bär du ScanWatch

6

The wristband should be tight but comfortable, and worn 1 cm away from the wrist bone

SV Armbandet ska vara spänt men bekvämt och bäras 1 cm från handledsbenet




How to Charge ScanWatch

Så här laddar du ScanWatch

7

Recharge using the cable found inside the pouch. Battery life: up to 30 days + 20 more days in power reserve mode (time and activity tracking only).

SV Ladda med kabeln som finns i påsen. Batteriets livslängd: upp till 30 dagar samt ytterligare 20 dagar i strömreservläge (endast tids- och aktivitetsspårning).



Overview

Översikt

8

A Wristband

SV Armband

C Activity Dial


SV Aktivitetsratt

B Display

SV Skärm

D Heart rate and SpO2 sensor

SV Hjärtfrekvens och SpO2-sensor



Warranty

Garanti

US Withings Two (2) Years Limited Warranty - Withings ScanWatch

Withings SA, 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux ("Withings") warrants the Withings-branded hardware product ("Withings Product") against defects in materials and workmanship when used normally in accordance with Withings' published guidelines for a period of TWO (2) YEARS from the date of original retail purchase by the end-user purchaser («Warranty Period»). Withings' published guidelines include but are not limited to information contained in technical specifications, safety instructions or quick start guide. Withings does not warrant that the operation of the Withings Product will be uninterrupted or error-free. Withings is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the Withings Product's use.

SV Withings två (2) års kommersiell garanti - Withings ScanWatch

Withings SA, 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux ("Withings") garanterar Withings-märkt hårdvaruprodukt ("Withings-produkt") mot defekter i material och tillverkning när den används normalt i enlighet med Withings publicerade riktlinjer under en period av TVÅ (2) ÅR från datumet för slutanvändarens ursprungliga inköp («Garantiperiod»). Withings publicerade riktlinjer omfattar men är inte begränsat till information som finns i tekniska specifikationer, säkerhetsinstruktioner eller snabbstartsguiden. Withings garanterar inte att driften av Withings-produkten kommer att vara avbrottsfri eller felfri. Withings ansvarar inte för skador som uppstår till följd av underlåtenhet att följa instruktionerna för Withings-produktens användning.

Information to users in Canada

Information till användare i Kanada

- EN** This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by Withings may void the FCC authorization to operate this equipment. Radiofrequency radiation exposure information: the radiated output power of the device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.
- SV** Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna och Industry Canadas licensfria RSS-standarder. Driften omfattas av följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift. Ändringar eller modifieringar av denna utrustning som inte uttryckligen godkänts av Withings kan ogiltigförklara FCC-tillståndet för att använda denna utrustning. Information om strålningsexponering för radiofrekvenser: Enhetens utstrålade uteffekt ligger långt under FCC-gränsvärdena för radiofrekvensexponering. Enheten skall dock användas på ett sådant sätt att risken för mänsklig kontakt under normal drift minimeras.

Materials

Material

- EN** List of materials potentially in contact with the skin during usage: Fluoroelastomer, silicone, leather, sapphire glass and stainless-steel.
- SV** Förteckning över material som kan komma i kontakt med huden under användning: Fluorelastomer, silikon, skinn, safirglas och rostfritt stål.

For cleaning instructions,
please visit withings.com/support/scanwatch

Rengöringsanvisningar finns på withings.com/support/scanwatch



Frequency Range : 2402.0 - 2480.0 MHZ
Frekvensområde : 2402,0-2480,0 MHZ

Maximum output power : -0.8 dBm
Maximal utgångseffekt: -0,8 dBm

EN Withings SA hereby declares that the device Withings ScanWatch is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity can be found at: withings.com/compliance

SV Withings SA försäkrar härmed att enheten Withings ScanWatch uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta krav i EU-direktiv 2014/53/EU. Försäkran om överensstämmelse finns på: withings.com/compliance

«The crossed out wheeled bin symbol on your product, battery and/or accessories means that the item is classified as electrical and electronic equipment. Such items should not be mixed with general household waste, and must be taken to dedicated collection points at the end of their working life for proper treatment, recovery and recycling. This way you help save valuable resources and promote recycling of materials.»

«Den överstruken symbolen för papperskorgen på din produkt, batteri och/eller tillbehör innebär att produkten klassificeras som elektrisk och elektronisk utrustning. Sådana produkter bör inte blandas med vanligt hushållsavfall och måste lämnas till särskilda uppsamlingsställen när de är uttjänta, för korrekt behandling, återvinning och materialåtervinning. På så sätt hjälper du till att spara värdefulla resurser och främjar materialåtervinning.»



Need help?

Behöver du hjälp?

➔ withings.com/support/scanwatch

Notes | Anmärkningar

Notes | Anmärkningar

WITHINGS

ScanWatch | Proactive Health Tracking | ScanWatch | Proaktiv hälsospårning
© 2020 Withings SA. All rights reserved. © 2020 Withings SA. Alla rättigheter förbehållna.