

**Sperrfrist bis Mittwoch, 2. April, 7.00 Uhr (MEZ)**

**Produktneuheit**

**WITHINGS präsentiert BeamO:**

**Das Thermometer der Zukunft ist jetzt verfügbar**



- *Viel mehr als nur ein Fieberthermometer: Der neue 4-in-1 Vitalmonitor von Withings misst wichtige Vitalwerte von Herz und Lunge in weniger als einer Minute.*
- *Mit integriertem EKG, digitalem Stethoskop, Pulsoximeter und vernetztem Thermometer können Daten präzise erfasst und bei Bedarf in Echtzeit während einer Online-Sprechstunde für eine fundierte ärztliche Beurteilung aus der Ferne geteilt werden.*
- *BeamO bringt medizinische Messungen in den Alltag und macht es möglich, die Gesundheit der ganzen Familie immer und überall im Blick zu behalten.*
- *Vielfach patentiert: BeamO wurde gemeinsam mit führenden Kliniken und Forschungseinrichtungen entwickelt.*

**Issy-les-Moulineaux – 2. April 2025-** [Withings](#), Pionier im Bereich Connected Health, bringt mit BeamO ein völlig neuartiges **4-in-1-Gesundheitsstool** auf den Markt.<sup>1</sup> Das „Thermometer der Zukunft“ für die Hausapotheke misst zentrale Vitalwerte wie Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung, Körpertemperatur und Atemgeräusche – Messwerte, die bisher nur im Rahmen persönlicher ärztlicher Untersuchungen erhoben wurden. BeamO erleichtert das Gesundheitsmanagement im Familienalltag und verbessert die ärztliche Fernbetreuung.

Der kompakte Vitalmonitor vereint die Funktionen eines **EKGs, digitalen Stethoskops, Pulsoximeters und kontaktlosen Thermometers in einem handlichen Gerät** – und ermöglicht eine **vollständige Gesundheitsmessung in weniger als einer Minute**. Die Daten können bei Bedarf in Echtzeit während einer Online-Sprechstunde geteilt werden – für eine fundierte ärztliche Einschätzung aus der Ferne.

---

<sup>1</sup> In Europa (ausgenommen Schweiz und Großbritannien) ist BeamO ab dem Datum der Erteilung der CE-Kennzeichnung verfügbar.

BeamO wurde **gemeinsam mit renommierten Kliniken und Forschungsinstitutionen** entwickelt, ist kleiner als ein Smartphone und ideal für den Einsatz im Alltag – zu Hause oder unterwegs. Das Gerät ist Gegenstand von sechs laufenden Patentanmeldungen und markiert einen neuen Standard in der Telemedizin.

Zum Marktstart bietet Withings eine dreimonatige Withings+ Mitgliedschaft kostenlos an. Diese enthält unter anderem einen Cardio Check-Up, bei dem das aufgezeichnete EKG und weitere Gesundheitsdaten durch ein zertifiziertes Kardiolog:innen-Team ausgewertet werden – für eine umfassende Einschätzung der Herzgesundheit. Darüber hinaus bietet Withings+ individuelle Gesundheitsprogramme, kontinuierliche Trendanalysen und Warnungen bei ersten Anzeichen einer möglichen Verschlechterung – für eine proaktive, datenbasierte Gesundheitsbegleitung in jeder Lebenslage.

## Telemedizin auf dem nächsten Level



„BeamO liefert Ärzt:innen genau die Vitaldaten, die in der Online-Sprechstunde bisher oft nicht greifbar waren. Dazu zählen unter anderem Messwerte zu Herzaktivität, Lungenfunktion, Körpertemperatur und Sauerstoffsättigung – also Parameter, die bislang nur im Rahmen einer persönlichen Untersuchung erhoben wurden. Diese zusätzlichen Informationen geben einen ganzheitlicheren Überblick über den Gesundheitszustand der Nutzer:innen und können dazu beitragen, die ärztliche Einschätzung zu präzisieren und zu stärken. BeamO ergänzt so bestehende Telemedizin-Angebote um eine klinisch relevante Datenbasis – und zeigt, wie digitale Gesundheitslösungen die Beziehung zwischen Ärzt:innen und Patient:innen sinnvoll unterstützen können: durch verlässliche, sichere und direkt verfügbare Gesundheitsinformationen“, betont Eric Carreel, Gründer und Präsident von Withings.

**BeamO kann in vielen Alltagssituationen unterstützen – etwa bei einer Online-Sprechstunde in unterversorgten Regionen oder wenn kurzfristig kein Hausarzt verfügbar ist.** Auch bei der Beobachtung des Gesundheitszustands eines erkrankten Kindes, auf Reisen oder zur häuslichen Betreuung älterer Angehöriger oder chronisch erkrankter Personen kann das Gerät sinnvoll eingesetzt werden.

**Ermöglicht wird dieser neue Standard durch HealthLink – eine sichere Funktion in der Withings App.** Sie erlaubt Nutzer:innen, direkt aus ihren Withings Gesundheitsdaten – inklusive der BeamO-Messwerte – automatisch einen kliniktauglichen PDF-Report zu generieren und diesen sicher mit Ärzt:innen zu teilen. Das erweitert den Informationsumfang bei virtuellen Sprechstunden erheblich und kann die ärztliche Einschätzung auf Distanz gezielt unterstützen.

## Ein Schritt hin zu einer umfassenden, interaktiven und sicheren Patientenakte

Durch die automatische Synchronisierung mit der Withings App via WLAN können mit BeamO Gesundheitsdaten und Symptome Tag für Tag erfasst werden – ganz gleich, ob für eine Einzelperson oder die gesamte Familie. So entsteht ein umfassendes Gesundheitsprofil, das sich in Form eines medizinischen Berichts einfach mit Ärzt:innen oder Pflegepersonal teilen lässt.

Individuelle Warnhinweise und Erinnerungen in der Withings App helfen zudem, gesündere Routinen zu etablieren – abgestimmt auf die persönlichen Bedürfnisse und basierend auf der kontinuierlichen Analyse der erhobenen Daten.



**„BeamO vereint eine Vielzahl innovativer Sensoren, die in einem äußerst kompakten Gerät Platz finden – ein echter Durchbruch bei der Miniaturisierung“, betont Xavier Debreuil, Product Research Director.**

„Diese Sensoren senden Lichtwellen aus, um Blutkreislaufmuster und Temperaturverläufe zu interpretieren. Und zum anderen erfassen sie akustische Wellen, um die Aktivität von Herz und Lunge zu untersuchen. Alle Daten werden mithilfe **künstlicher Intelligenz** ausgewertet, um potenzielle Unregelmäßigkeiten frühzeitig zu erkennen.“

BeamO vereint somit mehrere Funktionen in einem einzigen tragbaren Gerät:

- **Herz im Blick:** Photoplethysmographie (PPG) und seitlich angebrachte Elektroden ermöglichen BeamO die gleichzeitige Messung der Blutsauerstoffsättigung (SpO<sub>2</sub><sup>2</sup>) und Herzfrequenz<sup>3</sup>, während ein medizinisch zertifiziertes 1-Kanal-Elektrokardiogramm durchgeführt wird. Die Messung startet ganz intuitiv durch einfaches Umfassen des Geräts - die Ergebnisse erscheinen in Echtzeit auf dem animierten Farbdisplay.
- **Auskultation mit digitalem Stethoskop:** BeamO erfasst mithilfe einer piezoelektrischen Scheibe akustische Schallwellen von Brust oder Rücken. Mithilfe intuitiver Tutorials erhalten Nutzer:innen präzise Messungen von Herz und Lunge. Ausgestattet mit einem USB-C-auf-Klinkenadapter können die Ergebnisse über Kopfhörer gehört und innerhalb der App übertragen, gespeichert und mit Fachpersonal geteilt werden. Bei Telekonsultationen können Ärzt:innen mithilfe des Audio-Streamings die Platzierung des Geräts steuern und sich auf bestimmte Bereiche konzentrieren, die für sie von Interesse sind.
- **Körpertemperatur:** BeamO liefert genaue und stabile Körpertemperaturmessungen durch berührungslose Analyse der Schläfenarterie – auch bei Bewegung oder wechselndem Abstand zur Stirn. Die Kombination aus Präzision und Alltagstauglichkeit markiert einen echten technologischen Fortschritt.

BeamO erfasst Körpertemperatur, Herz- und Lungenfunktion – schnell, präzise und vernetzt. Das Gerät kann frühzeitig auf Fieber oder Infektionen hinweisen, mögliche Herz-Kreislauf-Erkrankungen erkennen – darunter auch Vorhofflimmern, eine der häufigsten Herzrhythmusstörungen – und bei auffälligen Werten Warnmeldungen ausgeben.

## Verfügbarkeit

**BeamO** - ausgezeichnet mit dem CES Innovation Award 2024 - ist ab dem **2. April** erhältlich (ausgenommen Schweiz und in Großbritannien). Der Verkaufsstart erfolgt exklusiv über **withings.com**

<sup>2</sup> BeamO gibt die Blutsauerstoffsättigung in Prozent an.

<sup>3</sup> BeamO erkennt Vorhofflimmern und warnt Sie bei hoher oder niedriger Herzfrequenz.

zum Preis von **249,95 Euro (UVP)**, inklusive eines dreimonatigen Gratis-Abos für Withings+ und den Cardio Check-up. Ab dem **15. Mai** ist BeamO auch im Handel verfügbar.

## Über WITHINGS

WITHINGS hat 2009 die erste intelligente Waage entwickelt und ist seither der Pionier im Bereich der vernetzten Gesundheit. Das klinisch validierte und mehrfach ausgezeichnete Sortiment wird von Millionen Menschen weltweit genutzt und umfasst intelligente Waagen, Hybriduhren, Blutdruckmessgeräte, Schlafsensoren und vieles mehr. Das Team aus Ingenieuren, Datenwissenschaftlern und Gesundheitsexperten bei WITHINGS arbeitet mit klinischen Experten zusammen, um Messungen in medizinischer Qualität zu Hause zu ermöglichen. WITHINGS war das erste Unternehmen, das die Messung der Pulswellengeschwindigkeit und der elektrodermalen Aktivität in den eigenen vier Wänden ermöglichte - und so immer präzisere Wege zur Messung unserer Gesundheit fand. WITHINGS Health Solutions, eine eigene Abteilung für medizinische Fachkräfte aus den Bereichen Prävention und Management chronischer Krankheiten, Fernüberwachung von Patienten, sowie der klinischen Forschung, hilft, die Lücke zwischen Patienten und ihren Pflegeteams zu schließen.

WITHINGS hat es sich zum Ziel gemacht, dabei zu helfen, eine Welt zu schaffen, in der die Menschen ihren Weg zu einer besseren Gesundheit sehen und sich dabei unterstützt fühlen. WITHINGS Produkte fügen sich nahtlos in den Alltag ein, unterstützen durch Informationen, die langfristige Erkenntnisse über die eigene Gesundheit liefern, und bieten Programme, die sinnvolle Veränderungen bewirken.

Erfahren Sie mehr unter [withings.com](https://withings.com) und folgen Sie uns auf [Facebook](#) oder [Instagram](#).