

Ein Blick aufs Herz:

Das neue BPM Vision misst Blutdruck und erkennt Herzrhythmusstörungen – einfach, präzise, zu Hause.

- Mit **BPM Vision** stellt Withings ein neues Blutdruckmessgerät vor, das Blutdruck- und EKG-Messung¹ kombiniert und so eine umfassende Überwachung der Herz-Kreislauf-Gesundheit bequem zu Hause ermöglicht.
- Vorhofflimmern ist eine der häufigsten Herzrhythmusstörungen, deren Auftreten durch Bluthochdruck begünstigt wird. Eine frühzeitige Erkennung ist entscheidend, um Schlaganfälle zu verhindern und Leben zu retten.²



Issy-les-Moulineaux/ Berlin - XX. Oktober 2025 - Withings, der Pionier im Bereich Connected Health, bringt mit **BPM Vision** ein neues Blutdruckmessgerät auf den Markt, das **Blutdruckmessung und Vorhofflimmererkennung in einem Gerät kombiniert** und so die Überwachung der Herzgesundheit zu Hause vereinfacht. Mit einem großen, hochauflösenden Farbbildschirm und interaktiven Tasten liefert BPM Vision klinisch präzise Blutdruckmessungen und führt die Nutzer:innen Schritt für Schritt durch den gesamten Messvorgang.

„Ist die Manschette fest genug? Erhalte ich eine verlässliche Messung?“ – Withings hat den Messvorgang so gestaltet, dass Nutzer:innen mit klaren visuellen Anweisungen auf dem Gerät sicher geführt werden und typische Fehlerquellen vermieden werden, die das Ergebnis

¹ Die EKG-Funktion wird nach und nach in den europäischen Ländern aktiviert.

² Hindricks G, et al. Assessment of Remote Heart Rhythm Sampling Using the AliveCor Heart Monitor to Screen for Atrial Fibrillation: The REHEARSE-AF Study. Circulation. 2017;136(19):1784–1794. doi:[10.1161/CIRCULATIONAHA.117.030583](https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.117.030583)

beeinflussen können. Aus der langjährigen Erfahrung mit präzisen EKG-Messungen für zu Hause hat Withings wertvolle Erkenntnisse gewonnen und sie direkt in die Entwicklung von BPM Vision einfließen lassen. Das Gerät integriert die EKG-Funktion nahtlos in die Blutdruckmessung und ermöglicht so eine umfassende Überwachung der Herz-Kreislauf-Gesundheit ohne zusätzlichen Aufwand im Alltag. Diese Innovation ist ein wichtiger Schritt zur Unterstützung der Herzgesundheit, insbesondere da Bluthochdruck das Risiko, Vorhofflimmern zu entwickeln, um bis zu 50 % erhöht.³

BPM Vision unterstützt beim richtigen Messen zu Hause

Bluthochdruck betrifft weltweit rund einen von vier Männern und eine von fünf Frauen und bleibt oft lange unbemerkt. Messungen zu Hause liefern dabei wertvolle Informationen, die ärztliche Untersuchungen ergänzen: Sie helfen, Schwankungen zu erkennen, Behandlungen besser zu beurteilen und die Herzgesundheit langfristig im Blick zu behalten.

Zahlreiche Studien⁴ zeigen, dass Menschen mit Bluthochdruck oft Schwierigkeiten mit der Positionierung der Manschette, ungenauen Messwerten oder fehlenden Anleitungen haben. BPM Vision macht genau das einfacher: Ein übersichtliches Farbdisplay und eine intuitive Schritt-für-Schritt-Anleitung führen sicher durch den gesamten Messvorgang. So gelangen präzise Ergebnisse zu Hause, auch für alle, die keine Erfahrung mit medizinischen Geräten haben und ganz ohne die Anspannung, die in der Arztpraxis oft zu erhöhten Blutdruckwerten führt.



Trends in der Withings App verfolgen und mit Ärzt:innen teilen

BPM Vision überträgt beim Synchronisieren alle Messwerte automatisch in die **Withings App** (iOS & Android). Dort werden sie anschaulich ausgewertet und als Verlauf dargestellt. So

³ Aune D., Mahamat-Saleh Y., Kobeissi E. et al. Blood pressure, hypertension and the risk of atrial fibrillation: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. *European Journal of Epidemiology*. 2023;38:145–178. doi:[10.1007/s10654-022-00914-0](https://doi.org/10.1007/s10654-022-00914-0)

⁴ Liu H., Zhao D., Sabit A. et al. Arm position and blood pressure readings: the ARMS crossover randomized clinical trial. *JAMA Internal Medicine*. 2024;184(12):1436–1442. doi:[10.1001/jamainternmed.2024.5213](https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2024.5213)

WITHINGS


behalten Nutzer:innen ihre Herz-Kreislauf-Gesundheit im Blick und können die Ergebnisse bei Bedarf direkt mit medizinischem Fachpersonal teilen, um fundierte und persönliche Gespräche über die eigene Gesundheit zu führen.



Cardio Check-Up: Medizinische Auswertung innerhalb von 24 Stunden

Über den Cardio Check-Up Service (im kostenpflichtigen Gesundheitsservice Withings+ enthalten) können die mit BPM Vision erfassten EKG-Messungen außerdem bis zu viermal im Jahr innerhalb von 24 Stunden von zertifizierten Kardiolog:innen ausgewertet werden. Beim Kauf eines BPM Vision über withings.com ist eine einmonatige kostenlose Withings+ Testphase enthalten, die eine erste Auswertung ermöglicht. Auch ohne Withings+ Abonnement stehen Nutzer:innen alle Messfunktionen des Geräts vollständig zur Verfügung. Withings+ kann jederzeit optional hinzugebucht und im Rahmen eines Monats- oder Jahresabonnements flexibel gekündigt werden.

WITHINGS



Withings+ bietet Zugang zu:

- **Cardio Check-Up:** ermöglicht es, ausgewählte Herz-Kreislauf-Daten von zertifizierten Kardiolog:innen auswerten zu lassen.
- **Withings Health Assistant (24/7):** ein intelligenter, rund um die Uhr verfügbarer Assistent, der persönliche Antworten auf Gesundheitsfragen gibt und regelmäßig individuelle Empfehlungen liefert.
- **Erweiterte Gesundheitsindikatoren und Scores:** Zugriff auf exklusive Kennwerte wie den Vitalitätsindikator.

WITHINGS



*„Bei Withings sind wir überzeugt, dass jeder Mensch seine Gesundheit selbst aktiv unterstützen können sollte. Das gilt auch für die Blutdruckmessung. Entscheidend für verlässliche Messwerte ist nicht nur die richtige Technik, sondern auch, wie und unter welchen Umständen gemessen wird. Seit wir 2011 das weltweit erste vernetzte Blutdruckmessgerät vorgestellt haben, haben wir Erfahrungen und Rückmeldungen von Millionen Nutzer:innen und medizinischen Expert:innen ausgewertet und in die Entwicklung von **BPM Vision** einfließen lassen. So entstand eine neue Gerätegeneration, die einfacher zu bedienen, zuverlässiger und stärker auf die langfristige Gesundheitsvorsorge ausgerichtet ist. Die zusätzliche EKG-Funktion hilft, die Herzgesundheit noch besser im Blick zu behalten.“*

Éric Carreel, Präsident und Mitgründer von Withings

Wichtige Funktionen von BPM Vision:

- **CE-zertifiziertes Medizinprodukt** zur Blutdruckmessung
- Integriertes **Einkanal-EKG** – erkennt innerhalb von 30 Sekunden durch einfaches Auflegen der Finger auf die Sensoren an der Vorderseite mögliche Anzeichen von Vorhofflimmern
- **EasyTrack™** – Schritt-für-Schritt-Anleitungen auf einem 2,8-Zoll hochauflösenden Farbdisplay für optimale Messgenauigkeit
- **Sofortige, farbcodierte Rückmeldung** – leicht verständliche Ergebnisse gemäß europäischen Richtlinien für Bluthochdruck
- **TripleTrust™** – Drei aufeinanderfolgende Messungen zur Bestätigung der Zuverlässigkeit, wie von medizinischen Fachkräften empfohlen
- **FlexiFit™ Manschette** – Verstellbare Manschette lässt sich individuell anpassen; Standardgröße im Lieferumfang enthalten, XL separat erhältlich
- **Schutzhülle inklusive** – sorgt zusätzlich für Stabilität und den optimalen Betrachtungswinkel bei jeder Messung, ob zu Hause oder unterwegs.
- **Außergewöhnliche Akkulaufzeit von einem Jahr** – Aufladung per USB-C in weniger als 6 Stunden
- **AutoSync+™** – Integrierte WLAN-Verbindung für automatische Synchronisierung auch ohne Smartphone
- **Unbegrenzter Speicherplatz** – Kostenlose, unbegrenzte Datenspeicherung in der App; Speicherung von bis zu 16 Messungen zwischen zwei Synchronisierungen auf dem Gerät

Preis und Verfügbarkeit

BPM Vision ist **CE-zertifiziert** und für **179,95 €** auf withings.com erhältlich. In Kürze wird das Gerät auch über **Amazon** sowie ausgewählte **Handelspartner** verfügbar sein.

Wichtige Zahlen

- Bis heute wurden mit Withings Geräten weltweit **73 Millionen Bluthochdruckmessungen** durchgeführt.
- Von **98,1 Millionen EKGs**, die mit Withings Geräten aufgezeichnet wurden, zeigten **4,8 Millionen (4,9 %)** Anzeichen von Vorhofflimmern. Diese Warnungen halfen Nutzer:innen, konkrete Schritte zum Schutz ihrer Herzgesundheit zu unternehmen.
- Withings Nutzer:innen führen durchschnittlich **14 Blutdruckmessungen pro Monat** durch. Regelmäßige Langzeitmessungen verbessern nachweislich die Blutdruckkontrolle.
- **Bluthochdruck erhöht das Risiko**, Vorhofflimmern zu entwickeln, **um bis zu 50 %**.

Über Withings

Withings, Weltmarktführer im Bereich vernetzte Gesundheit, integriert leistungsstarke, klinisch validierte Gesundheitsuntersuchungen in alltägliche Gegenstände (Uhren, Waagen, Blutdruckmessgeräte, Schlafsensoren, Thermometer), um Millionen von Nutzern weltweit genaue, klinische Gesundheitsüberwachung in Echtzeit zu ermöglichen. Als Vorreiter in der lebensnahen Herz-Kreislauf-Überwachung bietet Withings hybride vernetzte Uhren, die den Herzschlag und seine Variationen Tag und Nacht verfolgen, medizinisch hochwertige Elektrokardiogramme durchführen, um Pathologien wie Vorhofflimmern zu erkennen, und die Sauerstoffsättigung des Blutes überwachen. Die von Withings erfundenen vernetzten Waagen messen nicht nur die Körperzusammensetzung, sondern auch exklusive Biomarker wie die Pulswellengeschwindigkeit, die das kardiovaskuläre Alter bestimmt und vor Arteriensteifigkeit warnt, die insbesondere durch Hypertonie verursacht wird. Die vernetzten Blutdruckmessgeräte ermöglichen eine häusliche Überwachung der Blutdrucktrends, indem sie zuverlässige und umfassende Messberichte mit einem Arzt teilen, und können ein Stethoskop integrieren, um Herzklappenerkrankungen zu Hause zu erkennen, die bei Bluthochdruck häufiger auftreten. Erfahren Sie mehr unter withings.com und folgen Sie uns auf [Facebook](#), [Instagram](#) oder [X \(ehemals Twitter\)](#).

Pressekontakt

PIABO PR

Nadine Kupfer

E-Mail: withings@piabo.net