

Pressekontakt Withings Deutschland, Österreich und Schweiz:

Sophie Kohoutek / PIABO PR GmbH

withings@piabo.net

+49 (0) 30 25 76205 26

withings

Sperrfrist bis 05. September 2019, 18 Uhr
Move ECG ab sofort in Deutschland verfügbar

Mit einem Jahr Akkulaufzeit ermöglicht es die Move ECG jedem, seine kardiovaskuläre Gesundheit einfach und intuitiv zu überwachen

- *Die weltweit erste analoge Uhr, die bei Bedarf ein medizinisches Elektrokardiogramm zur Erkennung von Vorhofflimmern (AFib) aufzeichnet.*
- *Klinisch geprüft, CE-Kennzeichnung*
- *Ausgezeichnet mit dem CES Innovation Award 2019*



Issy-les-Moulineaux, Frankreich 05. September 2019 – [Withings](#), Pionier der Connected Health-Bewegung, gibt heute bekannt, dass die mit dem CES Innovation Award 2019 in der Kategorie Wearables ausgezeichnete Uhr für Aktivitätstracking Move ECG ab sofort in Deutschland erhältlich ist. Move ECG hat eine CE-Zulassung und ist die weltweit erste analoge Uhr mit der Fähigkeit, bei Bedarf ein EKG aufzuzeichnen und damit Herzerkrankungen wie Vorhofflimmern frühzeitig erkennen zu können.

“Dank des technologischen Fortschritts können Nutzer eigenständig Unregelmäßigkeiten ihrer Herzfrequenz mit EKG-Geräten, Smartphones und einer Vielzahl anderer Technologien kontrollieren. Fortschritte wie diese können bei der Erkennung einer nicht diagnostizierten Erkrankung wie Vorhofflimmern sehr hilfreich sein.“

(Europäische Fachgesellschaft der Kardiologen ESC, Richtlinien, 2016, Seite 58, englische Ausgabe)

Vorhofflimmern betrifft fast drei Prozent der erwachsenen Bevölkerung in Europa und ist für fast ein Drittel der Schlaganfälle verantwortlich. Die Erkrankung wird häufig unterschätzt, da sie oftmals ohne Symptome auftritt. Withings hat es sich zur Aufgabe gemacht, ansprechend designte Produkte zu entwickeln, die Menschen in ihren Alltag integrieren können, um Gesundheits- und Wellnessziele zu überwachen. Dieser Mission entsprechend verbindet Move

ECG medizinische Herzüberwachungstechnologie mit einem stilvollen analogen Uhrendesign und einer hervorragenden Akkulaufzeit von bis zu einem Jahr.

On-Demand EKG am Handgelenk

Um genauere Ergebnisse zu gewährleisten, verwendet Move ECG drei unabhängige Elektroden, die in die Lünette (oberer Ring) und im Gehäuse der Uhr integriert sind. Jede Elektrode ist aus rostfreiem Edelstahl (316L) gefertigt, um eine medizinisch einwandfreie EKG-Aufzeichnung zu gewährleisten.

Dank der Callback-Funktion in der Health Mate App kann der Nutzer einstellen, dass systematische Aufzeichnungen durchgeführt werden oder bei Symptomen (z.B. schneller oder übersprungener Herzschlag) manuell eine EKG-Aufzeichnung starten. Um eine EKG-Aufzeichnung einzuleiten, legt der Benutzer einfach seinen Daumen und Index über das Uhrengehäuse, nachdem er die Seitentaste am Uhrengehäuse gedrückt hat. Der Benutzer muss sein Handy nicht dabei haben, um ein EKG aufzuzeichnen. Das Health Mate EKG-Modul zeigt die Ergebnisse beim nächsten Öffnen der App an.

Nach weniger als 30 Sekunden wird der Nutzer über den Abschluss der Aufzeichnung mittels Vibration informiert. Danach synchronisiert sich die Uhr automatisch mit der Health Mate App, in der angezeigt wird, ob das Herz im normalen Rhythmus schlägt oder ob es Anzeichen für Vorhofflimmern gibt. Speziell entwickelte Algorithmen ermöglichen die automatische und sofortige Analyse der EKG-Aufzeichnungen mit ausgezeichneter Genauigkeit. Die Uhr kann bei Verdacht auf Vorhofflimmern eine Warnung ausgeben, sodass der Benutzer einen Kardiologen für eine Nachuntersuchung aufsuchen kann. Zusätzlich finden Nutzer in der Health Mate eine detaillierte Darstellung ihres langfristigen Herzfrequenzrends und ihre EKG-Aufzeichnungen. Die mit Move ECG gesammelten und in der Health Mate App aufbereiteten Daten können problemlos mit einem Arzt oder medizinischem Fachpersonal geteilt werden.

Funktionen der Move ECG

Zusätzlich zum Überwachen der Herzgesundheit ist die Move ECG mit weiteren fortschrittlichen Funktionen zum Messen von Aktivitäten und Schlaf ausgestattet:

Tägliches Aktivitäts- und Fitnesstracking

- Einmalige Batterielaufzeit von 12 Monaten dank CR2430 Knopf-Batterie.
- Automatisches Aufzeichnen täglicher Aktivitäten wie Gehen, Laufen, Schwimmen, Radfahren und – erstmals in einer Withings Uhr – Treppensteigen. Das Tracking absolvierter Treppenstufen ist besonders hilfreich für Personen, die sich auf das Verbessern ihrer Herzgesundheit konzentrieren möchten. Automatisch erkannte Trainingseinheiten werden in der Health Mate App aufgezeichnet.
- Der prozentuale Anteil des täglichen Schrittziels wird auf dem kleineren Zifferblatt der Uhr angezeigt. Über eine Skala von 0 bis 100 sehen Nutzer auf einen Blick, wie weit sie von ihrem selbstgewählten täglichen Schrittziel entfernt sind.
- Die On-Demand-Trainingsmodus kann durch das Drücken der seitlichen Taste aktiviert werden und ermöglicht dem Nutzer, die angeschlossene GPS-Funktion zu aktivieren. Tempo,

Pressekontakt Withings Deutschland, Österreich und Schweiz:

Sophie Kohoutek / PIABO PR GmbH

withings@piabo.net

+49 (0) 30 25 76205 26



Zeit und Distanz werden in Echtzeit auf dem verbundenen Smartphone angezeigt, und die Trainingsroute wird nach der Sitzung in der Health Mate App abgebildet.

- Die Move ECG ist bis zu einer Tiefe von 50 Metern wasserdicht.

Schlaftracking

- Fortschrittliche Schlafüberwachung und Analyse von Schlafmustern, einschließlich der Länge, Tiefe und Qualität des Schlafes.
- Eine intelligente Weckfunktion, die den Nutzer morgens auf Wunsch mit einem sanften Vibrationsalarm in einer leichten Schlafphase aufweckt, in der er dem natürlichen Aufwachen am nächsten ist.

Wie alle Withings-Geräte verbindet sich Move ECG mit der kostenfreien Health Mate App für iOS und Android, die Daten und Erkenntnisse liefert, sowie die Möglichkeit, Aktivitätserinnerungen zu planen, Ziele zu setzen und Erfolge zu verwalten. Health Mate kann mit mehr als 100 Drittanbieter-Apps wie Apple Health, Google Fit oder MyFitnessPal gekoppelt werden.

Verfügbarkeit

Move ECG ist ab sofort auf Withings.com und exklusiv bei Gravis online und in den Stores für 129,95 Euro erhältlich. Das Zifferblatt ist in Weiß und in Schwarz verfügbar.

###

Über Withings

Withings ist der Pionier der Connected Health-Bewegung. Das Unternehmen entwickelt innovative, intelligente Produkte und Dienstleistungen, die den Menschen dabei helfen, glücklicher und gesünder zu leben. Gegründet von den innovativen Visionären Cédric Hutchings und Eric Carreel im Jahr 2009, ist Withings bestrebt, Menschen mit smarten Lösungen zu motivieren, gesunde Gewohnheiten einfach in den eigenen Alltag zu integrieren. Withings hat eine Reihe von preisgekrönten Produkten für den gesamten Gesundheitssektor entwickelt, darunter Activity Tracker (Steel, Steel HR, Steel HR Sport, Pulse HR und Withings Move), WLAN-Personenwaagen (Body Cardio, Body+, Body), Geräte mit EKG-Funktion (BPM Core, Move ECG), drahtlose Blutdruckmessgeräte (BPM) und eine fortschrittliche Schlafmatte (Sleep). Alle gesammelten Daten werden in der kostenfreien Health Mate App übersichtlich dargestellt. Nutzer erhalten Coachings, motivierende Empfehlungen und Einblicke, um wichtige Aspekte ihrer Gesundheit zu verstehen und ändern zu können.

Weitere Informationen und Bildmaterial unter withings.com