

Kabelloses Blutdruckmessgerät



Das kabellose Blutdruckmessgerät BPM erfasst in Sekundenschnelle hochgenaue Blutdruck- und Herzfrequenz-Messwerte und synchronisiert automatisch alle Daten mit der Health Mate App, wo sie dokumentiert werden und mit dem Arzt geteilt werden können.

Funktionen

Automatische Bluetooth-Synchronisierung

Alle Ergebnisse sind sofort auf dem Smartphone abrufbar. Kompatibel mit iOS & Android.

Übermittlung an den Arzt

Speichern & Teilen der Daten mit dem behandelnden Arzt

Entspricht den europäischen Standards für Medizingeräte / FDA-Zulassung / Zertifiziert für Kanada

Hochpräzise Messdaten von Blutdruck & Herzfrequenz

Farbcodiertes Feedback

Sofortige Messanzeige mit farbcodierter Rückmeldung & individuelle Erinnerungsfunktion

Technische Daten & Design

Abmessungen: 150 x 140 x 100 mm

Genauigkeit: ± 3 mmHg oder 2% des Messwerts

Speichert bis zu 100 Messungen, wenn das Smartphone nicht mit dem Internet verbunden ist

Die durchschnittliche Batterielebensdauer beträgt 1 Jahr (basierend auf 1 Messung pro Tag)

4 AAA Alkali-Mangan-Zelle (im Lieferumfang enthalten und installiert)

Verfügbar für iOS (iOS 7+) und Android (5.0+)

Preis & Verfügbarkeit

99,95 €

Online

withings.com, amazon.com, otto.de, tink.de

Im Handel

Media Markt, Saturn