


WLAN-Körperwaage für Herzgesundheit & Körperzusammensetzung



Verfügbare Farben:



Innerhalb weniger Sekunden nach dem Schritt auf die Waage zeigt die Body Cardio dem Nutzer einen ganzheitlichen Überblick über dessen Gesundheit: Gewicht, BMI, Körperzusammensetzung (Fett, Muskelmasse, Wasseranteil, Knochenmasse) sowie Herzfrequenz.

Funktionen

Herzgesundheit

Body Cardio misst die Herzfrequenz zur allgemeinen Bewertung der Kardiofitness.

Komplette Körperanalyse

Misst Gewicht, BMI, den gesamten Körperfett- und Wasseranteil sowie die Knochen- und Muskelmasse mittels bioelektrischer Impedanzanalyse

Gewichtstrend-Anzeige

Ermittelt aus den letzten 8 Messungen, wird der Gewichtstrend direkt auf dem Display der Waage angezeigt und zeigt die Differenz zur letzten Messung

Lokale Wettervorhersage

Ist die Waage mit dem WLAN verbunden, zeigt sie auf dem Display das lokale Wetter an

Automatische WLAN- oder Bluetooth®-Synchronisierung

Jeder Wiegevorgang wird automatisch in der Health Mate App gespeichert: Health Mate bietet den Nutzern hilfreiche Tipps und hilft ihnen dabei, ihre Ziele zu erreichen

Familienfreundlich

Erkennt und trackt bis zu acht Nutzer und bietet smarte Lösungen für Eltern und Schwangere.

Mit dem Baby-Modus messen Eltern das Gewicht ihres Babys, indem sie sich mit dem Kind im Arm auf die Waage stellen. Der Schwangerschafts-Modus versorgt werdende Mütter mit von Gynäkologen empfohlenen individuellen Ratschlägen und Tipps, um so das Gewicht während der Schwangerschaft zu verfolgen.

Technische Daten & Design

Verfügbar für iOS (iOS 8+) und Android (5.0+)

Hochpräzise Messungen dank Position-Control-Technologie, der patentierten Körperpositionserkennung

Ultraschlankes Design mit einer großen und besonders robusten Plattform aus Hartglas und einer flachen Aluminiumbasis

Akkurate Messungen und Stabilität auf jedem Untergrund – ob Holzböden, Fliesen oder Teppich

Speichert bis zu 16 Messungen, wenn eine kabellose Synchronisierung der Waage nicht möglich ist

Aufladbares Li-Ion-Akku (mit mitgeliefertem Mikro-USB-Kabel)

Durchschnittliche Akkulaufzeit: bis zu einem Jahr

Preis & Verfügbarkeit

White & Black, **149,95 €**

Online

withings.com, amazon.com, otto.de, tink.de

Im Handel

Media Markt, Saturn