


Body Composition Body+



Verfügbare Farben:



Die WLAN-Waage **Body+** garantiert dank der patentierten Position Control-Technologie hochpräzise Messungen der kompletten Körperzusammensetzung (Gewicht, Körperfett- und Wasseranteil sowie Knochen- und Muskelmasse). Body+ zeigt auf dem Display sofort die Messergebnisse an und synchronisiert diese automatisch mit dem Smartphone, um Trends zu verfolgen und den Nutzern beim Erreichen ihrer Ziele zu helfen.

Funktionen

Komplette Körperanalyse

Misst Gewicht, BMI, den gesamten Körperfett- und Wasseranteil sowie die Knochen- und Muskelmasse mittels bioelektrischer Impedanzanalyse.

Gewichtstrend-Anzeige

Ermittelt aus den letzten 8 Messungen, wird der Gewichtstrend direkt auf dem Display der Waage angezeigt und zeigt die Differenz zur letzten Messung.

Familienfreundlich

Erkennt und trackt bis zu acht Nutzer und bietet smarte Lösungen für Eltern und Schwangere. Mit dem Baby-Modus messen Eltern das Gewicht ihres Babys, indem sie sich mit dem Kind im Arm auf die Waage stellen. Der Schwangerschafts-Modus versorgt werdende Mütter mit von Gynäkologen empfohlenen individuellen Ratschlägen und Tipps, um so das Gewicht während der Schwangerschaft zu verfolgen.

Automatische WLAN- oder Bluetooth®-Synchronisierung

Jeder Wiegevorgang wird automatisch in der Health Mate App gespeichert: Health Mate bietet den Nutzern hilfreiche Tipps und hilft ihnen dabei, ihre Ziele zu erreichen

Individuelle Programme

Health Mate coacht die Nutzer mit personalisierten Empfehlungen und unterstützt beim Erreichen der gesetzten Ziele.

Lokale Wettervorhersage

Ist die Waage mit dem WLAN verbunden, zeigt sie auf dem Display das lokale Wetter an.

Aktivität

Sobald die Waage mit einem Activity Tracker gekoppelt ist oder die Schritte über die Health Mate App getrackt werden, zeigt sie die gegangenen Schritte des Vortags an und hilft so den Nutzern, ihre Erfolge oder Misserfolge einzuschätzen

Technische Daten & Design

Verfügbar für iOS (iOS 8+) und Android (5.0+)

Hochpräzise Messungen dank Position-Control-Technologie, der patentierten Körperpositionserkennung

Body+ bietet akkurate Messungen und Stabilität auf jedem Untergrund – ob Holzböden, Fliesen oder Teppich

Speichert bis zu 16 Messungen, wenn eine kabellose Synchronisierung der Waage nicht möglich ist

Batterie: 4x AAA, durchschnittliche Batterielaufzeit von bis zu 18 Monaten

Preis & Verfügbarkeit

White & Black, **99,95 €**

Online

withings.com, amazon.com, otto.de, tink.de

Im Handel

Media Markt, Saturn